

MYTREX DR. HEAT NECK

Uživatelský manuál



Nízkofrekvenční tepelný a vibrační terapeutický přístroj na krk

Před použitím zařízení se ujistěte, že obsahem balení je:

● Mytrex DR. Heat neck	1 ks
● USB nabíjecí kabel	1 ks
● AC adaptér - zásuvka typu A (Japonsko)	1 ks
● Manuál	1 ks

※Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

※Tento produkt je nízkofrekvenční terapeutické zařízení pro domácí použití.



UPOZORNĚNÍ

Před správným použitím si přečtěte „Bezpečnostní opatření“. V případě jakýchkoliv abnormalit nebo poruch prosím vypněte napájení a přestaňte jej používat a poté kontaktujte obchod, který jste zakoupili, nebo náš zákaznický servis. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody nebo problémy související s tímto produktem způsobené nedodržením metod uvedených v návodu.



Upozornění

● **Nepoužívejte jednotlivé lékařské a elektronické přístroje uvedené níže:**

- Lékařské elektronické nástroje, jako jsou implantovatelné kardiostimulátory.
- Umělé srdce a plíce a další lékařské elektronické nástroje podporující život.
- Nositelné lékařské elektronické nástroje, jako jsou elektrokardiogramy.



UPOZORNĚNÍ

● **Následující osoby by neměly zařízení používat:**

- Jedinci se srdečním onemocněním a krevními sraženinami.
- Děti a kojící kojenci.
- Jedinci, kteří nejsou schopni se vyjadřovat a jednat samostatně.
- Jedinci, kteří jsou alergičtí na drahé kovy.
- Jedinec s horečkou (nad 38 stupňů Celsia).
- Osoby, které podstoupily operaci obličeje, operaci krční páteře a krčních implantátů z důvodu zlomenin a kosmetické operace atd.
- Miminka, děti, starší lidé a další trpící špatnou termoregulací a bez vnímání tepla.
- Jedinci, kterým lékaři zakázali masáže.
- Osoby, které podstoupily operaci krční a šijové páteře a utrpěly zranění krku.
- Jedinci v těhotenství a po porodu.

● **Následující osoby musí před použitím podstoupit lékařskou konzultaci. I když nejsou splněny následující podmínky, poraďte se s lékařem, pokud během používání zaznamenáte jakékoli nepohodlí.**

- Osoby, které mají neurologické poruchy obličeje, poruchy vnímání kůže, citlivá konstituce, kožní onemocnění, stejně jako atopické záněty kůže, osoby citlivé na kůži.
- Jedinci s poškozením kůže, ekzémem a otoky.
- Osoby s oběhovými poruchami, teleangiektázií a abnormálním krevním tlakem.



UPOZORNĚNÍ

- Jedinci užívající drogy.
- Jedinci s maligními vředy.
- Jedinci se smyslovými abnormalitami v mozku a nervech (epilepsie atd.).
- Jedinci s poruchou vnímání v důsledku poruchy vysoké periferní cirkulace, jako je diabetes.
- Jedinci se ztrátou citlivosti na teplotu.
- Jedinci, kteří nemohou volně pohybovat končetinami a potřebují klidné prostředí.
- Jedinci se zlomeninami kostí, zvětšenými klouby a jinými abnormalitami.
- Jedinci, kteří se cítí fyzicky nemocní.
- Jedinci, kteří se léčí ve zdravotnických zařízeních.
- Jedinci s onemocněním krční a šijové páteře a osoby, které toto onemocnění prodělaly v minulosti.
- Jedinci, kteří prodělali otřes mozku, poranění krční páteře, stenózu páteřního kanálu, výhřez bederní ploténky, dna, akutní onemocnění (bolest).
- Jedinci se zlomeninami páteře, výrony a ztrátou svalů.

● Pokud se účinek po určité době užívání neprojeví, přestaňte prosím užívat a co nejdříve se poraďte s odborným lékařem

- Důvodem je, že může způsobit fyzické nepohodlí.



UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte jej mimo dosah kojenců a dětí pro bezpečné skladování. Nedovolte dětem a kojícím dětem hrát si.
- Nepoužívat pro domácí mazlíčky.
- Může způsobit nehody a zranění.
- Při odpojování AC adaptéru a USB kabelu držte přední konec kabelu a netahejte za něj a nezapojujte ani neodpojujte kabel mokřýma rukama.
- Mohlo by dojít k požáru v důsledku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte ani neskladujte v koupelně nebo v místech s vysokou vlhkostí. Neskladujte v prostředí náchylném k navlhnutí.
- Mohlo by dojít k požáru v důsledku úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte svépomocí.
- Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění, poruchu atd.
- Nepoužívejte společně s jinými terapeutickými nástroji, mastí (včetně spreje) atd.
- Může způsobit nehody, zranění a fyzické nepohodlí.
- Nemyjte ani neoplachujte hlavní tělo a příslušenství vodou.
- Mohlo by dojít k požáru v důsledku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte a neskladujte na horkých místech (vedle ohně, uvnitř auta nebo v horkém počasí).
- Může způsobit popáleniny, poruchy, požár a přehřátí.

 UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte napájecí adaptér a kabel USB, pokud jsou poškozené nebo pokud je zástrčka uvolněná.
- Nepoškozujte a nezpracovávejte napájecí adaptér a kabel USB a při svazování kabelů nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Vyvarujte se také věšení těžkých předmětů a skřípnutí drátů.
- Mohlo by dojít k požáru v důsledku úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte jej na nebezpečném místě. Zabraňte také pádu nebo nárazu na hlavní tělo a příslušenství.
- Mohlo by dojít k poškození a nesprávné funkci.
- Pokud má hlavní tělo a příslušenství abnormální zápach a teplo, přestaňte je používat.
- Mohlo by dojít k poškození a požáru.
- V případě jakékoli abnormální situace prosím rychle vypněte napájení hlavního těla. Pokud se nabíjí, rychle odpojte AC adaptér ze zásuvky.
- Nepoužívejte za abnormálních podmínek, jako je kouření, abnormální zvuk, zápach atd.
- Zásuvné porty hlavního těla a příslušenství nesmí být kontaminovány kapalinami, kovy, cizími předměty nebo prachem.
- Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem a poruchu.
- Síťový adaptér zapojte přímo do zásuvky ve zdi, nezapojujte zástrčku.
- Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, požár a poruchu.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k obsluze.
- Mohlo by dojít ke zranění a selhání hlavního tělesa.
- Před použitím si ověřte, zda každé ovládací tlačítko a časovač (15 minut) mohou normálně fungovat.
- Mohlo by to způsobit špatný provoz, nehody a zranění.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut a 2x denně, než si na to zvyknete. Vyberte prosím úroveň s nízkou intenzitou zahřívání a slabé frekvence (EMS) a používejte ji po krátkou dobu a poté ji po přizpůsobení postupně upravujte.
- Může způsobit popáleniny a poškození kůže. Nízkofrekvenční (EMS) funkce, nadměrné opakované používání během dne může vést ke svalové únavě.
- Před použitím tohoto produktu odstraňte kov a příslušenství z krku a hlavy.
- Mohlo by dojít k silnému úrazu elektrickým proudem.
- Pokud chcete během používání změnit polohu hlavního tělesa, před změnou nejprve vypněte napájení.
- Při pohybu hlavním tělem během zapnutí může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Během skladování nezapojujte kabel USB do hlavního stroje.
- Mohlo by dojít k požáru v důsledku úrazu elektrickým proudem a zlomených vodičů při velkém zatížení.

 UPOZORNĚNÍ

- K sušení hlavního tělesa a příslušenství nepoužívejte vysoušeč vlasů nebo ventilátor.
- Mohlo by dojít k deformaci produktu a nesprávné funkci.
- Pokud během používání pocítíte bolest, nevolnost nebo abnormální kožní stavy, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Může způsobit nehody a zranění.
- Nepoužívejte při řízení, spánku nebo po požití alkoholu.
- Může způsobit neočekávané nehody a zranění. Pro použití v autě používejte během přestávek a době mimo řízení.
- Pokud budete tento produkt skladovat v barevném sáčku, může to způsobit znečištění hlavního těla přenosem barev.
- Pokud jste zakoupili vadný a nefunkční výrobek, kontaktujte prosím obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili, a náš zákaznický servis.
- Zákazníci nesmí sami rozebírat a opravovat, protože tím ztrácí nárok na záruku.

Specifikace

Značka	MYTREX
Název produktu	DR. Heat Neck
Model	MT-DRHN21W (bílý) 、MT-DRHN21B (černý)
Specifikace zařízení	V provozu : DC3.7V、5.5W Při nabíjení : DC5V、4W Při připojení k AC adaptéru : AC100V、50/60Hz、6W
AC adaptér - zásuvka tapu A (Japonsko)	Vstup : AC100V、50/60Hz、0.2A Výstup : DC5V、1A (Model : K05S050100J)
Rozměr	170×132×40mm
Baterie	Model : PL802656 Jmenovité napětí : 3.7V Kapacita baterie : 1500mAh

Hmotnost	cca 166 g
Max výstupní napětí	28V
Max výstupní proud	3.5mA
Základní frekvence	1~200Hz
Amplituda výstupního pulsu	220μS
Časovač	15 min
Provozní prostředí	teplota 5-40 °C、relativní vlhkost ≤85RH%
Obecný název	Nízkofrekvenční tepelný a vibrační terapeutický přístroj na krk
Typ zdravot. prostředku	Správa lékařského vybavení
Zdravotní prostředek	304AKBZX00083000
Výrobní distributor	Sotus Medical Limited
Vyrobeno	Čína


Popis produktu

Pravá strana

() Tlačítko

Dlouze podržet: ON/OFF

1x krátce stisknout: Přepínání teplotních režimů



Tlačítko (+)

Stiskněte pro zvýšení intenzity krok za krokem

Tlačítko (-)


Stiskněte pro snížení intenzity krok za krokem

Levá strana

() Tlačítko

Dlouhé stisknutí: Mění režim zvuku

Krátké stisknutí: Přepněte nízkofrekvenční režim *2



Tlačítko (+)

Stiskněte pro zvýšení intenzity krok za krokem

Tlačítko (-)

Stiskněte pro snížení intenzity krok za krokem



Oranžová LED dioda

(Úroveň nahřívání)

Žádná	Bez nahřívání
●	Teplo 1 (nízká teplota)
● ●	Teplo 2 (střední teplota)
● ● ●	Teplo 3 (vysoká teplota)

Bílá LED dioda


(Režim zvuku)

○	Režim navádění
○ ○	Režim elektro. zvuku
○ ○ ○	Tichý režim

Uvnitř

Levá strana

Pravá strana



* Umístění nízkofrekvenčních vyhřívacích podložek:

Tento produkt je vybaven 2 nízkofrekvenčními vyhřívacími podložkami na přední, zadní a boční straně. Přední topná deska se nastavuje tlačítkem (+/-) vpravo, zatímco boční a zadní vyhřívací podložky se nastavují tlačítkem (+/-) vlevo pro nastavení úrovně nízké frekvence.

Způsob nabíjení

Pokud používáte výrobek poprvé a baterie je vybitá, vypněte jej a nabíjte.

● Nízký stav baterie

Zvuk	Vydá zvuk „pípnutí“ po dobu přibližně 15 sekund.
LED dioda	Bílé světlo 3x zabliká po dobu přibližně 15 sekund

● Přibližná doba provozu a nabíjení

Nabíjení	3 hodiny
Doba provozu	cca 1,5 - 4 hodiny podle intenzity nahřívání a frekvenčního režimu


※Nejdelší doba používání je u bočních, předních a zadních podložek nastavených na stupeň intenzity 1/stupeň zahřátí 1 a nejkratší doba používání je u bočních a zadních podložek nastavených na stupeň intenzity 16/předních polštářků nastavených na stupeň intenzity 6/stupeň zahřátí 3 a používaných při teplotě místnosti přibližně 26 stupňů. Doba nabíjení a provozu se výrazně liší v závislosti na zbývajících kapacitě baterie, nabíjení a prostředí, ve kterém se používá.

※Nabíjejte v prostředí s okolní teplotou 15-35 stupňů Celsia. Prodloužení doby nabíjení nad doporučenou teplotu může mít za následek nemožnost nabíjení.

※Životnost baterie se zkrátí při prvním nabíjení a dlouhodobém nepoužívání. Návrat k normálu po několika použitích.

1

Otevřete kryt nabíjecího portu na levé straně hlavního tělesa a připojte jej k hlavnímu tělesu pomocí Micro B konektoru přiloženého nabíjecího USB kabelu.



2

Na straně konektoru typu A kabelu USB připojte připojený napájecí adaptér

3


Zasuňte AC adaptér do zásuvky.

※Během nabíjení postupně blikají bílé LED kontrolky. Když svítí všechny 3 bílé LED kontrolky, nabíjení je dokončeno

4

Po nabití odpojte AC adaptér ze zásuvky.

※Vyjměte USB kabel z hlavního těla a zavřete kryt nabíjecího portu.



Nabíjecí baterie

- Pokud se doba používání po nabití extrémně zkrátí, může jít o problém s výdrží baterie. Životnost baterie se může lišit v závislosti na použití, teplotě a dalších podmínkách. Doba nabíjení a vybití je asi 300 až 500.
- Baterii nelze měnit.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte napájení hlavního těla a po úplném nabití jej uložte. Po 1 měsíci znovu uveďte hlavní tělo do provozu a nabíjte jej. Dlouhodobé nenabíjení může mít za následek selhání nabíjení.

Před prvním použitím

Nízkofrekvenční terapeutický přístroj

Jde o metodu fyzikální terapie, která vstupuje do lidského těla slabým proudem (nízká frekvence, EMS), přímo stimuluje a masíruje svaly, zklidňuje podrážděné nervy, podporuje krevní oběh, zmírňuje bolesti způsobené ztuhlostí a pomáhá tělu přirozeně se zotavovat.

Účel a efekt

Uvolňuje ztuhlost ramen, zabraňuje kontrakci svalů způsobené paralýzou a působí masážně.

Upozornění

Používejte přibližně 2krát denně, pokaždé 15 minut a používejte s intenzitou, která vám vyhovuje. Snažte se vyhnout nepřetržitému používání. Pokud používáte dvakrát denně, používejte ráno a večer, s dostatečným časovým odstupem. Pokud je nadužívání a intenzita stimulace příliš vysoká, bude to mít opačný účinek.

Nízko-frekvenční (EMS) stimulace


Provoz nízkofrekvenční (EMS) stimulace se provádí vodou nebo vlhkostí. Před použitím navlhčete oblast kolem krku, kam se dostane „nízkofrekvenční vyhřívací polštářek“, vodou nebo teplou vodou.

Upozornění

- * Abyste předešli zraněním a úrazům elektrickým proudem, noste hlavní těleso podle správné metody použití.
- * Dávejte pozor, aby se "nízkofrekvenční vyhřívací podložka" hlavního tělesa nedotýkala kovových předmětů.
- * Pokud je kůže během používání suchá, může být obtížné cítit nízkofrekvenční (EMS) stimulaci. Pokud tato situace nastane, nejprve vypněte napájení a před dalším použitím důkladně navlhčete oblast krku vodou.
- * V závislosti na kontaktní poloze „nízkofrekvenční vyhřívací podložky“ a stavu svalů na krku se může pocít elektrické stimulace a pohyb svalů na levé a pravé straně lišit, ale není to abnormální jev.

EMS režim

Tento produkt kombinuje 6 režimů EMS od nízké frekvence po vysokou frekvenci.



※Při prvním použití si vyzkoušejte každý režim zvlášť.

Režim 1	Předvolba 1 = Opakujte režim 3.4.5 pokaždé po dobu 30 sekund
Režim 2	Předvolba 2 = Opakujte režim 3.4.6 pokaždé po dobu 30 sekund
Režim 3	Hlubková relaxace (140~200Hz)
Režim 4	Masáž prsty (70~100Hz)
Režim 5	Masírování (20~40Hz)
Režim 6	Poklepy (1~12Hz)

※Režim EMS předních, zadních a bočních vyhřívacích podložek se ovládá tlačítky vlevo a vpravo a doba stimulace předních a zadních vyhřívacích podložek se může lišit.


Úroveň nízko-frekvenční (EMS) stimulace

Z bezpečnostních důvodů je režim EMS nastaven podle následujících specifikací.

- * Bez umístění na těle nelze nastavit úroveň intenzity nad úroveň 1. Vypne se asi 2 minuty po zapnutí napájení.
 - * Po sejmutí z pokožky se úroveň intenzity resetuje na úroveň 1.
 - * Při použití úrovně intenzity nízké frekvence (EMS) 1 nebo vyšší se úroveň intenzity resetuje na úroveň 1 při přepínání režimů.
- ※ Pokud úroveň intenzity nelze dosáhnout nad úroveň 1, změňte polohu tak, aby se podložky mohly plně dotýkat pokožky a zkuste to znovu.

Přepínání provozního zvuku

Tento produkt má 3 různé zvukové režimy. Při přepínání režimů zvuku stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 3 sekund



Po příštím zapnutí napájení se aktivuje naposledy zvolený režim.

Způsoby použití


1

Noste na krku (přímo se dotýkají pokožky).

* Pro přenos nízkofrekvenční stimulace umístěte Dr. Heat neck podložkami (EMS) kolem krku a před nošením důkladně navlhčete vlažnou nebo teplou vodou. Pouze při použití režimu nahřívání není nutné vlhčení.

* Aby se elektrina rozproudila rovnoměrně, měla by být „nízkofrekvenční vyhřívací podložka“ přiložena těsně k pokožce. Kvůli rozdílům v krku se přední vyhřívací podložka nemusí dostat do úplného kontaktu s krkem. Vhodná oblast se liší člověk od člověka, ale pokud dojde k určitému kontaktu, lze již cítit nízkofrekvenční stimulaci.

* Pokud máte dlouhé vlasy, nejprve je svažte, aby se nezapletly.



2



Stisknutím a podržením tlačítka vpravo po dobu asi 2 sekund zapnete napájení

※ Spusťte operaci s následujícími přednastavenými nastaveními. Pokud chcete změnit přednastavená nastavení, začněte od „Kroku 3“ a resetujte své preference.

EMS režim	Režim 1
EMS intenzita	EMS vypnuto (bez stimulace)
Nahřívací režim	Vypnuto

※ Po 15 min se Dr. Heat Neck sám vypne.

※ V případě ukončení používání dříve, stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 2 sekund pro vypnutí.




3


Pomocí pravého tlačítka přepnete režim nahřívání.

Na výběr jsou 3 režimy nahřívání

- * Při stisknutí tlačítka vypínače napájení/topení postupujte v pořadí nahřívání:
1 (nízká teplota) = ohřev 2 (střední teplota) =
= ohřev 3 (vysoká teplota) = ohřev vypnutý (bez ohřevu).
- * Všechny vyhřívací podložky na přední, zadní a boční straně jsou nahřívány. Teplotu každé topné podložky nelze individuálně přepínat.
- * Při prvním použití začněte s nahříváním 1 (nízká teplota).



( ) Tlačítko



4

Stiskněte tlačítka (+/-) na levé a pravé straně pro nastavení úrovně intenzity EMS

* Při prvním použití vyberte nejslabší úroveň a postupně zvyšujte na silnější úroveň, jakmile si na ni zvyknete.

* Při zastavování nízkofrekvenční (EMS) stimulace stiskněte tlačítko (-) pro zastavení stimulace (režim navádění: EMS vypnuto, elektronický zvukový režim: pípnutí).




5

Pomocí levého tlačítka nastavte režim EMS.

Na výběr je 6 režimů.

* Při zastavení nízkofrekvenční (EMS) stimulace stiskněte tlačítko (-) pro zastavení stimulace (režim navádění: EMS vypnuto, elektronický zvukový režim: pípnutí pípnutí).

* Při použití úrovně intenzity nízké frekvence (EMS) 1 nebo vyšší bude úroveň intenzity resetována na úroveň 1 při přepínání režimů. Chcete-li zvýšit úroveň intenzity nízké frekvence (EMS), postupujte podle kroku 4 a nastavte ji.



(↺) Tlačítko



6

Po použití se ujistěte, že je vypnuté napájení, než jej vyjmete ze zařízení.

※ Pokud se rozhodnete terapii ukončit dříve, stiskněte tlačítko zapínání (a ovládání tepla) po dobu 2 sekund a zařízení se vypne.

7

Provádějte údržbu

* Chcete-li zachovat výkon tohoto produktu, proveďte údržbu po každém použití.

* Vezměte na vědomí, že pokud se „nízkofrekvenční vyhřívací podložky“ hlavního těla zašpiní, může to způsobit potíže při přenosu nízkofrekvenční (EMS) stimulace.

Po použití (metody údržby)

Způsoby údržby

- Zařízení a příslušenství se nesmí čistit vodou.
- Po každém použití použijte hadřík namočený ve vodě, vyždímejte vodu do sucha a poté otřete „nizkofrekvenční vyhřívací podložky“.
- Pokud najdete nečistoty, použijte vyždímaný měkký hadřík namočený do teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem a opatrně otřete špinavou část hlavního těla, abyste odstranili případné skvrny.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, ředidla, benzín atd. Mohou způsobit poruchu, poškození součástí a změnu barvy.

Metody uchovávání

- Při skladování odpojte hlavní napájení zařízení a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Neumisťujte produkt do barevného sáčku, který je náchylný k přenosu barev. Způsobí, že se barva snadno přenesne na produkt.
- Neumisťujte jej do blízkosti ohně, koupelny, auta nebo jiných horkých a vlhkých míst. Měl by být skladován na větraném, čistém a chladném místě.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nejprve vyčistěte hlavní tělo, plně jej nabijte a poté uložte.
- Po 1 měsíci výrobek znovu uveďte do provozu a nabijte jej. Pokud se baterie delší dobu nenabíjí, může to způsobit nemožnost nabíjení.

Likvidace produktu

Při likvidaci tohoto produktu dodržujte místní pravidla pro likvidaci produktů s li-ion bateriemi..



Záruční servis

Zodpovědný servis za tento produkt je ILICO Europe s.r.o.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na **rma@ilico.io** nebo na telefonním čísle **+420 735 035 000**.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena
- Popis závady a popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době
- Poškození, které je způsobeno nevhodným zacházením se zařízením
- Poškození či závady způsobené vodou
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti
- Závady způsobené přírodní katastrofou
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost zařízení stabilní

Podmínky záručního servisu

Reklamáce je možná pouze po předložení dokladu o koupi.

Způsob řešení reklamace závisí na reklamním technikovi, a to na základě odborného vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.

V případě opravy či výměny zařízení bude reklamáce vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být funkční repasovaná součástka z jiného zařízení.

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

Sotsu Medical Co., Ltd.

3-1-10-5F Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken

Designed in Japan. Made in China.

©2022 SOTSU MEDICAL CO., LTD.