



návod k použití

vzduchový kompresní masážní přístroj

MGF-301



Pokyny k používání

Přístroj zapnete stisknutím a podržením bočního vypínače po dobu 1,5 sekundy. Stejným tlačítkem stisknutým po dobu 1,5 sekundy přístroj vypnete. Přístroj se vypne, když vyprší doba jeho činnosti. Všechny kontrolky zhasnou, systém se vypne a přejde do pohotovostního režimu.

Během spouštění se rozsvítí panel s ikonami. Stiskem tlačítka režimu přepínáte režimy funkce přístroje. Přístroj lze používat šesti způsoby: uvolnění, aktivace, odpočinek, zotavení, masáž, tlak. Po uzavření zůstane svítit pouze příslušná ikona, ostatní se na panelu vypnou.

Před zahájením činnosti přístroje stiskem tohoto tlačítka vyberete komoru, přičemž první je zvolena komora A. Ikona komory A na panelu je rozsvícena modře. Celkem lze nastavit 13 různých kombinací komor.

Během spouštění se rozsvítí ikona na panelu. Stiskem tlačítka síly upravujete intenzitu působení masáže. Celkem lze postupně měnit osm stupňů intenzity, přičemž se vždy modře rozsvěcuje příslušná ikona na panelu.

Během spouštění se rozsvítí ikona na panelu. Stiskem tlačítka časovače přepínáte dobu trvání masáže 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 nebo 50 minut. Odpovídající ukazatel na panelu se rozsvítí modře.

Když před zahájením masáže stisknete toto tlačítko, přejde přístroj do režimu pozastavení. V něm jsou všechna ostatní tlačítka nefunkční. Dalším stiskem tohoto tlačítka přístroj spustíte.

Když před startem masáže stisknete toto tlačítko, systém se vypne a přirozeně se vypustí.

Zobrazení akumulátoru

1. Během používání postupně zhasínají značky zbývající kapacity nabití akumulátoru.
2. Při nabíjení akumulátoru se značky kapacity postupně rozsvěčují. Jakmile bude akumulátor nabitý, zastavte jeho nabíjení. Kontrolka nabití přestane blikat a rozsvítí se modře. Schéma akumulátoru po jeho nabití zhasne.

Technické údaje

Název výrobku: Vzduchový masážní přístroj

Modelové označení: MGF-301

Úroveň tlaku: 8 úrovní

Hlučnost: ≤ 55 dB

Nabíjecí zásuvka: typ C

Akumulátor: 3000 mAh / 7,4 V

Nabíjecí proud: 5 V = 2 A

Doba nabíjení: < 5,5 hodiny

Doba provozu: < 3 hodiny

Hmotnost výrobku: 1,6 kg

Napájení: 5 V

Čištění

Ovladač

Setřete displej měkkým hadrem.

Tkaniny

Tento výrobek nelze prát. Použijte alkoholovou dezinfekci nebo jej setřete čistým, mokrým ručníkem.



Skladování

Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí, v suchém prostředí bez přímého slunečního záření, bez vystavení horku a vodě. Nebudete-li přístroj delší dobu používat, měli byste každé dva měsíce dobít jeho akumulátor.



Likvidace

Akumulátor je třeba zlikvidovat v souladu s platnými zákony.

Provozní prostředí

Rozsah teplot: 5 °C ~ 40 °C (provoz), -10 °C ~ +60 °C (skladování)

Vlhkost: 5 % ~ 93 % (provoz), 5 % ~ 90 % (skladování)

Tlak: 86 kPa ~ 105 kPa (provoz), 86 kPa ~ 105 kPa (skladování)

Řešení problémů s přístrojem

Jev: přístroj nelze spustit

Možná příčina: je vybitý akumulátor

Řešení: nechte nějakou dobu nabíjet akumulátor, pak zkuste přístroj znovu spustit

Jev: přístroj nelze spustit

Možná příčina: máte-li nastavený časovač, přístroj se po vypršení stanovené doby vypne

Řešení: spusťte přístroj znovu

Jev: je zobrazena chyba

Možná příčina: upozornění na přepětí

Řešení: po automatickém vypnutí a snížení napětí spusťte přístroj znovu

Jev: zobrazena hodnota nízkého tlaku

Možná příčina: z přístroje uniká vzduch

Řešení: je třeba zásah technika a oprava přístroje

Zásady bezpečnosti při zacházení s přístrojem

1. Je zakázáno používat adaptéry, které nesplňují technické požadavky přístroje.
2. Je zakázáno opravovat a rozebírat přístroj osobou, která k tomu není profesně způsobilá.
3. Poškozený kabel napájení musí být nahrazen přímo výrobcem nebo autorizovanou opravnou. Aby se předešlo zranění, nesmíte kabel vyměňovat sami.
4. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, ani když byl vystavený působení vody nebo jiných tekutin.
5. Po použití skladujte masážní přístroj na suchém místě bez působení vlhkosti a přímého slunečního světla.
6. Přístroj nevystavujte působení tavných směsí, výbušnin, chemikálií a vlhka.
7. Nedotýkejte se přístroje ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
8. Pociťujete-li během masáže nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat.
9. Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou.
10. Přístroj udržíte čistý a čistěte jej suchým ručníkem.
11. Doporučujeme se před použitím přístroje poradit s lékařem, nebo přístroj používat jen pod dohledem odborníka v těchto případech:

- ženy ve vysokém stupni těhotenství a děti by přístroj neměly používat;
- psychiatrickí pacienti;
- pacienti se zanícenou kůží, s otoky na kůži, s opařenou kůží apod.;
- ohrožení pacienti, pacienti s vážnými onemocněními by přístroj neměli používat;
- pacienti se slabými nebo zraněnými kostmi;
- lidé s kardiostimulátory;
- lidé s kovovými endoprotézami;
- lidé s vážnými chorobami srdce a neobvyklým krevním tlakem.



Poznámka: Při nesprávném použití přístroje hrozí zranění osoby nebo poškození přístroje.

Přečtěte si bedlivě všechny pokyny, než začnete výrobek používat.

Přístroj nevyhazujte s běžným domovním odpadem. Likvidaci provádějte v souladu s platnými zákony.

S přístrojem zacházejte opatrně.

Odolný proti vlhkosti a dešti.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

CE RoHS

