

AQUA PULSE



DENTÁLNÍ IRIGÁTOR AQUA PULSE

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali produkt značky SOLAC.

Díky jeho technologii, designu a funkčnosti a skutečnosti, že splňuje nejpřísnější standardy kvality, vám zaručujeme plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě před zapnutím přístroje a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.

- Ústní irigátory mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem.
- Tento ústní irigátor smí být používán pouze s studenou nebo teplou vodou (do 40 °C).

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální či průmyslové účely.

Tento přístroj má odnímatelný napájecí zdroj (ZD006M050100EU).

- Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem.
- Přístroj obsahuje nevyjímatelné baterie. Po vyčerpání baterie musí být přístroj řádně likvidován.
- **UPOZORNĚNÍ:** K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný s tímto přístrojem.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v zásuvce, než přístroj zapojíte.
- Vidlice přístroje musí do zásuvky správně pasovat. Nezasahujte do vidlice a nepoužívejte adaptér.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je odnímatelný napájecí zdroj poškozen.
- Pokud dojde k poškození krytu přístroje, okamžitě přístroj odpojte ze sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.

SERVIS

- Jakékoliv nesprávné používání nebo nedodržení návodu k použití ruší záruku i odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů přístroj odneste k autorizovanému servisu. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, může to být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTU PRO EU A/LIBO NA POŽÁDÁNÍ VE VAŠÍ ZEMI:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály obalu tohoto přístroje jsou zařazeny do systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro každý typ materiálu.

- Produkt neobsahuje látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.
- Tento symbol znamená, že pokud chcete přístroj po ukončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrateli elektroodpadu (WEEE).
- Tento přístroj je v souladu s:
 - Směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí
 - Směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
 - Směrnicí 2011/65/EU o omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 - Směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign energeticky souvisejících produktů.
- Následující informace se týkají nařízení 2019/1782 o ekodesignu.

Požadavky na externí napájecí zdroje

Parametr	Hodnota
Značka a adresa	Solac Small Electro, S.L., Avda. Barcelona, s/n, 25790 Olina, Lleida (Španělsko)
Model	ZD006M050100EU
Vstupní napětí	100–240 V
Vstupní AC frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	5,0 W
Průměrná účinnost	74,00 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	N/A
Spotřeba energie bez zátěže	0,09 W