

Návod k použití CZ**Varování**

Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Pouze k zevnímu použití.
- Toto zařízení smí být používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Nepoužívejte na oblasti, které prošly kosmetickým chirurgickým zákrokem.
- Pokud trpíte onemocněním kůže, poraďte se před použitím přístroje s dermatologem.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Nepoužívejte zařízení na řezné rány nebo poškozenou kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj na uvolněné části těla nebo oblasti vykazující známky: křečových žil, kožních onemocnění (například ekzém, lupénka, dermatitida), řezné rány a odřeniny, podráždění, bradavice, mateřská znaménka, kožní znaménka, kožní vyrážka, přecitlivělost nebo spálení sluncem, flebitida, čerstvé jizvy, jiná kožní onemocnění. Pokud trpíte některým z výše uvedených stavů, doporučujeme se před použitím přístroje poradit s lékařem.
- Nepoužívejte bezprostředně kolem očí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Z hygienických důvodů doporučujeme použití pouze jednou osobou.

Popis přístroje

- 1 Masážní pistole
- 2 USB nabíjecí kabel
- 3 Kontrolka nabíjení baterie
- 4 Zapnutí/vypnutí & Intenzita
- 5 Kontrolka horkého vzduchu (červená)
- 6 Kontrolka studeného vzduchu (modrá)
- 7 Teplota
- 8 USB nabíjecí zásuvka
- 9 Ochranné pouzdro

Masážní hlavice**10 Horká a studená:**

Funkci Hot & Cold lze používat samostatně a lze ji použít také ve spojení s masáží. Plochá hlava je ideální pro použití pro zvýšení intenzity a hloubky v citlivějších oblastech. Ideální pro masáž celého těla.

11 Vidlice:

Perfektní volba pro uvolnění ztuhlých šijových, zádočných a ramenních svalů. Skvělé také pro použití na achilovky.

12 Prstový bod:

Pro práci na zatuhlých svalech a specifických oblastech napětí. Lze použít také pro masáž akupunkturních a spouštěvých bodů.

13 Velká koule:

Pro všeobecné použití celého těla na velké svalové skupiny, jako jsou hýžděové svaly, kvadricepsy a hamstringy. Ideální pro začátečníky.

Montáž masážních hlavice:

- Ujistěte se, že je jednotka vypnutá.
- Vyberte masážní hlavici a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Pro vyjmutí hlavici otočte proti směru hodinových ručiček.

Nabíjení:

- Připojte se k portu USB pomocí nabíjecího kabelu USB. (Součást balení)
- Kontrolka nabíjení baterie bude při nabíjení svítit modře. Po plném nabití zůstanou všechna čtyři světla modrá.
- Doba nabíjení baterie: 5 hodin
- Doba provozu při plném nabití: 1-3 hodiny.
Použití horké / studené 2-2,5 hodiny
Vysoká rychlost 2,5-3 hodiny

Použití

- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí přístroje.
- Chcete-li masážní přístroj spustit, znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zvýšíte intenzitu. K dispozici jsou 4 úrovně intenzity.
- Hot & Cold s masáží: Pro aktivaci studeného stiskněte jednou tlačítko teploty, stiskněte dvakrát pro aktivaci teplého a třikrát pro návrat pouze k masáži. Kontrolky zobrazí, které nastavení bylo zvoleno.

Poznámka: Funkci Hot & Cold lze použít pouze s masážní hlavici Horká a studená a lze ji použít samostatně nebo současně.

Pouze horké a studené: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. Pro aktivaci studené stiskněte jednou tlačítko teploty, stiskněte dvakrát pro aktivaci horké. Chcete-li masáž znovu spustit, stiskněte ještě jednou a poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Poznámka: Masážní přístroj poběží 10 minut a poté se automaticky vypne.

Nevyvíjejte nadměrnou sílu nebo tlak – jednoduše klouzejte hlavou přístroje po oblastech těla a pomalu se pohybujte krouživými pohyby.

Pokud cítíte zatuhlé místo nebo oblast svalového napětí, zastavte masážní hlavici na tomto místě na několik okamžiků.

Poznámka: Abyste minimalizovali bolestivost, je lepší zvyšovat intenzitu na vyšší úroveň pomalu, tak jak se svaly postupně zahřívají.

Důležité: Nepoužívejte přímo na kosti nebo klouby.

Po použití:

- Pokožka může po použití vypadat zarudlá a lehce podrážděná. To by mělo rychle odeznít.
- Mohou vás také trochu bolet svaly. To je normální a pravidelným používáním potíže ustoupí.
- **Tip:** Zajistěte, abyste zůstali hydratovaní, abyste pomohli vyplavit všechny toxiny a zkrátili dobu regenerace svalů.

Čištění a údržba:

- Vypněte a očistěte přístroj měkkým vlhkým hadříkem.
- Neponořujte zařízení/jednotku do vody nebo jiných kapalin.
- Před uskladněním přístroj důkladně osušte.

Likvidace



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2002/96/ES) byla zavedena k recyklaci výrobků pomocí nejlepší dostupné technologie recyklace pro snížení dopadu na životní prostředí, úsporu energie a zdrojů a zabránění úniku nebezpečných materiálů na skládkách.

Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, takže prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Výrobek NESMÍ být likvidován spolu s komunálním odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní obecní směrnice
2. Oddělte součásti a správně je zlikvidujte

Specifikace

Model: BT-MAHC

Vstup: 5V 1200mA 6,0W

Baterie: Li-Ion 7,4V 2600mAh



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



To znamená, že jednotka odpovídá aktuální produktové legislativě.



Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.



Záruka

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte: www.bodi-tek.com/warranty

Péče o zákazníky

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese: customerservice@bodi-tek.com

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz

Návod na použitie SK**Varovanie**

Prečítajte si prosím dôkladne všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neponárajte výrobok do vody.
- Len na vonkajšie použitie.
- Toto zariadenie smie byť používané iba na účel, na ktorý je určené, ako je popísané v tejto užívateľskej príručke.
- Nepoužívajte na oblasti, ktoré prešli kozmetickým chirurgickým zákrokom.
- Ak trpíte ochorením kože, poraďte sa pred použitím prístroja s dermatológom.
- Tento spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Nepoužívajte zariadenie na rezné rany alebo poškodenú kožu.
- Nepoužívajte tento prístroj na uvoľnené časti tela alebo oblasti vykazujúce známky: kŕčových žíl, kožných ochorení (napríklad ekzém, psoriáza, dermatitída), rezné rany a odreniny, podráždenie, bradavice, materské znamienka, kožné znamienka, kožné vyrážky, precitlivosť alebo spálenie slnkom, flebitída, čerstvé jazvy, iné kožné ochorenia. Pokiaľ trpíte niektorým z vyššie uvedených stavov, odporúčame sa pred použitím prístroja poradiť s lekárom.
- Nepoužívajte bezprostredne okolo očí.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Z hygienických dôvodov odporúčame použitie iba jednou osobou.

Popis prístroja

- 1 Masážna pištoľ
- 2 USB nabíjací kábel
- 3 Kontrolka nabíjania batérie
- 4 Zapnutie/vypnutie & Intenzita
- 5 Kontrolka horúceho vzduchu (červená)
- 6 Kontrolka studeného vzduchu (modrá)
- 7 Teplota
- 8 USB nabíjacia zásuvka
- 9 Ochranné puzdro

Masážní hlavice**10 Horúca a studená:**

Funkciu Hot & Cold je možné používať samostatne a je možné ju použiť aj v spojení s masážou. Plochá hlava je ideálna na použitie pre zvýšenie intenzity a hĺbky v citlivejších oblastiach. Ideálna pre masáž celého tela.

11 Vidlica:

Perfektná voľba na uvoľnenie stuhnutých šijových, chrbtových a ramenných svalov. Skvelé aj pre použitie na achilovky.

12 Prstový bod:

Pre prácu na stuhnutých svaloch a špecifických oblastiach napätia. Možno použiť aj na masáž akupunktúrnych a spúšťových bodov.

13 Veľká guľa:

Na všeobecné použitie celého tela na veľké svalové skupiny, ako sú sedacie svaly, kvadricepsy a hamstringy. Ideálne pre začiatočníkov.

Montáž masážnych hlavíc:

- Uistite sa, že je jednotka vypnutá.
- Vyberte masážnu hlavicu a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Pre vybratie hlavicu otočte proti smeru hodinových ručičiek.

Nabíjanie:

- Pripojte sa k portu USB pomocou nabíjacieho kábla USB. (Súčasť balenia)
 - Kontrolka nabíjania batérie bude pri nabíjaní svietiť modro. Po plnom nabití zostanú všetky štyri svetlá modré.
 - Doba nabíjania batérie: 5 hodín
 - Doba prevádzky pri plnom nabití: 1-3 hodiny.
- Použitie horúce / studené 2-2,5 hodiny
Vysoká rýchlosť 2,5-3 hodiny

Použitie

- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre zapnutie prístroja.
- Ak chcete masážny prístroj spustiť, znovu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie zvýšite intenzitu. K dispozícii sú 4 úrovne intenzity.
- Hot & Cold s masážou: Pre aktiváciu studeného stlačte raz tlačidlo teploty, stlačte dvakrát pre aktiváciu teplého a trikrát pre návrat iba k masáži. Kontrolky zobrazia, ktoré nastavenie bolo zvolené.

Poznámka: Funkciu Hot & Cold je možné použiť iba s masážnou hlavou Horúca a studená a je možné ju použiť samostatne alebo súčasne.

Iba horúce a studené: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Pre aktiváciu studenej stlačte raz tlačidlo teploty, stlačte dvakrát pre aktiváciu horúcej. Ak chcete masáž znovu spustiť, stlačte ešte raz a potom stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Poznámka: Masážny prístroj pobeží 10 minút a potom sa automaticky vypne.

Nevyvíjajte nadmernú silu alebo tlak – jednoducho kľazte hlavou prístroja po oblastiach tela a pomaly sa pohybujte krúživými pohybmi.

Pokiaľ cítite stuhnuté miesto alebo oblasť svalového napätia, zastavte masážnu hlavu na tomto mieste na niekoľko okamihov.

Poznámka: Aby ste minimalizovali bolesť, je lepšie zvyšovať intenzitu na vyššie úrovne pomaly, tak ako sa svaly postupne zahrievajú.

Dôležité: Nepoužívajte priamo na kosti alebo kĺby.

Po použití:

- Pokožka môže po použití vyzeráť začervenaná a ľahko podráždená. To by malo rýchlo odznieť.
- Môžu vás tiež trochu bolieť svaly. To je normálne a pravidelným používaním problémy ustúpia.
- **Tip:** Zaisťte, aby ste zostali hydratovaní, aby ste pomohli vyplaviť všetky toxíny a skrátili dobu regenerácie svalov.

Čistenie a údržba:

- Vypnite a očistite prístroj mäkkou vlhkou handričkou.
- Neponárajte zariadenie/jednotku do vody alebo iných kvapalín.
- Pred uskladnením prístroj dôkladne osušte.

Likvidácia



Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) (2002/96/ES) bola zavedená na recykláciu výrobkov pomocou najlepšej dostupnej technológie recyklácie pre zníženie dopadu na životné prostredie, úsporu energie a zdrojov a zabránenie úniku nebezpečných materiálov na skládkach.

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, takže prosím zaisťte, aby bol na konci životnosti zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Výrobok NESMIE byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne obecné smernice
2. Oddelte súčasti a správne ich zlikvidujte

Špecifikácia

Model: BT-MAHC

Vstup: 5V  1200mA 6,0W

Batéria: Li-Ion 7,4V 2600mAh



Pred použitím si starostlivo prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Tento spotrebič je určený iba pre vnútorné použitie.



To znamená, že jednotka zodpovedá aktuálnej produktovej legislatíve.



Záruka

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: www.bodi-tek.com/warranty

Starostlivosť o zákazníkov

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese: customerservice@bodi-tek.com

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz