

Be Lucent Pulse Water Flosser Refill Nozzles 4 Pack

Stručný návod k použití / Stručný návod na použitie

CZ - Jak používat

Náhradní trysky jsou určeny pro Be Lucent Pulse Water Flosser.

- 1 Vyjměte používanou trysku z ústní sprchy.
 - 2 Vložte novou trysku do hlavice ústní sprchy.
 - 3 Vyberte typ trysky podle potřeby (viz seznam níže).
 - 4 Po použití trysku opláchněte a nechte oschnout. Pro zachování hygieny a optimálního výkonu trysku pravidelně vyměňujte.
- 2× Standard – pro každodenní čištění mezizubních prostor a linie dásní.
 - 1× Periodontal – pro šetrné čištění podél linie dásní a v oblasti dásňových kapes.
 - 1× Orthodontic – pro čištění kolem rovnátek, drátků a dalších hůře dostupných míst.
-

SK - Ako používať

Náhradné trysky sú určené pre Be Lucent Pulse Water Flosser.

- 1 Vyberte používanú trysku z ústnej sprchy.
 - 2 Vložte novú trysku do hlavice ústnej sprchy.
 - 3 Vyberte typ trysky podľa potreby (pozri zoznam nižšie).
 - 4 Po použití trysku opláchnite a nechajte vyschnúť. Pre zachovanie hygieny a optimálneho výkonu trysku pravidelne vymieňajte.
- 2× Standard – na každodenné čistenie medzizubných priestorov a línie ďasien.
 - 1× Periodontal – na šetrné čistenie pozdĺž línie ďasien a v oblasti ďasnových váčkov.
 - 1× Orthodontic – na čistenie okolo strojčekov, drôtikov a ďalších ťažko dostupných miest.

Poznámka: Tyto informace slouží jako stručný návod k použití produktu. Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s úplnými pokyny výrobce a dodržovat uvedená upozornění.

Poznámka: Tieto informácie slúžia ako stručný návod na použitie produktu. Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa s úplnými pokynmi výrobcu a dodržiavať uvedené upozornenia.