

PHILIPS

sonicare

Speciální edice zubního
kartáčku Power Toothbrush

DiamondClean 9000 Series

Připojená aplikace sleduje
pokrok

Zabudovaný tlakový senzor

Detekce inteligentní hlavice
kartáčku

4 režimy, 3 intenzity

HX9911/88



Přednosti

Bělejší zuby za pouhé 3 dny*



Zvyšte jas svého úsměvu pomocí pokročilé technologie Sonicare. Leštící štětky odstraňují až o 100 % více pigmentací než manuální kartáček a přinášejí viditelně bělejší zuby za pouhé 3 dny*.

Šetrný k dásním



Kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Control je navržena tak, aby vám zajistila dosud nejhlubší vyčištění. Měkké flexibilní strany a vlákna dokonale kopírují obrysy vašich zubů, poskytují 4x větší kontakt s povrchem a pomáhají zacílit na těžko dostupná místa***

Prvotřídní čištění zubů



Kartáček DiamondClean 9000 je dodáván ve výjimečném designu ombré a poskytuje prvotřídní a ergonomické čištění, které se hodí k vašemu stylu. Tenké a kompaktní cestovní pouzdro v doplňující barvě si můžete vzít všude s sebou, ať jedete kamkoli.

Pokročilá technologie Sonicare




Výkonné sonické vibrace pulzují každou minutu 31 000krát a směřují bublinky, které odstraňují plak, mezi zuby a podél okraje dásní. Odstraní až 10krát více plaku než manuální zubní kartáček.

4 režimy / 3 intenzity



Vyberte si ze 4 režimů čištění: Clean pro výjimečné každodenní čištění, White+ pro rozjasnění úsměvu, Gum Health pro jemné, ale účinné čištění a Deep Clean+ pro osvěžující hloubkové čištění. Tři nastavení intenzity od nízké po vysokou vám umožní zlepšit výkon nebo péči o citlivé dásně.

Zabudovaný tlakový senzor



Možná si nevšimnete, že při čištění vyvíjíte příliš velký tlak, ale kartáček DiamondClean 9000 to zaznamená. Pokud je


nutné tlak zmírnit, zubní kartáček vydá pulzující zvuk. Je to upozornění, abyste nechali kartáčkovou hlavici dělat svoji práci.

Automatické párování BrushSync



Chytré kartáčkové hlavice se postarají, abyste používali správný režim a intenzitu pro nejlepší možné čištění. Když používáte kartáčkovou hlavici C3 Premium Plaque Control, technologie BrushSync kartáčku DiamondClean 9000 automaticky synchronizuje kartáčkovou hlavici s režimem White+, aby pomohla vaše zuby vybělit.

Aplikace Sonicare



Kartáček DiamondClean 9000 vám poskytne pokyny, které potřebujete ke zlepšení a udržení zdravých návyků při čištění zubů mezi pravidelnými kontrolami u zubaře. Integrované inteligentní snímače vám umožní zjistit, kdy používáte příliš velký tlak, a díky tomu, že při čištění máte připojení k aplikaci Sonicare, vám osobní zpráva o průběhu pomůže udržet si přehled a zjistit, nakolik jste se v průběhu času zlepšili.

Specifikace

Design a provedení

Barva: Akvamarínový gradient

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 14 dní***

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším, s operačním systémem iOS7

Snadné použití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 kartáček DiamondClean 9000

cestovní pouzdro: 1

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense

Nabíjecí základna a snímač: 1

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

3 intenzity: Vysoká, Střední, Nízká

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Speciální pozornost věnovaná stoličkám

White+: Odstraňuje povrchové skvrny

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

