

IPL epilátor Concept IL3020 Perfect Skin



Profesionální IPL technologie
Dlouhotrvající epilace
300 000 impulzů



Dlouhodobě hladká pokožka

Toužíte po hladké pokožce bez chloupků? S IPL epilátorem Concept IL3020 Perfect Skin toho můžete dosáhnout v pohodlí svého domova. Využívá technologii intenzivního pulzního světla (IPL), která byla podrobena více než 15 letům klinických testů po celém světě. Umožňuje ošetření ve 2 režimech a 5 úrovních podle odstínu pokožky. Je vybaven 2 vyměnitelnými nástavci, se kterými lehce odstraníte chloupky na nohou, rukou i v citlivých oblastech bikin, podpaží a obličeji (tváře, horní ret, brada). Přístroj se snadno ovládá a epilace s ním je bezbolestná a dlouhodobá. Životnost epilátoru dosahuje 300 000 světelných impulzů.

IPL technologie

Tato vědecky ověřená technologie poskytuje rychlé a trvalé výsledky. Záblesky intenzivního pulzního světla se během epilace dostávají pod povrch pokožky, kde působí na tmavý pigment chloupků. Tento tepelný účinek efektivně a bezbolestně ničí chloupky i s kořínky a zabraňuje jejich opětovnému růstu. Pravidelným a správným používáním získáte hladkou pokožku až na několik měsíců.



Nečekejte na léto

Pokud chcete mít v létě krásně hladkou pokožku, začněte s epilací v dostatečném předstihu. Pokožka totiž nesmí být vystavována slunečnímu záření minimálně 4 týdny před a alespoň 2 týdny po použití IPL epilátoru. Pokud jste na pokožku aplikovali samoopalovací krém, vyčkejte, dokud opalovací účinek krému zcela nevymizí. IPL epilátor mohou používat muži i ženy starší 18 let.

Pro koho je IPL epilátor vhodný?

Epilace pomocí IPL epilátoru je nejefektivnější u osob se světlejší pokožkou a tmavšími chloupky, které obsahují tmavý pigment a epilace je tím pádem účinnější. Čím světlejší chloupky a tmavší typ pokožky, tím se účinnost IPL epilátoru snižuje.



Správné použití

Pokožka, kterou se chystáte epilovat, musí být před použitím IPL epilátoru čistá, suchá a oholená. Zvolte vhodnou úroveň intenzity světla pro váš typ pokožky nebo podle citlivosti místa, na které bude světlo působit. Aplikační plochu epilátoru přitiskněte na pokožku. Stisknutím tlačítka přístroj vyšle světelný impuls. Vyvarujte se uvolnění více než jednoho pulzu na stejnou část pokožky během jednoho ošetření. Během epilace můžete cítit mírný pocit tepla či brnění, ale v žádném případě nesmí být bolestivá. Pokud cítíte bolest, je nutné snížit intenzitu záření.

Senzor na ochranu očí

IPL epilátor má zabudovaný bezpečnostní senzor, který zabrání vyslání impulsu, pokud epilátorem míříte do volného prostoru. Díky tomuto senzoru bude přístroj správně pracovat pouze v okamžiku, kdy je aplikační plocha zcela v kontaktu s pokožkou.



Režim PRECISION

Vhodný pro ošetření nejhůře dostupných a nejcitlivějších partií, jako je obličej, podpaží, oblast bikin apod. Přístroj vysílá jednorázové impulsy na základě stisknutí tlačítka pro uvolnění impulsu.

Režim GLISS

Tento režim je vhodný na ošetření větších ploch, jako jsou nohy, ruce, záda apod. Pomalým klouzavým pohybem posunujte přístrojem po pokožce, aniž byste ho zvedali. Epilátor vysílá plynulé záblesky v řadě za sebou, čímž umožňuje rychlejší a plynulejší ošetření.



Kdy IPL epilátor nepoužívat

IPL epilátor se nesmí používat na potetované části těla, místa s permanentním make-upem, pihy, mateřská a jiná tmavá znaménka. Před použitím tyto místa důkladně zakryjte. Zároveň se IPL epilace nedoporučuje osobám s velmi citlivou pokožkou, při kožním onemocnění, při vysokém výskytu červených žilek, křečových žil nebo těhotným a kojícím ženám. Pokud jste jinak nemocní nebo si jen nejste jistí, zda je pro vás IPL epilace vhodná, poraďte se s dermatologem nebo svým lékařem.

Mobilní aplikace

S mobilní aplikací Concept IPL získáte svého osobního rádce, který vám pomůže naplánovat jednotlivé procedury a sledovat postup ošetření. Pomůže vám s výběrem vhodné úrovně intenzity impulzů podle vašeho odstínu pokožky a pohlídá vám intervaly mezi jednotlivými procedurami. Nechybí ani přehledný videonávod, ve kterém se dozvíte, jakým způsobem epilátor správně používat, abyste dosáhli efektivních a dlouhodobých výsledků.



Technické parametry:

Bezpečná a dlouhotrvající epilace z pohodlí vašeho domova

Odstraňuje chloupky z pokožky nohou, rukou, podpaží, oblasti bikin a obličeje

Technologie intenzivního pulzního světla

5 úrovní, 2 režimy - precision, gliss

2 nastavce

LCD displej

Senzor na ochranu očí

Indikátor připravenosti

Mobilní aplikace Concept IPL pro plánování ošetření

Automatické vypnutí při nečinnosti

Uskladnění: pouzdro

Životnost lampy: 300 000 impulzů

Napětí: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A

Příkon: 36 W

Aplikační plocha: 2 - 4 cm²

Světelné spektrum: 550-1200 nm

Frekvence impulzů:

- Stupeň intenzity 1 - impulzy po 1,6 s
- Stupeň intenzity 5 - impulzy po 3,6 s

Intenzita světelného impulzu:

- Stupeň intenzity 1 - 2 J/cm²
- Stupeň intenzity 2 - 2,5 J/cm²
- Stupeň intenzity 3 - 3 J/cm²
- Stupeň intenzity 4 - 3,5 J/cm²
- Stupeň intenzity 5 - 4 J/cm²

Rozměry: 8 x 17,5 x 3,1 cm

Hmotnost: 0,5 kg

Napájení: elektrická síť

Barva: bílá + rosegold