


LED maska na ruce

Skin Ritual Hands



Návod k obsluze

Děkujeme za zakoupení zařízení **Garett Beauty Skin Ritual Hands**

Obsah

1. Obsah - s. 2
2. Rychlý start - s. 2
3. O produktu - s. 3
4. Funkce produktu - s. 5
5. Technické specifikace - s. 6
6. Popis produktu - s. 7
7. Návod k použití - s. 8
8. Režimy provozu zařízení - s. 9
9. Rozšířte svůj rituál s Garrett Beauty - s. 12
10. Podívejte se, jak paní kosmetička používá tato zařízení v sérii 'Expert's view' na našem kanálu YouTube! - s. 13
11. Objevte všechny přístroje Garrett Beauty- s. 13
12. FAQ - nejčastější dotazy- s. 14
13. Poznámky pro uživatele - s. 16
14. Opravy a údržba - s. 17
15. Řešení problémů - s. 19
16. Záruka a reklamace - s. 20

Rychlý start

1. Nabijte zařízení pomocí kabelu USB-C (plné nabití trvá přibližně 2 hodiny).
2. Očistěte a osušte pokožku rukou.
3. (Volitelně) Naneste na ruce sérum nebo krém - LED světlo podporuje vstřebávání aktivních složek.
4. Vložte ruku do LED masky.
5. Podržte tlačítko napájení (cca 2 sekundy), aby se zařízení zapnulo.
6. Pomocí tlačítek režimu a času vyberte barvu světla a dobu trvání procedury.
7. Uvolněte se - procedura trvá 15-30 minut (v závislosti na zvolené době), poté se zařízení automaticky vypne.
8. Po skončení vyjměte ruce a masku otřete vlhkým hadříkem.

O produktu

Garett Beauty Skin Ritual Hands je moderní zařízení pro regeneraci a péči o pokožku rukou s využitím LED světla. Díky fotonové technologii a sedmi druhům světla s různou vlnovou délkou podporuje procesy obnovy pokožky, zlepšuje její pružnost, zesvětluje pigmentové skvrny a působí proti stárnutí. Díky použití studeného světla a pružného silikonu je zařízení bezpečné a pohodlné pro každodenní použití. Maska účinně redukuje známky únavy pokožky, posiluje mikrocirkulaci a stimuluje produkci kolagenu – pro viditelně hladší, mladší a lépe vyživené ruce.

SMĚRY ČINNOSTI:

- intenzivně regeneruje a omlazuje pokožku rukou
- stimuluje produkci kolagenu a elastinu
- zesvětluje pigmentové skvrny a sjednocuje tón pleti
- zlepšuje pevnost a pružnost pokožky
- podporuje mikrocirkulaci a okysličení buněk
- působí protizánětlivě a zklidňuje podráždění
- redukuje viditelnost vrásek a známek stárnutí
- zlepšuje strukturu a hladkost pokožky
- podporuje hojení a regeneraci pokožky poškozené např. sluncem nebo vysušením
- podporuje detoxikaci a čištění pokožky

INDIKACE:

- suchá, dehydratovaná a drsná pokožka rukou
- známky stárnutí – vrásky, ztráta pevnosti a pružnosti
- sluneční a hormonální pigmentace
- šedivý, unavený nebo nerovnoměrný tón pleti
- pokožka vyžadující regeneraci po častém mytí a dezinfekci
- ochablá pokožka s viditelnými známkami stárnutí
- pokožka vystavená vnějším vlivům (slunce, mráz, detergenty)
- ruce vyžadující obnovu po kosmetických nebo dermatologických zákrocích

KONTRAINDIKACE:

Zdravotní stav a léky:

- těhotenství a kojení – z důvodu nedostatku studií potvrzujících bezpečnost
- epilepsie a další neurologická onemocnění, včetně precitlivělosti na blikající světlo
- precitlivělost na světlo (fotodermatózy, lupénka)
- užívání fotosenzibilizujících léků a kosmetických přípravků, např. retinoidů, tetracyklinů, některých bylin (např. třezalky tečkované)
- nádorová onemocnění (současná nebo v anamnéze – pouze se souhlasem lékaře)
- onemocnění štítné žlázy nebo užívání hormonálních léků (zejména při použití masky v oblasti kloubů)
- poruchy srážlivosti krve nebo užívání antikoagulancií

Stav pokožky:

- aktivní kožní infekce (bakteriální, virové, plísňové)
- otevřené rány, popáleniny, škrábance, řezy
- čerstvé jizvy a nezhojená místa po dermatologických nebo chirurgických zákrocích
- závažné podráždění, alergické reakce, vyrážky neznámého původu
- aktivní psoriáza nebo ekzém na ruku

Další kontraindikace:

- přítomnost implantovaných elektronických zařízení (např. kardiostimulátory, neurostimulátory)
- osoby s poruchou vnímání teploty nebo hmatu
- osoby s mentálním postižením, které nejsou schopny samostatně a bezpečně obsluhovat zařízení
- děti a osoby mladší 16 let – bez dozoru dospělé osoby

POZOR: V případě jakýchkoli zdravotních pochybností nebo probíhající farmakologické léčby se před použitím zařízení poraďte se svým lékařem.

Funkce produktu

LED světelná terapie (fototerapie)

Zařízení **Garett Beauty Skin Ritual Hands** využívá pokročilou fotonovou technologii (fototerapii) – metodu známou již ve starověku jako fotoomlazení. Vysílá světelné impulsy o přesně stanovených vlnových délkách, proniká do hloubky pokožky a stimuluje přirozené regenerační procesy. Fototerapie stimuluje obnovu kolagenu a elastinu, zlepšuje strukturu pokožky a podporuje její obnovu zevnitř – bez bolesti, neinvazivně a bez vedlejších účinků.

Maska Garrett je vybavena **7 druhy LED světel**, z nichž každé má jiné terapeutické účinky:

Červené LED světlo (630 nm)

Zlepšuje mikrocirkulaci a okysličení kožních buněk. Stimuluje metabolismus a buněčnou regeneraci, podporuje hojení a zhojení jizev, přispívá ke zvýšení pružnosti a vyhlazení pokožky. Obzvláště účinný v terapii proti stárnutí.

Modré LED světlo (470 nm)

Má silné antibakteriální a protizánětlivé účinky. Redukuje nadměrnou tvorbu mazu, zabraňuje vzniku nedokonalostí a pomáhá zmírňovat podráždění. Doporučuje se při sklonu k akné a zánětlivým stavům pokožky.

Zelená LED dioda (520 nm)

Podporuje redukci svalového napětí, uvolňuje a zklidňuje pokožku. Pomáhá vyrovnat tvorbu mazu, zlepšuje mikrocirkulaci a podporuje detoxikaci. Používá se také k zmírnění pigmentových skvrn a zesvětlení pokožky.

Žluté LED světlo (590 nm)

Stimuluje lymfatický systém, urychluje odvod toxinů a působí proti otokům. Podporuje regeneraci citlivé pokožky, zlepšuje její tón a navrácí jí zdravý lesk. Redukuje zarudnutí a zčervenání.

Fialové LED světlo (640 nm)

Kombinuje účinky červeného a modrého světla. Je účinný při léčbě akné a jizev po akné. Má příznivý vliv na barvu pleti, aktivuje melanocyty a reguluje pigmentační procesy.

Bílé LED světlo (510 nm)

Podporuje regeneraci pokožky, má rozjasňující a zklidňující účinky. Pomáhá zlepšit strukturu pokožky, eliminuje známky únavy a obnovuje vitalitu pokožky.

Cyanové LED světlo (495 nm)

Stimuluje hluboké vrstvy pokožky, urychluje buněčný metabolismus, redukuje drobné vrásky a zlepšuje pružnost. Účinný v případě šedé, matné a unavené pokožky rukou.


Poznámka: Každá barva světla působí individuálně a lze ji přizpůsobit aktuálním potřebám pokožky – uživatel má možnost zvolit délku a intenzitu terapie.

Technické specifikace

Název produktu: Garrett Beauty Skin Ritual Hands	
Kapacita baterie: 2000 mAh	Počet LED diod: 150 (3 v každém z 50 světelných bodů)
Typ napájení: USB-C	Výkon: 5 W
Hmotnost produktu (čistá): 389 g	Rozměry: 250 x 160 x 10 mm

Více informací o tomto zařízení najdete na stránkách www.garett.eu. Navštivte naše stránky a seznamte se s dalšími produkty a příslušenstvím.

Popis produktu



Návod k použití

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabitě.
2. Pokud tlačítko napájení nereaguje, připojte ovladač k napájecímu zdroji pomocí kabelu USB-C.
3. Před nasazením masky očistěte pokožku rukou a důkladně ji osušte měkkým ručníkem.
4. Pokud chcete, můžete na pokožku rukou nanést svůj oblíbený krém nebo sérum – fototerapie může pomoci vstřebávání aktivních látek.
5. Vložte ruku do LED masky tak, aby celá její plocha přiléhala k pokožce.
6. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund, aby se zařízení spustilo.
7. Pomocí tlačítka režimu vyberte barvu světla vhodnou pro potřeby pokožky.
8. Nastavte dobu trvání procedury – doporučená doba je 15 až 30 minut.
9. V případě potřeby upravte intenzitu světla stisknutím tlačítka intenzity.
10. Během procedury nechte ruku v klidu – např. ji pohodlně položte na kolena nebo na stůl.
11. Po skončení terapie se zařízení automaticky vypne, nebo jej můžete vypnout ručně podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund.
12. Vyjměte ruku z masky, očistěte pokožku (pokud jste použili kosmetické přípravky) a poté masku jemně otřete měkkým, vlhkým hadříkem. **Vyhněte se používání žíravých látek nebo alkoholu.**

Doporučená frekvence použití: 3–5krát týdně, podle potřeb pokožky.

Režimy provozu zařízení

1. ČERVENÝ REŽIM

Funkce:

- červené LED světlo (630 nm)
- 4 úrovně intenzity světla – nastavitelné tlačítkem

Charakteristika:

Zlepšuje mikrocirkulaci a okysličení kožních buněk. Stimuluje produkci kolagenu a elastinu, vyhlazuje povrch kůže a redukuje drobné vrásky. Posiluje strukturu kůže rukou, zvyšuje její pevnost a pružnost.

Pracovní doba:

Doporučená doba trvání procedury je 15–30 minut, přizpůsobená individuálním potřebám pokožky.

Frekvence:

3–5krát týdně

2. MODRÝ REŽIM

Funkce:

- modré LED světlo (470 nm)
- 4 úrovně intenzity světla

Charakteristika:

Má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Pomáhá omezit tvorbu mazu, zklidňuje podráždění a podporuje boj s nedokonalostmi pokožky rukou.

Pracovní doba:

15–30 minut

Frekvence:

3–4krát týdně

3. ZELENÝ REŽIM

Funkce:

- zelená LED dioda (520 nm)
- 4 úrovně intenzity světla

Charakteristika:

Působí zklidňujícím účinkem, podporuje rovnováhu pokožky a zlepšuje mikrocirkulaci. Snižuje napětí pokožky a pomáhá zmírňovat pigmentové skvrny a nerovnoměrný tón pleti.

Pracovní doba:

15–30 minut

Frekvence:

2–4krát týdně

4. ŽLUTÝ REŽIM**Funkce:**

- žlutá LED dioda (590 nm)
- 4 úrovně intenzity světla

Charakteristika:

Podporuje lymfatický odtok, redukuje otoky a rozjasňuje pokožku. Posiluje citlivou pokožku, navrácí jí zdravý vzhled a přirozený lesk.

Pracovní doba:

15–30 minut

Frekvence:

3–5krát týdně

5. CYAN MODE**Funkce:**

- cyanové LED světlo (495 nm)
- 4 úrovně intenzity světla

Charakteristika:

Stimuluje buněčný metabolismus, podporuje procesy čištění pleti a dodává jí svěží vzhled. Ideální při známkách únavy a ztráty jasu.

Pracovní doba:

15–30 minut

Frekvence:

2–4krát týdně

6. REŽIM BÍLÁ**Funkce:**

- bílé LED světlo (510 nm)
- 4 úrovně intenzity světla

Charakteristika:

Má rozjasňující účinky a podporuje regeneraci pokožky. Pomáhá obnovit rovnováhu, zklidňuje podráždění a zlepšuje celkový stav pokožky rukou.

Pracovní doba:

15–30 minut

Frekvence:

3–5krát týdně

7. FIALOVÝ REŽIM**Funkce:**

- fialové LED světlo (640 nm)
- 4 úrovně intenzity světla – nastavitelné tlačítkem

Charakteristika:

Fialové světlo kombinuje vlastnosti červeného a modrého světla, díky čemuž má regenerační i protizánětlivé účinky. Pomáhá redukovat jizvy po akné, pigmentové skvrny a záněty. Zlepšuje tón pleti a podporuje obnovu pokožky.

Pracovní doba:

15–30 minut, přizpůsobené reaktivitě pokožky.

Frekvence:

3–5krát týdně

Rozšiřte svůj rituál s Garrett Beauty

Skin Ritual Hands je jen jedním z kroků vaší domácí péče o pleť. Objevte další přístroje **Garrett Beauty**, které vám pomohou s každodenní péčí o pleť:

Garrett Beauty Refresh Scrub

Kavitační peeling a sonoforéza – jemné, ale účinné čištění pleti obličeje.



Garrett Beauty Bright Skin

EMS, RF radiofrekvence a LED světlo – lifting, zlepšení tónu pleti a regenerace pokožky obličeje.



Garrett Beauty Fresh Eye

Masážní přístroj na oči s funkcí chlazení a ohřevu – redukuje otoky a známky únavy.



Garrett Beauty Perfect Body

Anticelulitidní vakuový masážní přístroj s lymfodrenážní funkcí – podporuje tvarování postavy a zlepšuje tonus pokožky.



Garrett Beauty Multi Care Brush

Multifunkční přístroj pro zvukovou masáž a péči o obličej – stimulace pokožky, zlepšení mikrocirkulace a uvolnění obličejových svalů.



**Podívejte se, jak paní kosmetička
používá tato zařízení v sérii
‘Expert’s view’ na našem
kanálu YouTube!**



**Objevte všechna zařízení
Garrett Beauty**



FAQ – nejčastější dotazy

Jak často mohu používat LED masku?

Doporučuje se provádět ošetření **3–5krát týdně**, v závislosti na potřebách pokožky. V případě velmi citlivé nebo podrážděné pokožky se doporučuje začít s 2–3 ošetřeními týdně a postupně frekvenci zvyšovat.

Můžete masku používat každý den?

Ano, v krátkých sériích (např. 5–7 dní po sobě), zejména při intenzivních regeneračních kúrách. Pro každodenní použití se doporučuje 3–5krát týdně.

Mohu používat masku s krémem nebo sérem?

Ano, můžete použít svůj oblíbený kosmetický přípravek. LED světlo podporuje vstřebávání aktivních složek.

Funguje LED maska, i když nepoužiji žádný kosmetický přípravek?

Ano, LED maska účinně působí na „holou“ pokožku. Použití krémů nebo sér však může účinky ošetření ještě více podpořit.

Je LED maska bezpečná pro všechny?

Ne – seznamte se s seznamem kontraindikací (např. těhotenství, epilepsie, kožní onemocnění, fotosenzibilizující léky). V případě pochybností se poraďte s lékařem.

Mohu používat masku s hybridním/gelovým lakem na nehty?

Ano, maska působí na pokožku rukou a nemá vliv na stylizaci nehtů.

Proč se maska sama vypíná?

Maska se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby procedury.

Zahřívá se LED maska během provozu?

Ne. Zařízení využívá studené LED světlo, které pokožku nezahřívá.

Jaké světlo zvolit pro můj kožní problém?

Červená: regenerace, proti stárnutí, vyhlazení pokožky.

Modrá: antibakteriální, při podráždění a sklonu k akné.

Zelená: zesvětlení pigmentových skvrn, zklidnění pokožky.

Žlutá: zlepšení barevného tónu, lymfatická drenáž.

Fialová: jizvy, regenerace, záněty.

Bílá: celkové zlepšení stavu pokožky.

Azurová: unavená, matná pokožka, zlepšení elasticity.

Co dělat, když se pokožka podráždí?

Přestaňte zařízení používat a poraďte se s dermatologem..

Je LED maska voděodolná?

Ne, maska není vodotěsná. Zařízení chraňte před vlhkostí a vodou.

Vyžaduje maska speciální údržbu?

Po každém použití masku jemně otřete vlhkým hadříkem. Nesmíte ji ponořit do vody ani používat agresivní čisticí prostředky.

Poznámky pro uživatele

- 1.** Zařízení je určeno výhradně pro vnější použití. Nepoužívejte na jiné části těla než na ruce.
- 2.** Před zahájením terapie se ujistěte, že pokožka rukou je čistá, suchá a bez podráždění. Pokud před ošetřením používáte kosmetické přípravky, ujistěte se, že jsou bezpečné pro použití v kombinaci s LED světlem.
- 3.** Nepoužívejte v případě otevřených ran, popálenin, silných zánětů kůže nebo aktivních infekcí.
- 4.** Nedívejte se přímo do zdroje LED světla. Světlo může být intenzivní – doporučuje se vyhnout se dlouhodobému pohledu na diody.
- 5.** Zařízení nesmí používat osoby:
 - s precitlivělostí na světlo (fotodermatózy),
 - užívající fotosenzibilizující léky (např. retinoidy, některé antibiotika),
 - trpící epilepsií,
 - těhotné nebo kojící (bez konzultace s lékařem),
 - s kardiostimulátory nebo jinými aktivními elektronickými implantáty.
- 6.** Během používání se vyhněte kontaktu zařízení s vodou, potem nebo vlhkostí. Zařízení není vodotěsné.
- 7.** Po skončení procedury zařízení očistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty, alkohol, aceton ani jiné agresivní čisticí prostředky.
- 8.** Zařízení nerozebírejte, nemodifikujte ani neopravujte sami. Hrozí ztráta záruky a poškození zařízení.
- 9.** Zařízení skladujte na suchém, chladném místě, mimo dosah přímého slunečního světla a dětí.
- 10.** Nepoužívejte zařízení, pokud jsou viditelné mechanické poškození, roztavení, přerušení vodičů nebo vůle v konektorech.
- 11.** V případě neobvyklé reakce kůže (pálení, vyrážka, silné zarudnutí) přestaňte zařízení používat a poraďte se s dermatologem.

Opravy a údržba

1. Čištění zařízení:

Po každém použití otřete LED masky a ovladač suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek, který neobsahuje alkohol, aceton ani jiné agresivní látky.

Nenamáčejte do vody. Neoplachujte pod tekoucí vodou.

2. Dezinfekce:

V případě použití více než jednou osobou se doporučuje pravidelně dezinfikovat silikonový povrch masky pomocí nealkoholových přípravků určených pro jemné povrchy.

3. Skladování:

Zařízení by mělo být skladováno na suchém a chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla a vlhkosti. Nejlépe je skladovat v originálním obalu, aby byly součásti chráněny před prachem a poškozením.

4. Nabíjení:

K nabíjení používejte výhradně přiložený kabel USB-C nebo jiný kompatibilní napájecí adaptér s napětím 5 V (1 A–2 A). Vyhněte se dlouhodobému nabíjení bez dozoru.

5. Opravy:

Neodstraňujte zařízení sami. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejnu. Vlastní zásah může mít za následek ztrátu záruky.

6. Poškození a opotřebení:

Používejte zařízení pouze v případě, že:

- kabel nebo nabíjecí port není poškozený,
- ovladač nereaguje na stisknutí tlačítek,
- silikonová maska není deformovaná, prasklá nebo přehřátá,
- zařízení nevydává neobvyklý zápach, kouř nebo světlo neblíká nesprávným způsobem.

7. Likvidace:

Po skončení používání zařízení je třeba jej odevzdat do sběrného dvora pro elektroodpad. Nesmí se vyhazovat spolu s komunálním odpadem.



V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

Navštívte nás:



Kontakt na servisní středisko Garrett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Maska nesvítí	1. Zkontrolujte výběr režimu osvětlení. 2. Odpojte a znovu připojte masku.
Zařízení se nezapíná	1. Nabijte ovladač. 2. Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
Zařízení se nenabíjí	1. Použijte originální kabel USB-C z balení. 2. Zkontrolujte, zda není nabíjecí port znečištěný nebo poškozený.
Zákrok končí příliš rychle	1. Zkontrolujte nastavený čas procedury. 2. Nastavte delší dobu provozu na ovladači.
LED dioda bliká nebo funguje nestabilně	1. Restartujte zařízení (vypněte a znovu zapněte). 2. Odpojte masku a znovu ji připojte.
Maska se nezahřívá	To je správné – maska využívá studené LED světlo a během procedury by se neměla zahřívát.
Nabíječka není kompatibilní s kabelem USB-C	Použijte libovolnou USB nabíječku (např. od telefonu), která podporuje napětí 5 V a proud 1 A–2 A.

Záruka a reklamace

Produkt je krytý 24měsíční zárukou výrobce od data nákupu. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození vzniklé vinou uživatele nebo v důsledku nesprávného používání (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vzniklá v důsledku použití příslušenství jiného než dodaného v sadě, spotřebního materiálu.

Podrobné záruční podmínky a kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách:

www.garett.eu

Výrobce/Odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

www.garett.eu

contact@garett.eu



Správná likvidace
produktu (vyřazená
elektrická a elektronická
zařízení)

Označení na výrobku nebo v souvisejících textech upozorňuje, že po skončení životnosti by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo škodlivým vlivům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, prosíme, oddělte produkt od ostatního odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opětovné použití materiálových zdrojů jako běžnou praxí. Informace o místě a způsobu ekologického recyklace tohoto produktu mohou uživatelé v domácnostech získat v maloobchodním prodejním místě, kde produkt zakoupili, nebo u místních úřadů. Uživatelé v podnicích by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O. O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.garett.eu