



**BEZDRÁTOVÁ
PROFESIONÁLNÍ
OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA
NA OBLIČEJ A KRK S NABÍJECÍ STANICÍ
(BÍLOZLATÁ)**

SK Bezdrôtová profesionálna ošetrujúca LED maska na tvár a krk s nabíjacou stanicou (bielozlatá).....5

EN Wireless professional treatment LED mask for the face and neck with charging station (white-gold).....9

CZ PALSAR7

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK S NABÍJEJÍCÍ STANICÍ (BÍLOZLATÁ)

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Proč chodit na drahé chemické peelingy a čištění pleti, laserové úpravy a výplně vrásek kyselinou hyaluronovou, když můžete pleť léčit z pohodlí vašeho domova?

Profesionální ošetřující LED maska PALSAR7 představuje inovativní způsob, jak se zbavit akné, vrásek, unavené pleti a dalších nedokonalostí. A to díky terapii fotonovým světlem, která patří v oblasti dermatologie mezi nejefektivnější nástroje v boji proti chronickým kožním defektům. Oproti laserovým ošetřením nezpůsobuje fotonové ošetření pomocí LED světel žádnou bolest či vedlejší účinky, které potřebují čas na zahojení.

JAK FUNGUJE FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo se dá zjednodušeně popsat jako viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu od 415 do 635 nm. Při této terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Různé vlnové délky světla mají různé pozitivní účinky při péči o pleť.

VLNOVÉ DÉLKY SVĚTEL PRO OŠETŘUJÍCÍ LED MASKU:

Červené světlo: **635 nm**

Oranžové světlo: **605 nm**

Modré světlo: **415 nm**

Použití této masky je velmi jednoduché, stačí si ji nasadit, upevnit pomocí dvou nastavitelných pásků k obličeji a pomocí tlačítka na straně masky nastavit barevný režim. Kolem otvorů na oči jsou jemné gumové šedé podložky, které zamezí nepříjemnému otlaku okolo očí. K masce na obličej se dá připojit i druhá maska, která ošetřuje pokožku krku. Ošetřující LED maska na obličej a krk je vybavena celkem 92 LED diodami. Tyto diody produkují fotony právě s různými vlnovými délkami. Každá dioda má definovaný výkon a hodnotu světelného toku. Proto je důležité rozlišovat jednotlivé barvy diod. Každá barva léčí jiný problém pleti - záleží na vaší preferenci.

Před prvním použitím z vnitřní strany masky odstraňte ochrannou fólii.

CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK

ÚČINKY OŠETŘUJÍCÍ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a předchází jejich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáhá bojovat proti mastnotě obličeje
- Zlepšuje pružnost pokožky
- Sjednocuje tón pleti
- Potlačuje tvorbu melaninu
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků

HLAVNÍ FUNKCE:

- Přírodní světelné vlny zlepšují vzhled pokožky
- Každá barva světla je účinná na konkrétní ošetření pleti
- Různé možnosti režimu
- Snadné ovládání
- Lehce přenosné
- Elegantní a nadčasový design



MASKA JE VHODNÁ PRO TOHO, KDO:

- Zůstává vzhůru dlouho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlouho před počítačem a kouká se často do mobilního telefonu
- Nedodrží zdravý jídelníček, který zlepšuje stav pleti
- Má problematickou pleť: skvrny, akné, ucpané póry, matnou, nažloutlou, hrubou či ochablou pleť, aj.

CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK

NÁVOD K POUŽITÍ:

- **Před použitím masky sundejte ochrannou fólii na vnitřní straně masky.**
- K masce na obličej připojte podle masku na krk, masku lze používat i bez části na krk.
- Před nasazením masky důkladně očistěte pleť obličeje a krk a poté šetrně vysušte ručníkem.
- Ošetření pleti zahajte podržením tlačítka na straně masky po dobu 3 sekund. Následně můžete stiskem tlačítka přepínat barevné režimy. (Červená, modrá, oranžová)
- Nasadte si masku na obličej a přizpůsobte délku nastavitelných pásků ke svému obličeji.
- Začněte celý proces ošetření pleti fotonovou terapií.
- Po jednom stisku tlačítka a následném zapnutí masky se barevné režimy masky automaticky střídají v následujícím pořadí a délce: Červený = 5 minut, Modrý = 5 minut, Oranžový = 10 minut. Po dokončení cyklu se maska vypne.
- V případě, že budete chtít zvolit pouze jeden barevný režim, lze stiskem tlačítka zvolit požadovaný režim, a následně doba ošetření pod konkrétním barevným režimem trvá 20 minut a poté dojde k automatickému vypnutí. Při volbě konkrétního režimu se barvy již automaticky nestřídají.
- Doporučená doba používání je 20 minut, můžete tedy vystřídat všechny režimy pro kompletní péči, nebo vybrat mód dle Vašich preferencí.

NABÍJECÍ STANICE



Maximální doba použití masky denně činí 20 minut. Doporučená doba jednoho ošetření je 20 minut, během jednoho ošetření můžete vystřídat všechny barevné režimy, nebo si vybrat Vámi preferovaný. Ideálně masku používejte 2-3x týdně. Pokud trpíte na citlivou pokožku, ekzémy, alergie nebo jste nachlazení, poraďte se před použitím masky s vaším lékařem.

UVEDENÉ OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.

CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL:

1) 635NM-LED ČERVENÉ SVĚTLO: PROTI VRÁSKÁM

- Bělící účinky
- Pro hebkou pokožku bez vrásek
- Vyhlazuje jemné vrásky, smršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Brání v tvorbě pigmentu

2) 605NM-LED ORANŽOVÉ SVĚTLO: PROTI ÚNAVĚ

- Zmírňuje hrubost pokožky a zarudnutí
- Zmírňuje kožní onemocnění
- Navíc zmírňuje horkost a podporuje zvýšení imunity
- Podporuje absorbování kosmetických přípravků
- Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- Napomáhá zpomalování stárnutí kůže

3) 415NM-LED MODRÉ SVĚTLO: PROTI AKNĚ

- Účinně snižuje výskyt a léčí akné
- Zlepšuje stav pokožky, aniž by zanechávalo jizvy
- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- Má antibakteriální a protizánětlivý účinek

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ:

- Balení obsahuje nabíjecí stanici, která zjednodušuje proces nabíjení. Od masky stačí odepnout část pro ošetření krku a nástavec na bradě masky, a následně spodní stranou masku připevnit do nabíjecí stanice.
- Nabíjecí stanici je potřeba nejprve nabít pomocí USB-C kabelu. Po nabití stanice ji lze používat pro nabíjení samostatné masky. Nabíjecí stanice Vám usnadní manipulaci s maskou zejména při cestování.
- Masku je možná nabít přímo, bez použití nabíjecí stanice. Stačí připojit USB-C kabel, který je součástí balení do otvoru poblíž tlačítka pro spuštění masky.
- Při nabíjení skrze nabíjecí stanici, nebo samostatně, začne poblíž nabíjecího kabelu blikat červené světlo. Ve chvíli, kdy se světlo změní v modré je maska plně nabitá.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí: 3.7V

Kapacita baterie nabíjecí stanice: 1400mAh

Materiál: ABS, Silikonový gel

Nabíjecí napětí: DC 5V - 1A

UPOZORNĚNÍ, RIZIKA:

- Nevhodné pro děti do 14 let.
- Zakázáno používat: těhotným ženám, kojencům, dětem, lidem s nachlazením, angínou či chřipkou, epileptikům, alergikům na světlo, pacientům s onemocněním štítné žlázy.
- Produkt není žáruvzdorný, chraňte ho před ohněm a žíravinami.
- V případě nepříjemného pocitu nebo nevolnosti po použití masky, masku přestaňte používat, navštivte svého lékaře a použití masky s ním zkonzultujte.
- Při použití masky nekoukejte do LED diod – hrozí dlouhodobé poškození očí. Vyhněte se dlouhodobému přímému očnímu kontaktu se zdrojem světla.
- Pokud hodláte zároveň s maskou použít i kosmetické přípravky, vybírejte kvalitní produkty s přírodním složením.
- Po otevření krabice může maska mírně zapáchat, je to způsobeno tím, že je vyrobena z lékařského silikonu, zápach brzy vymizí.
- V době, kdy maska není používána, uchovejte masku v krabici, nebo v nabíjecí stanici, na rovném suchém povrchu, mimo magnetické pole. Zamezíte tak jejímu poškození.
- K očištění masky nepoužívejte vodu, neponořujte masku do vody – k očištění použijte navlhčený hadřík.
- K očištění masky nepoužívejte žádné chemické přípravky.
- Nevystavujte masku přímo slunečnímu záření.
- Používejte pouze dle návodu, dbejte opatrnosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1x LED maska na obličej, 1x LED maska na krk, 1x kabel USB, 1x nabíjecí stanice, uživatelská příručka



PALSAR7

**PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED
MASKA NA TVÁR A KRK S NABÍJACOU
STANICOU (BIELOZLATÁ)**

TERAPIA FOTÓNOVÝM SVETLOM

Prečo chodiť na drahé chemické peelingy a čistenie pleti, laserové úpravy a výplne vrások kyselinou hyalurónovou, keď môžete pleť liečiť z pohodlia vášho domova?

Profesionálna šetrujúci LED maska PALSAR7 predstavuje inovatívny spôsob, ako sa zbaviť akné, vrások, unavenej pleti a ďalších nedokonalostí. A to vďaka terapii fotónovým svetlom, ktorá patrí v oblasti dermatológie medzi najefektívnejšie nástroje v boji proti chronickým kožným defektom. Oproti laserovým ošetreniam nespôsobuje fotónové ošetrenie pomocou LED svetiel žiadnu bolesť či vedľajšie účinky, ktoré potrebujú čas na zahojenie.

AKO FUNGUJE FOTÓNOVÁ TERAPIA

Svetlo sa dá zjednodušene popísať ako viditeľná časť elektromagnetického žiarenia rôznej frekvencie. Dosahuje rôzne vlnové dĺžky v intervale od 415 do 635nm. Pri tejto terapii preniká svetlo do tela ako prúd energie vo forme fotónov. Rôzne vlnové dĺžky svetla majú rôzne pozitívne účinky pri starostlivosti o pleť.

VLNOVÉ DĹŽKY SVETIEL PRE OŠETRUJÚCU LED MASKU:

Červené svetlo: **635 nm**

Oranžové svetlo: **605 nm**

Modré svetlo: **415 nm**

Použitie tejto masky je veľmi jednoduché, stačí si ju nasadiť, upevniť pomocou dvoch nastaviteľných pásikov na tvár a pomocou tlačidla na strane masky nastaviť farebný režim. Okolo otvorov na oči sú jemné gumové šedé podložky, ktoré zamedzia nepríjemnému otlaku okolo očí. K maske na tvár sa dá pripojiť aj druhá maska, ktorá ošetruje pokožku krku. Ošetrujúca LED maska na tvár a krk je vybavená celkom 92 LED diódami. Tieto diódy produkujú fotóny práve s rôznymi vlnovými dĺžkami. Každá dióda má definovaný výkon a hodnotu svetelného toku. Preto je dôležité rozlišovať jednotlivé farby diód. Každá farba lieči iný problém pleti – záleží na vašej preferencii.

Pred prvým použitím z vnútornej strany masky odstráňte ochrannú fóliu.

SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK

ÚČINKY OŠETRUJÚCEJ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a predchádza ich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáha bojovať proti mastnote tváre
- Zlepšuje pružnosť pokožky
- Zjednocuje tón pleti
- Potláča tvorbu melanínu
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov

HLAVNÉ FUNKCIE:

- Prírodné svetelné vlny zlepšujú vzhľad pokožky
- Každá farba svetla je účinná na konkrétne ošetrovanie pleti
- Rôzne možnosti režimu
- Jednoduché ovládanie
- Ľahko prenosné



MASKA JE VHODNÁ PRE TOHO, KTO:


- Zostáva hore dlho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlho pred počítačom a pozerá často do mobilného telefónu
- Nedodržiava zdravý jedálniček, ktorý zlepšuje stav pleti
- Má problematickú pleť: škvrny, akné, upchaté póry, matnú, žltkastú, hrubú či ochabnutú pleť, a iné

SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK

NÁVOD NA POUŽITIE:

- **Pred použitím masky zložte ochrannú fóliu na vnútornej strane masky.**
- K maske na tvár pripojte podľa masku na krk, masku je možné používať aj bez časti na krk.
- Pred nasadením masky dôkladne očistite pleť tváre a krk a potom šetrne vysušte uterákom.
- Ošetrovanie pleti zahájte podržaním tlačidla na strane masky po dobu 3 sekúnd. Následne môžete stlačením tlačidla prepínať farebné režimy. (Červená, modrá, oranžová)
- Nasadte si masku na tvár a prispôbte dĺžku nastaviteľných pásov k svojej tvári.
- Začnite celý proces ošetrovania pleti fotónovou terapiou.
- Po jednom stlačení tlačidla a následnom zapnutí masky sa farebné režimy masky automaticky striedajú v nasledujúcom poradí a dĺžke: Červený = 5 minút, Modrý = 5 minút, Oranžový = 10 minút Po dokončení cyklu sa maska vypne.
- V prípade, že budete chcieť zvoliť iba jeden farebný režim, je možné stlačením tlačidla zvoliť požadovaný režim, a následne doba ošetrovania pod konkrétnym farebným režimom trvá 20 minút a potom dôjde k automatickému vypnutiu. Pri voľbe konkrétneho režimu sa farby už automaticky nestriedajú.
- Odporúčaná doba používania je 20 minút, môžete teda vystriedať všetky režimy na kompletnú starostlivosť, alebo vybrať mód podľa Vašich preferencií.

NABÍJACIA STANICA



Maximálna doba použitia masky denne je 20 minút. Odporúčaná doba jedného ošetrovania je 20 minút, počas jedného ošetrovania môžete vystriedať všetky farebné režimy, alebo si vybrať Vami preferovaný. Ideálne masku používajte 2-3x týždenne. Pokiaľ trpíte na citlivú pokožku, ekzémy, alergie alebo ste prechladnutí, poraďte sa pred použitím masky s vaším lekárom.

UVEDENÉ OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRAČNÉ.

SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVETIEL:

1) 635NM-LED ČERVENÉ SVETLO: PROTI VRÁSKAM

- Bieliace účinky
- Pre hebkú pokožku bez vrások
- Vyhladzuje jemné vrásky, zmršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Bráni v tvorbe pigmentu

2) 605NM-LED ORANŽOVÉ SVETLO: PROTI ÚNAVE

- Zmierňuje hrubosť pokožky a začervenanie
- Zmierňuje kožné ochorenie
- Navyše zmierňuje horúčosť a podporuje zvýšenie imunity
- Podporuje absorbovanie kozmetických prípravkov
- Prispieva k zlepšeniu bunkového metabolizmu
- Zlepšuje detoxikačné vlastnosti podporením lymfatickej činnosti
- Obzvlášť účinný po intenzívnom mechanickom peelingu
- Napomáha spomaľovaniu starnutia kože

3) 415NM-LED MODRÉ SVETLO: PROTI AKNÉ

- Účinne znižuje výskyt a lieči akné
- Zlepšuje stav pokožky bez toho, aby zanechávalo jazvy
- Aktivuje porfyríny (našartujú chemickú reakciu, ktorá ničí škodlivé baktérie)
- Má antibakteriálny a protizápalový účinok

NABÍJANIE ZARIADENIA:

- Balenie obsahuje nabíjaciu stanicu, ktorá zjednodušuje proces nabíjania. Od masky stačí odopnúť časť na ošetrovanie krku a nadstavec na brade masky, a následne spodnou stranou masku pripevniť do nabíjajúcej stanice.
- Nabíjajúcej stanici je potreba najprv nabíť pomocí USB-C kábelu. Po nabití stanice ji lze používať pro nabíjení samostatné masky. Nabíjajúcej stanice Vám usnadní manipulaci s maskou zejména při cestování.
- Masku je možná nabíť přímo, bez použití nabíjajúcej stanice. Stačí pripojiť USB-C kábel, ktorý je súčasťou balení do otvoru poblíž tlačítka pro spuštění masky.
- Při nabíjení skrze nabíjajúcej stanici, nebo samostatně, začne poblíž nabíjajúcího kábelu blikat červené světlo. Ve chvíli, kdy se světlo změní v modré je maska plně nabita.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Vstupné napätie: 3.7V

Kapacita batérie nabíjajúcej stanice: 1400mAh

Materiál: ABS, Silikónový gél

Nabíjajúce napätie: DC 5V - 1A

UPOZORNENIE, RIZIKÁ:

- Nevhodné pre deti do 14 rokov.
- Zakázané používať: tehotným ženám, dojčatám, deťom, ľuďom s prechladnutím, angínou či chrípkou, epileptikám, alergikom na svetlo, pacientom s ochorením štítnej žľazy.
- Produkt nie je žiaruvzdorný, chráňte ho pred ohňom a žieravinami.
- V prípade nepríjemného pocitu alebo nevoľnosti po použití masky, masku prestaňte používať, navštívte svojho lekára a použitie masky s ním konzultujte.
- Pri použití masky nepozerajte do LED diód – hrozí dlhodobé poškodenie očí. Vyhnite sa dlhodobému priamemu očnému kontaktu so zdrojom svetla.
- Pokiaľ hodláte zároveň s maskou použiť aj kozmetické prípravky, vyberajte kvalitné produkty s prírodným zložením.
- Po otvorení krabice môže maska mierne zapáchať, je to spôsobené tým, že je vyrobená z lekárskeho silikónu, zápach čoskoro vymizne.
- V čase, keď maska nie je používaná, uchovajte masku v krabici, alebo v nabíjajúcej stanici, na rovnom suchom povrchu, mimo magnetické pole. Zamedzte tak jej poškodeniu.
- Na očistenie masky nepoužívajte vodu, neponárajte masku do vody – na očistenie použite navlhčenú handričku.
- Na očistenie masky nepoužívajte žiadne chemické prípravky.
- Nevystavujte masku priamo slnečnému žiareniu.
- Používajte iba podľa návodu, dbajte na opatrnosť.

PRÍSLUŠENSTVO:

1x LED maska na tvár, 1x LED maska na krk, 1x kábel usb,

1x nabíjajúca stanica, užívateľská príručka

SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK

EN PALSAR7

PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK WITH CHARGING STATION (WHITE-GOLD)

PHOTON LIGHT THERAPY

Why go for expensive chemical peels and skin cleansing, laser treatment and hyaluronic acid wrinkle filling when you can treat your skin from the comfort of your own home?

The luxurious treatment LED mask PALSAR7 is an innovative way to get rid of acne, wrinkles, tired skin and other imperfections. And this is thanks to photon light therapy, which is one of the most effective tools in the field of dermatology in the fight against chronic skin defects. Unlike laser treatments, photon treatment using LED lights does not cause any pain or side effects that need time to heal.

HOW DOES PHOTON LIGHT THERAPY WORK

Light can be simply described as the visible part of electromagnetic radiation of various frequencies. It reaches different wavelengths in the interval from 415 to 635 nm. In this therapy, light penetrates the body as a stream of energy in the form of photons. Different wavelengths of light have different positive effects in skin care.

WAVELENGTHS OF THE LIGHTS FOR THE TREATMENT MASK:

Red light: **635 nm**

Orange light: **605 nm**

Blue light: **415 nm**

Using this mask is very simple, just put it on, fix it with two adjustable straps to the face and use the button on the side of the mask to set the color mode. There are soft gray rubber pads around the eye holes to prevent unpleasant pressure around the eyes. A second mask that treats the skin of the neck can be attached to the face mask. The treatment LED mask for the face and neck is equipped with a total of 92 LED diodes. These diodes produce photons of different wavelengths. Each diode has a defined power and luminous flux value. Therefore, it is important to distinguish the individual colors of the diodes. Each color treats a different skin problem - it depends on your preference.

Before first use, remove the protective film from the inside of the mask.

EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK


EFFECTS OF THE TREATMENT

MASK:

- Reduces wrinkles and prevents their appearance
- Minimizes pores
- Fights acne
- Helps to fight against facial oiliness
- Improves skin elasticity
- Evens skin tone
- Suppresses the production of melanin
- Improves blood circulation in the subcutaneous tissue
- Increases the efficiency of absorption of active ingredients of cosmetic products

MAIN FUNCTIONS:

- Natural light waves improve the appearance of the skin
- Each color of light is effective for a specific skin treatment
- Various mode options
- Easy to control
- Easily portable
- Elegant and timeless design



MASK IS SUITABLE FOR PEOPLE WHO:


- Stay up late and their skin is tired.
- Sit in front of the computer screen or mobile screen for long periods of time.
- Do not follow a healthy diet that improves skin condition
- Have problematic skin: spots, acne, clogged pores, dull, yellowish, rough or sagging skin, etc.

EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK

INSTRUCTIONS FOR USE:

- **Before using the mask, remove the protective film on the inside of the mask.**
- Attach the neck mask to the face mask accordingly, the mask can also be used without the neck part.
- Before putting on the mask, thoroughly clean the skin of the face and neck and then gently dry with a towel.
- Start the skin treatment by holding the button on the side of the mask for 3 seconds. You can then switch color modes by pressing the button. (Red, Blue, Orange)
- Put the mask on your face and adjust the length of the adjustable straps to your face, so they fit you perfectly and comfortably.
- Start the whole skin treatment process with photon therapy.
- After pressing the button once and turning on the mask, the mask's color modes will automatically alternate in the following order and duration: Red = 5 minutes, Blue = 5 minutes, Orange = 10 minutes. After the cycle is complete, the mask will turn off.
- If you only want to select one color mode, you can select the desired mode by pressing the button, and then the treatment time under a specific color mode lasts 20 minutes and then it will automatically turn off. When a specific mode is selected, the colors will no longer automatically alternate.
- The recommended time of use is 20 minutes, so you can alternate all modes for complete care, or choose a mode according to your preferences.

CHARGING STATION



The maximum time of using the mask daily is 20 minutes. The recommended time of one treatment is 20 minutes, during one treatment you can change all color modes or choose your preferred one. Ideally, use the mask 2-3 times a week. If you suffer from sensitive skin, eczema, allergies or have a cold, consult your doctor before using the mask.

THE PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION ONLY.

**EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE
AND NECK**

EFFECTS OF INDIVIDUAL LIGHTS:

1) 635NM-LED RED LIGHT: AGAINST WRINKLES

- Whitening effects
- For soft, wrinkle-free skin
- Smoothes fine wrinkles, shrinks pores
- Improves skin condition
- Supports the natural production of collagen
- Increases the absorption efficiency of active ingredients in cosmetic products
- Improves blood circulation in the subcutaneous tissue
- Prevents the formation of pigment

2) 605NM-LED ORANGE LIGHT: AGAINST FATIGUE

- Reduces skin roughness and redness
- Alleviates skin diseases
- In addition, it relieves heat and promotes an increase in immunity
- Supports the absorption of cosmetic products
- Contributes to the improvement of cellular metabolism
- Improves detoxification properties by supporting lymphatic activity
- Especially effective after intensive mechanical peeling
- Helps to slow down skin aging

3) 415NM-LED BLUE LIGHT: AGAINST ACNE

- Effectively reduces the appearance and cures acne
- Improves skin condition without leaving scars
- Activates porphyrins (they start a chemical reaction that destroys harmful bacteria)
- Has an antibacterial and anti-inflammatory effect

HOW TO CHARGE THE MASK:

- The package includes a charging station that simplifies the charging process. Simply detach the neck treatment section and chin attachment from the mask, then attach the mask to the charging station with the underside.
- The charging station must first be charged using a USB-C cable. After charging the station, it can be used to charge a separate mask. The charging station will make it easier for you to handle the mask, especially when traveling.
- The mask can be charged directly, without using a charging station. Just plug the included USB-C cable into the port near the mask launch button.
- When charging through the charging station or separately, a red light will start flashing near the charging cable. When the light turns blue, the mask is fully charged.

TECHNICAL PARAMETERS

Input voltage: 3.7V

Battery capacity of the charging station: 1400mAh

Material: ABS, Silicone gel

Charging voltage: DC 5V - 1A

WARNING, RISKS:

- Not suitable for children under 14 years of age.
- Forbidden to use for: pregnant women, infants, children, people with colds, angina or flu, epileptics, people allergic to light, patients with thyroid disease.
- The product is not heat-resistant, protect it from fire and caustics.
- Forbidden to use by people who felt sick after using the mask - visit your doctor and consult with them about the use of the mask.
- When using the mask, do not look into the LEDs - there is a risk of long-term eye damage. Avoid prolonged direct eye contact with the light source.
- If you intend to use cosmetic products at the same time as the mask, choose quality products with a natural composition.
- After opening the box, the mask may have a slight smell, this is because it is made of medical silicone, the smell will disappear soon.
- When the mask is not in use, keep the mask in the box or in the charging station, on a flat dry surface, away from magnetic fields. This will prevent it from being damaged.
- Do not use water to clean the mask, do not immerse the mask in water - use a damp cloth to clean.
- Do not use any chemical products to clean the mask.
- Do not expose the mask to direct sunlight.
- Use only as directed, be cautious.

ACCESSORIES:

1x LED treatment mask for the face, 1x LED treatment mask for the neck, 1x usb cabel, 1x charging station, users manual

ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÝ LIST
WARRANTY CARD

WARRANTY CARD/ZÁRUČNÍ LIST/ZÁRUČNÝ LIST

PRODUCT/VÝROBEK/VÝROBOK:
MODEL:
ORDER NUMBER/ČÍSLO OBJEDNÁVKY
DATE OF SALE/DATUM PRODEJE/DÁTUM PREDAJA
WARRANTY UNTIL/ZÁRUKA DO/:
SALE DOCUMENT NUMBER/ČÍSLO PRODEJNÍHO DOKLADU/ČÍSLO PREDAJNÉHO DOKLADU:
SEAL OF THE STORE/RAZÍTKO PRODEJNY/PEČIATKA PREDAJNE:



INFORMATION FOR CUSTOMERS ABOUT WARRANTY TERMS AND CONDITIONS/INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH/INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O ZÁRUČNÝCH PODMIENKACH:

WARRANTY SHALL APPLY TO DEFECTS OF PURCHASED PRODUCT, FOUND DURING ITS WARRANTY PERIOD. WHEN PURCHASING A PARTICULAR PRODUCT, PLEASE CONSIDER CAREFULLY WHAT PROPERTIES AND FUNCTIONS YOU EXPECT YOUR PRODUCT TO HAVE. THE FACT THAT PURCHASED PRODUCT SHALL NOT SATISFY YOUR LATER REQUIREMENTS SHALL NOT GIVE ANY REASON FOR COMPLAINT. PLEASE, PRIOR TO THE FIRST USE OF THIS PRODUCT READ CAREFULLY ITS OPERATING INSTRUCTIONS AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CONSISTENTLY. /ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA VADY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE VYSKYTNOU V ZÁRUČNÍ DOBĚ. PŘI KOUPI VÝROBKU PEČLIVĚ ZVÁŽTE, JAKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POŽADUJETE. SKUTEČNOST, ŽE VÝROBEK NEBUDE VYHOVOVAT VAŠIM POZDĚJŠÍM NÁROKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K REKLAMACI. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE JEHO NÁVOD K POUŽITÍ A DŮSLEDNĚ SE JÍM ŘÍDTE. /ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA VADY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V ZÁRUČNEJ DOBE. PRI KÚPE VÝROBKU STAROSTLIVO ZVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. SKUTOČNOSŤ, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAT VAŠIM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMOŽE BÝŤ DÓVODOM NA REKLAMÁCIU. PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBKU SI DÓKLADNE PREČÍTAJTE JEHO NÁVOD NA OBSLUHU A DÓSLEDNE SA NÍM RÍADITE.

WE RECOMMEND YOU TO KEEP ORIGINAL PRODUCT PACKING DURING THE WARRANTY PERIOD FOR POSSIBLE TRANSPORT OF THE PRODUCT IN SUCH A WAY SO AS TO PREVENT ANY PRODUCT DAMAGE DURING ITS TRANSPORT AND HANDLING./DOPORUČUJEME VÁM PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY UCHOVAT PŮVODNÍ OBALY K VÝROBKU PRO PŘÍPADNOU DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SE PŘEDEŠLO JAKÉMKOLIV POŠKOZENÍ VÝROBKU BĚHEM JEHO PŘEPRAVY A MANIPULACE. /ODPORUČAME VÁM PO DOBU ZÁRUČNEJ DOBY UCHOVAŤ PÓVODNÝ OBAL K VÝROBKU PRE PŘÍPADNÚ DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SA PŘEDEŠLO AKÉMKOLIEK POŠKODENIU VÝROBKU POČAS JEHO PREPRAVY A MANIPULÁCIE.

FOR THE PURPOSE OF DUE APPLICATION OF ANY COMPLAINT ABOUT THE PRODUCT WE RECOMMEND YOU TO ASK SELLER TO FILL-IN AND CONFIRM THIS WARRANTY CARD INCLUDING IDENTIFICATION OF ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, WHICH SHALL COMPLY WITH THE NUMBER SPECIFIED IN THE DOCUMENT PROVING PRODUCT PURCHASE AND IN THE DELIVERY NOTE. IN THIS CONNECTION CUSTOMER HEREBY TAKES INTO ACCOUNT THAT UNLESS THIS WARRANTY CARD SPECIFIES ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, I.E., COMPARISON OF SUCH ORDER NUMBER WITH THE NUMBER IDENTIFIED IN THIS WARRANTY CARD AND DOCUMENT OF PRODUCT PURCHASE/OR DELIVERY NOTE SHALL NOT ALLOW TO CONFIRM THAT PARTICULAR PRODUCT HAS COME FROM SELLER, IN CASE OF ANY DOUBTS ABOUT THE ORIGIN OF SUCH PARTICULAR PRODUCT SELLER SHALL BE ENTITLED TO AUTOMATICALLY AND WITHOUT ANY OTHER ACTS TO REJECT THE COMPLAINT OF SUCH GOODS./ZA ÚČELEM ŘÁDNÉHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNĚ REKLAMACE VÝROBKU DOPORUČUJEME NECHAT SI U PRODÁVAJÍCÍHO VYPLNIT A POTVRDIT TENTO ZÁRUČNÍ LIST VČETNĚ UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE MUSÍ SHODOVAT S ČÍSLEM UVEDENÝM NA DOKLADU O KOUPI VÝROBKU A DODACÍM LISTU. ZÁKAZNÍK BERE V TĚTO SOUVISLOSTI NA VĚDOMÍ, ŽE NEBUDE-LI V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU VYZNAČENO ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, A Tedy NEBUDE MOŽNÉ POROVNÁNÍM TOHOTO ČÍSLA S ČÍSLEM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU A DOKLADU O KOUPI VÝROBKU / EV. DODACÍM LISTU OVĚŘIT, ŽE VÝROBEK POCHÁZÍ OD PRODÁVAJÍCÍHO, JE PRODÁVAJÍCÍ OPRAVNĚN REKLAMACI TAKOVÉHO ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ O PŮVODU VÝROBKU AUTOMATICKY ODMÍTNOUT. /ZA ÚCELOM ŘÁDNEHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNĚ REKLAMÁCIE VÝROBKU ODPORUČAME NECHAŤ SI U PREDÁVAJÚCEHO VYPLNIŤ A POTVRDIŤ TENTO ZÁRUČNÝ LIST VRÁTANE UVEDENIA ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, KTORÉ SA MUSIA ZHODOVAT S ČÍSLOM UVEDENÝM NA DOKLADE O KÚPE VÝROBKU A DODACOM LISTE. ZÁKAZNÍK V TEJTO SÚVISLOSTI BERIE NA VEDOMIE, ŽE AK NEBUDE V TOMTO ZÁRUČNOM LISTE VYZNAČENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, A TEDA NEBUDE MOŽNÉ POROVNANÍM TOHTO ČÍSLA S ČÍSLOM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNOM LISTE A DOKLADE O KÚPE VÝROBKU / EV. DODACOM LISTE OVĚŘIT, ŽE VÝROBOK POCHÁDZA OD PREDÁVAJÚCEHO, JE PREDÁVAJÚCI OPRAVNĚNÝ REKLAMÁCIU TAKÉHO TOVARU V PŘÍPADĚ AKÝCHKOLIEK POCHYBNOSTÍ O PŮVODE VÝROBKU AUTOMATICKY A BEZ ĎALŠÍHO ODMÍETNUŤ.

WARRANTY SHALL NOT APPLY TO/ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA/ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- 1) PRODUCT DEFECT THAT OCCURRED BY/ZÁVADU VÝROBKU, KE KTERÉ DOŠLO/ZÁVADU VÝROBKU, KU KTOREJ DOŠLO:
 - MECHANICAL DAMAGE TO THE PRODUCT OR ITS PARTS/MECHANICKÝM POŠKOZENÍM VÝROBKU NEBO JEHO ČÁSTI/MECHANICKÝM POŠKODENÍM VÝROBKU ALEBO JEHO ČÁSTI
 - INCORRECT OPERATING OF THE PRODUCT/NESPRÁVNOU OBSLUHOU VÝROBKU/NESPRÁVNOU OBSLUHOU VÝROBKU
 - UNPROFESSIONAL INTERVENTION OF A THIRD PARTY/NEODBORNÝM ZÁSAHEM TŘETÍ OSOBY/NEODBORNÝM ZÁSAHOM TRETEJ OSOBY
 - BY USING THE PRODUCT CONTRARY TO ITS INTENDED USE IN THE ENCLOSED OPERATING INSTRUCTION/USER MANUAL /POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU V ROZPORU S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENÉM NÁVODU K POUŽITÍ/POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU V ROZPORE S JEHO URČENÍM V PRÍLOŽENOM NÁVODE NA POUŽITIE
 - IMPROPER STORAGE OR HANDLING/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM NEBO MANIPULACÍ/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM ALEBO MANIPULÁCIU
 - TRANSPORTATION/PŘI PŘEPRAVĚ/PRI PREPRAVE
 - NATURAL DISASTER OR OTHER FORCE MEASURES/ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ NEBO JINOU VYŠŠÍ MOCÍ/ŽIVELNOU UDALOSTÍU ALEBO INOU VYŠŠOU MOCOU
- 2) PRODUCT DAMAGE SUFFERED BY UNQUALIFIED INSTALLATION, ITS MODIFICATION OR BY STATIC ELECTRICITY/Poškození výrobku způsobené neodbornou instalací, jeho modifikací či statickou elektřinou/Poškodenie výrobku spôsobené neodbornou inštaláciou, jeho modifikáciou alebo statickou elektřinou
- 3) FAULT CAUSED BY EXTERNAL CONDITIONS (E.G. FAULTS IN THE ELECTRICAL NETWORK OR RESIDENTIAL INSTALLATION, UNSUITABLE CHARGES, UNSUITABLE OPERATING CONDITIONS OR DAMAGE BY OTHER EQUIPMENT)/ZÁVADU ZPŮSOBENOU VNĚJŠÍMI PODMÍNKAMI (NAPŘ. PORUCHAMI V ELEKTIRCKÉ SÍTI NEBO BYTOVÉ INSTALACI, NEVHODNÁMI PROVOZNÍMI PODMÍNKAMI NEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM)/ZÁVADU ZPŮSOBENÚ VONKAJŠÍMI PODMIENKAMI (NAPR. PORUCHAMI V ELEKTRICKEJ SIETI ALEBO BYTOVEJ INŠTALÁCII, NEVHODNÝMI NÁPLŇAMI, NEVHODNÝMI PREVÁDZKOVÝMI PODMIENKAMI ALEBO INÝM ZARIADENÍM)
- 4) A PRODUCT FOR WHICH THE BUYER (OPERATOR) DETAINS, CONCEALS OR PROVIDES INCORRECT INFORMATION OF IMPORTANCE TO THE ASSESSMENT OF THE DEFECT/VÝROBEK, U KTERÉHO KUPUJÍCÍ (PROVOZOVATEL) ZADRŽÍ, ZATAJÍ NEBO NEPOSKYTNĚ SPRÁVNÉ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ VADY
- 5) EXTERNAL DAMAGE TO THE PRODUCT THAT WAS CLEARLY CAUSED BY HUMAN/VNĚJŠÍ POŠKOZENÍ VÝROBKU, KTERÁ BYLA JASNĚ ZPŮSOBENA ČLOVĚKEM/VONKAJŠIE POŠKODENIA VÝROBKU, KTORÁ BOLA JASNE ZPŮSOBENÁ ČLOVEKOM
- 6) PRODUCT DAMAGE INCONSISTENT WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS, TECHNICAL STANDARDS OR VALID SAFETY REGULATIONS/Poškození výrobku neslučitelná s návodem k použití, technickými normami nebo platnými bezpečnostními předpisy/Poškodenie výrobku nezlučiteľná s návodom na použitie, technickými normami alebo platnými bezpečnostnými predpismi
- 7) PRODUCT DAMAGE RESULTING FROM NORMAL WEAR AND TEAR/VADY VÝROBKU VYPLYVAJÍCÍ Z BEŽNÉHO OPOTŘEBENÍ/CHYBY VÝROBKU VYPLYVÁJÚCE Z BEŽNÉMU OPOTREBOVANIA
- 8) DISCHARGED BATTERIES, DECREASE IN BATTERY CAPACITY CAUSED BY ITS WEAR AND TEAR/VYBITÉ BATERIE, SNÍŽENÍ KAPACITY BATERIE VZNIKLÉ JEJÍM OPOTŘEBENÍM/VYBITÉ BATERIE, ZNÍŽENIE KAPACITY BATÉRIE VZNIKNUTÉ JEJ OPOTREBENÍM
- 9) PRODUCT DEFECTS CAUSED BY THE USE IN DUSTY, POLLUTED OR IN ANY OTHER WAY DISSATISFACTORY ENVIRONMENT PURSUANT TO ATTACHED OPERATING INSTRUCTIONS/VADY VÝROBKU ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM V PRAŠNÉM, ZNEČIŠTĚNÉM NEBO JINAK NEVYHOVUJÍCÍM PROSTŘEDÍM DLE PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU K POUŽITÍ/HYBY VÝROBKU ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM V PRAŠNOM, ZNEČIŠTENOM ALEBO INAK NEVYHOVUJÚCOM PROSTREDÍM PODĽA PRÍLOŽENÉHO NÁVODU NA POUŽITIE.

WEAR AND TEAR OF THE PRODUCT AND ITS COMPONENTS CAUSED BY THEIR COMMON USE (DISCHARGED BATTERIES, LOSS OF THE ORIGINAL COLOR OF THE PRODUCT, DECREASED CAPACITY OF ACCUMULATOR, WEAR AND TEAR OF MECHANICAL OR DISPLAYING COMPONENTS, WEAR AND TEAR OF SUPPLY CABLES, ETC.) SHALL BE SUBJECT NEITHER TO DEFECT WARRANTY NOR QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.
FURTHERMORE, COMPLAINTS ABOUT PRODUCT PARAMETERS, NOT INCLUDED IN THE OPERATING INSTRUCTIONS OR IN ANY COMMERCIAL-TECHNICAL DOCUMENTATION OF SELLER, RELATED TO THE PRODUCT, SHALL NOT BE SUBJECT TO QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.

/OPOTŘEBENÍ VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ ZPŮSOBENÉ JEJICH BEŽNÝM UŽÍVÁNÍM (VYBITÉ BATERIE, ZTRÁTA PŮVODNÍ BARVY VÝROBKU, SNÍŽENÍ KAPACITY AKUMULÁTORU, OPOTŘEBENÍ MECHANICKÝCH ČI ZOBRAZOVACÍCH ČÁSTÍ, OPOTŘEBENÍ PŘÍVODNÍCH KABELŮ, A.) NEPODLÉHÁ ZÁRUCE ZA VADY A ANI ZÁRUCE ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ.
ZÁRUCE ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ROVNĚŽ NEPODLÉHÁJÍ ANI REKLAMACE PARAMETRŮ VÝROBKU, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V NÁVODU K POUŽITÍ ANI V JINÉ OBCHODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACI PRODÁVAJÍCÍHO VZTAHUJÍCÍ SE K VÝROBKU.

/OPOTREBENIE VÝROBKU A JEHO ČASTÍ ZPŮSOBENÉ ICH BEŽNÝM POUŽÍVANÍM (VYBITÉ BATÉRIE, STRATA PŮVODNEJ FARBY VÝROBKU, ZNÍŽENIE KAPACITY AKUMULÁTORA, OPOTREBENIE MECHANICKÝCH ALEBO ZOBRAZOVACÍCH ČASTÍ, OPOTREBENIE PRÍVODNÝCH KÁBLOV, APOD.) NEPODLIEHA ZÁRUKE ZA VADY A ANI ZÁRUKE ZA AKOSŤ PRI PREVZATÍ.
ZÁRUKE ZA AKOSŤ PRI PREVZATÍ TIEŽ NEPODLIEHAJÚ ANI REKLAMÁCIE PARAMETROV VÝROBKU, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V NÁVODE O OBSLUHE ANI V INEJ OBCHODNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII PREDÁVAJÚCEHO VZŤAHUJÚCE SA K VÝROBKU.

PROOF OF PRODUCT PURCHASE, OR DELIVERY NOTE, SHALL CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THIS WARRANTY CARD/NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO ZÁRUČNÍHO LISTU JE DOKLAD O ZAKOUPENÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST/NEODDELITELNOU SÚČASŤOU TOHTO ZÁRUČNÉHO LISTU JE DOKLAD O ZAKÚPENÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST.



CZ: Pro více informace nebo stažení podrobnějších dat kontaktujte prodejce.

SK: Pre viac informácií alebo stiahnutie podrobnejších dát kontaktujte predajcu.

EN: For more information or to download more detailed data, contact your seller.

SkyTech Corporation s.r.o., U libeňského pivovaru
2015/10, Prague 8, Czechia,

IČO: 24813541, +420 722 259 424,
www.PALSAR7.com, info@palsar7.com

EU standard: CE, FCC, RoHS Certification

VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE / MADE IN CHINA



RoHS

