

Waterpik® Water Flosser řady

WF26EU / WF26EUB




POMŮŽEME VÁM ZAČÍT!

Máme mnoho užitečných nástrojů,
které vám pomohou získat
co nejlepší zkušenost.

Naskenujte QR kód nebo navštivte:

www.profimed.cz/waterpik-m50



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
- Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ

Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Nepokládejte ani neskladujte výrobek tam, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany či umyvadla.
- Nepokládejte ani neupusťte výrobek do vody nebo jiné kapaliny.
- Nesahejte na výrobek, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte.
- Nedotýkejte se uživatelem dodaného USB napájecího zdroje (napájecího adaptéru) mokřima rukama.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte uživatelem dodaný USB napájecí zdroj (napájecí adaptér).
- Před prvním použitím a po celou dobu životnosti výrobku kontrolujte nabíjecí kabel a uživatelem dodaný USB napájecí zdroj (napájecí adaptér), zda nejsou poškozené.

VAROVÁNÍ

Ke snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu nebo jak doporučil váš zubní lékař / dentální odborník.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud spadl, byl poškozen nebo spadl do jakékoli kapaliny. Kontaktujte Water Pik, Inc. na čísle 1-800-525-2774 nebo navštivte www.waterpik.com.
- K nabíjení tohoto výrobku je nutná uživatelem dodaná USB-A síťová nabíječka (napájecí adaptér), bezpečnostně certifikovaná (IPX4, třída II), s jmenovitým výstupem 5,0 V DC, max. 3,0 A.
- Nepřipojujte zařízení do elektrické sítě s jiným napětím, než je uvedeno na zařízení nebo nabíječce.

- Udržujte nabíjecí kabel mimo horké povrchy.
- Nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do hadičky nebo otvorů.
- Nepoužívejte venku ani v prostředí, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky nebo kde je podáván kyslík.
- Nádržku plňte pouze vodou nebo jinými roztoky doporučenými dentálním odborníkem.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství doporučené společností Water Pik, Inc., jak je uvedeno v tomto návodu.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel nebo sestavu dostupnou od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- V tomto výrobku nepoužívejte jód, fyziologický roztok (slaný roztok) ani ve vodě nerozpustné koncentrované esenciální oleje. Jejich použití může snížit výkon výrobku a zkrátit jeho životnost.
- Nesměřujte vodu z ústní sprchy pod jazyk, do ucha, nosu ani do jiných citlivých oblastí. Tento výrobek je schopen vytvářet tlak, který může v těchto oblastech způsobit vážné poškození.
- Nesměřujte vodu do nosu ani do ucha. V některé vodovodní vodě nebo nechlorované studniční vodě se může vyskytovat potenciálně smrtelná améba *Naegleria fowleri*, která může být smrtelná, pokud se voda dostane do těchto oblastí.
- Pokud vám lékař doporučil preventivní antibiotika před zubními zákroky, poraďte se před použitím tohoto přístroje nebo jakékoli jiné pomůcky pro ústní hygienu se svým zubním lékařem.
- Před použitím výrobku odstraňte všechny šperky z úst.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte otevřenou ránu na jazyku nebo v ústech.
- Nepoužívejte ústní sprchu déle než pět minut během každého dvouhodinového období.
- Pokud se nástavec **Pik Pocket™** (není součástí všech modelů) z jakéhokoli důvodu oddělí od dřívku, nástavec i dřík vyhodte a vyměňte za nový nástavec **Pik Pocket™**.
- Výrobek neobsahuje žádné elektrické části opravitelné uživatelem a nevyžaduje údržbu.
- Před plněním nádržky odpojte nabíjecí kabel a nasadte kryt nabíjecího portu.
- Během nabíjení dbejte na to, aby kontakty na kabelu, jednotce i napájecím adaptéru byly čisté a suché.
- **Magnetické pole:** kardiostimulátory a podobná implantovaná zdravotnická zařízení mohou být ovlivněna magnetem. V případě dotazů kontaktujte svého lékaře.
- Nevystavujte baterii ani spotřebič nadměrným teplotám.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

URČENÉ POUŽITÍ

Ústní sprchy Waterpik™ s technologií **PRECISIONPULSE** prokazatelně poskytují účinnou kombinaci tlaku vody a pulsací, která pomáhá odstraňovat bakterie zubního plaku, jež mohou způsobovat zánět dásní, zubní kazy a zápach z úst.

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

(Ne všechny symboly se vztahují na všechny výrobky.)

Vysvětlení symbolů použitých na štítcích a obalech výrobků Water Pik, Inc.

Příslušné symboly pro konkrétní výrobek jsou uvedeny na jeho štítcích a obalu.

Symbol	Definice
	Viz návod k použití
	Výrobce
IPX7 or IPX4	stupeň ochrany proti vniknutí
	Zařízení třídy II podle normy IEC
	Odpojitelný napájecí zdroj
	Napětí stejnosměrného proudu (DC)
	Napětí střídavého proudu (AC)
	Neponořujte tento přístroj do žádné kapaliny.
	Nepoužívejte tento přístroj ve sprše ani ve vaně a neponořujte jej do žádné kapaliny.

	Výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii
	Označení shody CE
	Značka regulační shody
	Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení.
	Obsahuje recyklovatelnou Li-ion baterii
	Obsahuje recyklovatelnou Ni-MH baterii

Water Pik, Inc. ručí po dobu 2 let od data koupě původnímu zákazníkovi nového výrobku, že neobsahuje žádné vady v materiálu ani v provedení. Pro nárok na uplatnění záruky bude třeba předložit originál dokladu o koupi produktu. Společnost Water Pik, Inc. dle svého uvážení vymění jakoukoliv část výrobku, kterou bude dle svého názoru považovat za vadnou za předpokladu, že u výrobku nedošlo k jeho nevhodnému či nesprávnému zacházení. Společnost Water Pik, Inc. tak dále učiní, pokud nebyl výrobek upravován nebo jinak po zakoupení poškozen a pokud se výrobek používal v souladu s pokyny výrobce a pouze s originálním příslušenstvím schváleným společností Water Pik, Inc. Případná instalace je na odpovědnosti spotřebitele a záruka se na ni nevztahuje.

Tato omezená záruka se nevztahuje na příslušenství ani na spotřební díly, jakými jsou např. trysky, apod. Nevhodné napětí může produkt poškodit. Na následky takového poškození se nevztahuje záruka.

Tato záruka se poskytuje navíc k zákonným právům spotřebitele a tato práva nikterak neovlivňuje.

Zákonnou dvouletou záruku můžete uplatnit u svého prodejce.

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA,
www.waterpik.com

Waterpik® je obchodní značkou společnosti Water Pik, Inc, registrovanou v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Belgie, Brazílie, Kanada, Čile, Čína, Česká republika, Dánsko, Evropská Unie, Finsko, Francie, Německo, Hongkong, Maďarsko, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Korea, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, Polsko, Ruská federace, Saudská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Spojené království a Spojené státy americké.

Waterpik® (upravená) je obchodní značka společnosti Water Pik, Inc., registrovaná v těchto zemích: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Evropská Unie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Korea, Mexiko, Ruská federace, Saudská Arábie, Švýcarsko, Trinidad a Tobago a Spojené státy americké.

Waterflosser® je obchodní značka společnosti Water Pik, Inc., registrovaná v těchto zemích: Kanada, Čína, Mexiko, Švýcarsko a Spojené státy americké.

Pik Pocket™ je obchodní značka společnosti Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® je obchodní značka společnosti Water Pik, Inc., registrovaná v těchto zemích: Kanada, Čína, Evropská unie a Spojené státy americké.

Navrženo a testováno v USA; vyrobeno v Číně. Formulář č. 20019832-FAD ©2016 Water Pik, Inc.

Distribuce pro ČR:

PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrástany

Za Tratí 236, budova D, 252 19 Chrástany

www.profimed.cz

waterpik®

BLAHOPŘEJEME!

**TEĎ JSTE NA SPRÁVNÉ CESTĚ
K LEPŠÍMU ZDRAVÍ VAŠICH ZUBŮ A ÚST!**




www.profimed.cz/waterpik-m50

Návod k použití

ZAČÍNÁME

- 1 Připojte nabíjecí kabel k USB síťovému adaptéru do zásuvky (není součástí balení) a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.
- 2 Druhý konec kabelu připojte k zařízení.
- 3 Před prvním použitím nabíjejte 4 hodiny. Plné nabití při běžném používání vydrží až 9 týdnů.
- 4 Po nabíjení vraťte kryt nabíjecího portu zpět a ujistěte se, že dobře doléhá k rukojeti.




5 Nasazení trysky

Trysku pevně zasuněte do přístroje, dokud nezacvakne na místo. Chcete-li trysku vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění trysky.




Upozornění: Nestiskávejte tlačítko pro uvolnění trysky, když je přístroj v provozu.



6 Naplnění nádrčky: Otevřete výklopné víčko nádrčky a naplňte ji vlažnou vodou. Podle potřeby doplňujte.

Poznámka: Před plněním vodou i během používání se ujistěte, že je kryt nabíjecího portu nasazen.

NAPLNIT



ÚSTNÍ SPRCHA

1 Nakloňte se nad umyvadlo a sevřete rty natolik, aby voda nestříkala, ale zároveň mohla vytékat z úst do umyvadla.



Během používání držte přístroj ve svislé poloze, aby byl zajištěn nepřetržitý tok vody.

2 Začněte s nízkým tlakem stisknutím tlačítka napájení jednou.

**NÍZKÝ
TLAK**



Poznámka: Pro vysoký tlak stiskněte tlačítko napájení dvakrát.

TECHNIKA


- 3** Směřujte proud vody na linii dásní pod úhlem 90°. Postupujte podél linie dásní a krátce se zastavujte mezi zuby.

Tipy:

- Dívejte se do umyvadla, ne do zrcadla, abyste omezili rozstříkávání.
- Směr trysky můžete snadno upravit pomocí otočného mechanismu EasySpin™ 360°.

ABY SE PŘEDEŠLO NEPOŘÁDKU:

PONECHTE TRYSKU V ÚSTECH, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.



NABÍJENÍ

- Bílá LED kontrolka bliká, když se baterie blíží k nízké úrovni nabití.
- LED kontrolka svítí červeně, když je baterie vybitá a přístroj je potřeba nabít.
- Při nabíjení LED kontrolka svítí.
- Po plném nabití zůstane LED kontrolka svítit, dokud neodpojíte USB kabel od zařízení.

CESTOVNÍ REŽIM

(zabraňuje zapnutí ústní sprchy během cestování)

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud LED kontrolky nezačnou blikat.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud LED kontrolky nezačnou blikat.

Náhradní díly a příslušenství:

Ortodontická tryska (OD-100E)

Vyměňujte každé 3 měsíce

Tryska Pik Pocket™ (PP-100E)

Vyměňujte každé 3 měsíce

Tryska Plaque Seeker™ (PS-100E)

Vyměňujte každé 3 měsíce

Precizní tryska (JT-450E)

Vyměňujte každých 6
měsíců

Čistič jazyka (TC-100E)


Vyměňujte každých 6 měsíců

Tryska pro implantáty/ protézy (DT-100E)

Vyměňujte každých 6 měsíců

Nabíjecí kabel

20033894-2 (bílý)



Kompletní řadu náhradních trysek a nástavců lze zakoupit online na **www.profimed.cz**.

Technické údaje zařízení

- Jmenovitý vstup: **5,0 V DC, 3,0 A max**
- Dobíjecí baterie: **lithium-iontová, nevyměnitelná**

Máte dotazy nebo potřebujete více informací?

- ČIŠTĚNÍ
- TIPY
- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- ČASTÉ DOTAZY



POMŮŽEME VÁM ZAČÍT!

Máme mnoho užitečných nástrojů, které vám pomohou získat co nejlepší zkušenost.

Naskenujte QR kód nebo navštivte:

www.profimed.cz/waterpik-m50

Servisní údržba

Ústní sprchy Waterpik™ neobsahují žádné elektrické součásti opravitelné uživatelem a nevyžadují běžnou servisní údržbu.

Pro všechny díly a příslušenství navštivte www.waterpik.com.

Můžete také zavolat na zákaznickou linku **+420 235 002 300**.

Při komunikaci uvádějte sériové a modelové číslo. Tato čísla najdete na spodní straně zařízení.

Máte další dotazy? Navštivte www.profimed.cz

Čištění

Nikdy neponořujte přístroj do vody. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické zásuvky, vyjměte nabíjecí kabel z nabíjecího portu a nasadte kryt nabíjecího portu. V případě potřeby čistěte vnější povrch měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Nádržku na vodu lze snadno vyjmout kvůli čištění a je vhodná do horního koše myčky při vypnutém ohřevu.

Doporučuje se nádržku vyjmout a čistit každý týden.

Odstranění usazenin z tvrdé vody / obecné čištění

V zařízení se mohou usazovat minerální nánosy z tvrdé vody v závislosti na obsahu minerálů ve vaší vodě. Pokud se neodstraní, mohou zhoršit výkon.

Pro čištění vnitřních částí přidejte 2 polévkové lžíce bílého octa do plné nádržky teplé vody. Nasměrujte rukojeť s tryskou do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte jej běžet, dokud se nádržka nevyprázdní. Poté opláchněte zopakováním postupu s plnou nádržkou čisté teplé vody. Tento proces provádějte každé 1 až 3 měsíce, aby byl zajištěn optimální výkon.

Péče o baterii

Pokud má být ústní sprcha skladována delší dobu (šest měsíců nebo déle), před uskladněním ji plně nabijte.

Nevystavujte baterii ani zařízení nadměrným teplotám.

Likvidace / recyklace


Tento výrobek obsahuje **dobíjecí lithium-iontovou baterii**. Baterie není vyměnitelná. Na konci životnosti výrobku ji nevyhazujte do komunálního odpadu ani do běžných recyklačních nádob. Odevzdejte ji prosím do nejbližšího recyklačního centra nebo na sběrné místo nebezpečného odpadu v souladu s místními předpisy.

V případě dotazů kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady. Použitou baterii zlikvidujte bez odkladu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte ji a nevhazujte do ohně.


Poznámka: Dobíjecí baterie není vyměnitelná; vyjímáte ji pouze na konci životnosti výrobku. Tento postup je nevratný a ruší záruku výrobku.

Vyjmutí baterie


Chcete-li dobíjecí baterii vyjmout kvůli recyklaci, před vyjmutím ji zcela vybijte. Při provádění níže uvedeného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření. Chraňte si oči, ruce, prsty a pracovní plochu.



1. Vyjměte nádržku.




2. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte šrouby v zobrazených místech.




3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii (a) a odpojte ji od desky plošných spojů (b).



5. Baterii recyklujte / zlikvidujte v nejbližším recyklačním centru nebo ji odevzdejte na sběrné místo nebezpečného odpadu v souladu s místními předpisy.



VAROVÁNÍ:

NESTRÍHEJTE oba vodiče baterie současně.

Baterii **NEROZEBÍREJTE**, nepropichujte, netlučte do ní, nemačkejte ji ani ji nevhazujte do ohně.


Waterpik® Water Flosser radu

WF26EU / WF26EUB



POMÔŽEME VÁM ZAČAŤ!

Máme množstvo užitočných nástrojov, ktoré vám pomôžu získať čo najlepšiu skúsenosť. Naskenujte QR kód alebo navštívte: www.profimed.eu



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

- Tento výrobok je určený na používanie v domácnosti.
- Pri používaní elektrických výrobkov, najmä v prítomnosti detí, je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

NEBEZPEČENSTVO

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

- Výrobok neumiestňujte ani neskladujte na mieste, odkiaľ by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane či umývadla.
- Výrobok neumiestňujte ani neupustite do vody alebo inej kvapaliny.
- Nesiahajte na výrobok, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte.
- Nedotýkajte sa používateľom dodaného USB napájacieho zdroja (napájacieho adaptéra) mokrými rukami.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte používateľom dodaný USB napájací zdroj (napájací adaptér).
- Pred prvým použitím a počas celej životnosti výrobku kontrolujte nabíjací kábel a používateľom dodaný USB napájací zdroj (napájací adaptér), či nie sú poškodené.

VAROVANIE

Na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Výrobok používajte iba na určený účel, ako je opísané v tomto návode alebo ako odporučil váš zubný lekár / dentálny odborník.
- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol, bol poškodený alebo spadol do akejkoľvek kvapaliny. Kontaktujte Water Pik, Inc. na čísle 1-800-525-2774 alebo navštívte www.waterpik.com.
- Na nabíjanie tohto výrobku je potrebná používateľom dodaná USB-A sieťová nabíjačka (napájací adaptér), bezpečnostne certifikovaná (IPX4, trieda II), s menovitým výstupom 5,0 V DC, max. 3,0 A.
- Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti s iným napätím, než je uvedené na zariadení alebo nabíjačke.

- Nabíjací kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov.
- Nikdy nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do hadičky alebo otvorov.
- Nepoužívajte vonku ani v prostredí, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
- Nádržku plňte iba vodou alebo inými roztokmi odporúčanými dentálnym odborníkom.
- Používajte iba trysky a príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Water Pik, Inc., ako je uvedené v tomto návode.
- Ak je nabíjací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu dostupnú od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- V tomto výrobku nepoužívajte jód, fyziologický roztok (slaný roztok) ani vo vode nerozpustné koncentrované esenciálne oleje. Ich použitie môže znížiť výkon výrobku a skrátiť jeho životnosť.
- Vodu z ústnej sprchy nesmerujte pod jazyk, do ucha, nosa ani do iných citlivých oblastí. Tento výrobok dokáže vytvárať tlak, ktorý môže v týchto oblastiach spôsobiť vážne poškodenie.
- Vodu nesmerujte do nosa ani do ucha. V niektorej vodovodnej vode alebo nechlórovanej studničnej vode sa môže vyskytovať potenciálne smrteľná améba *Naegleria fowleri*, ktorá môže byť smrteľná, ak sa voda dostane do týchto oblastí.
- Ak vám lekár odporučil preventívne antibiotiká pred zubnými zákrokmi, pred použitím tohto prístroja alebo akejkoľvek inej pomôcky na ústnu hygienu sa poraďte so svojím zubným lekárom.
- Pred použitím výrobku odstráňte všetky šperky z úst.
- Výrobok nepoužívajte, ak máte otvorenú ranu na jazyku alebo v ústach.
- Ústnu sprchu nepoužívajte dlhšie ako päť minút počas každého dvojhodinového obdobia.
- Ak sa tryska **Pik Pocket™** (nie je súčasťou všetkých modelov) z akéhokoľvek dôvodu oddelí od drieru, trysku aj drier vyhoďte a nahraďte novou tryskou **Pik Pocket™**.
- Výrobok neobsahuje žiadne elektrické časti opraviteľné používateľom a nevyžaduje údržbu.
- Pred plnením nádržky odpojte nabíjací kábel a nasadte kryt nabíjacieho portu.
- Počas nabíjania dbajte na to, aby kontakty na kábli, jednotke aj napájacom adaptéri boli čisté a suché.
- **Magnetické pole:** kardiostimulátory a podobné implantované zdravotnícke zariadenia môžu byť ovplyvnené magnetom. V prípade otázok kontaktujte svojho lekára.
- Batériu ani spotrebič nevystavujte nadmerným teplotám.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE.

URČENÉ POUŽITIE

Ústne sprchy Waterpik™ s technológiou **PRECISIONPULSE** preukázateľne poskytujú účinnú kombináciu tlaku vody a pulzácií, ktorá pomáha odstraňovať baktérie zubného povlaku, ktoré môžu spôsobovať zápal ďasien, zubné kazy a zápach z úst.

VYSVETLIVKY K SYMBOLOM

(Nie všetky symboly sa vzťahujú na všetky výrobky.)

Vysvetlenie symbolov použitých na štítkoch a obaloch výrobkov Water Pik, Inc. Príslušné symboly pre konkrétny výrobok sú uvedené na jeho štítkoch a obale.

Symbol	Definícia
	Pozri návod na použitie
	Výrobca
IPX7 or IPX4	Stupeň ochrany proti vniknutiu
	Zariadenie triedy II podľa normy IEC
	Odpojiteľný napájací zdroj
	Napätie jednosmerného prúdu (DC)
	Napätie striedavého prúdu (AC)
	Neponárajte tento prístroj do žiadnej kvapaliny.
	Nepoužívajte tento prístroj v sprche ani vo vani a neponárajte ho do žiadnej kvapaliny.

	Výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu
	Označenie zhody CE
	Značka regulačnej zhody
	Oddelený zber odpadových elektrických a elektronických zariadení.
	Obsahuje recyklovateľnú Li-ion batériu
	Obsahuje recyklovateľnú Ni-MH batériu

Water Pik, Inc. ručí pôvodnému zákazníkovi nového výrobku po dobu 2 rokov od dátumu kúpy za to, že výrobok neobsahuje žiadne chyby materiálu ani vyhotovenia. Na uplatnenie záruky bude potrebné predložiť originál dokladu o kúpe produktu. Spoločnosť Water Pik, Inc. podľa vlastného uváženia vymení ktorúkoľvek časť výrobku, ktorú bude považovať za chybnú, za predpokladu, že s výrobkom nebolo nevhodné alebo nesprávne zaobchádzané. Spoločnosť Water Pik, Inc. tak urobí aj v prípade, ak výrobok nebol po zakúpení upravovaný ani inak poškodený a ak sa používal v súlade s pokynmi výrobcu a iba s originálnym príslušenstvom schváleným spoločnosťou Water Pik, Inc. Prípadná inštalácia je zodpovednosťou spotrebiteľa a záruka sa na ňu nevzťahuje.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo ani spotrebné diely, ako sú napríklad trysky a pod. Nevhodné napätie môže produkt poškodiť. Na následky takéhoto poškodenia sa záruka nevzťahuje.

Táto záruka sa poskytuje navyše k zákonným právam spotrebiteľa a tieto práva nijako neovplyvňuje.

Zákonnú dvojročnú záruku môžete uplatniť u svojho predajcu.

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA,
www.waterpik.com

Waterpik® je ochrannou známkou spoločnosti Water Pik, Inc., registrovanou v týchto krajinách: Argentína, Austrália, Benelux, Belgicko, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Česká republika, Dánsko, Európska únia, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Hongkong, Maďarsko, India, Izrael, Taliansko, Japonsko, Kórea, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Pakistan, Poľsko, Ruská federácia, Saudská Arábia, Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké.

Waterpik® (upravená) je ochrannou známkou spoločnosti Water Pik, Inc., registrovanou v týchto krajinách: Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Európska únia, Hongkong, Izrael, Japonsko, Kórea, Mexiko, Ruská federácia, Saudská Arábia, Švajčiarsko, Trinidad a Tobago a Spojené štáty americké.

Waterflosser® je ochrannou známkou spoločnosti Water Pik, Inc., registrovanou v týchto krajinách: Kanada, Čína, Mexiko, Švajčiarsko a Spojené štáty americké.

Pik Pocket™ je ochrannou známkou spoločnosti Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® je ochrannou známkou spoločnosti Water Pik, Inc., registrovanou v týchto krajinách: Kanada, Čína, Európska únia a Spojené štáty americké.

Navrhnuté a testované v USA; vyrobené v Číne. Formulár č. 20019832-FAD ©2016 Water Pik, Inc.

Distribúcia pre SR:

PROFIMED International s. r. o.

Letisko M. R. Štefánika 5285

Bratislava, 820 01

www.profimed.eu

waterpik®

BLAHOŽELÁME!

**TERAZ STE NA SPRÁVNEJ CESTE
K LEPŠIEMU ZDRAVIU VAŠICH ZUBOV A ÚST!**




www.profimed.eu

Návod na použitie

ZAČÍNAME

- 1 Pripojte nabíjací kábel k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) a potom adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k zariadeniu.
- 3 Pred prvým použitím nabíjajte 4 hodiny. Plné nabitie pri bežnom používaní vydrží až 9 týždňov.
- 4 Po nabíjaní nasadte kryt nabíjacieho portu späť a uistite sa, že dobre dolieha k rukoväti.




5 Nasadenie trysky

Trysku pevne zasunúte do prístroja, kým nezacvakne na miesto. Ak chcete trysku vybrať, stlačte tlačidlo na uvoľnenie trysky.




Upozornenie: Nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie trysky, keď je prístroj v prevádzke.



6 Naplnenie nádrčky: Otvorte výklopné viečko nádrčky a naplňte ju vlažnou vodou. Podľa potreby dopĺňajte.

Poznámka: Pred plnením vodou aj počas používania sa uistite, že je kryt nabíjacieho portu nasadený.

NAPLNÍŤ



ÚSTNA SPRCHA

1 Nakloňte sa nad umývadlo a zovrite pery natoľko, aby voda nestriekala, ale zároveň mohla vytekať z úst do umývadla.



Počas používania držte prístroj vo zvislej polohe, aby bol zabezpečený nepretržitý tok vody.

2 Začnite s nízkym tlakom stlačením tlačidla napájania jedenkrát.

**NÍZKÝ
TLAK**



Poznámka: Pre vysoký tlak stlačte tlačidlo napájania dvakrát.


TECHNIKA

- 3** Smerujte prúd vody na líniu ďasien pod uhlom 90°. Postupujte pozdĺž línie ďasien a krátko sa zastavujte medzi zubami.

Tipy:

- **Pozerajte sa do umývadla, nie do zrkadla, aby ste obmedzili rozstrekovanie.**
- **Smer trysky môžete ľahko upraviť pomocou otočného mechanizmu EasySpin™ 360°.**

ABY SA PREDIŠLO NEPORIADKU: PONECHAJTE TRYSKU V ÚSTACH, KEĎ JE PRÍSTROJ ZAPNUTÝ.



NABÍJANIE

- Biela LED kontrolka bliká, keď sa batéria blíži k nízkej úrovni nabitia.
- LED kontrolka svieti červeno, keď je batéria vybitá a prístroj je potrebné nabiť.
- Pri nabíjaní LED kontrolka svieti.
- Po úplnom nabití zostane LED kontrolka svietiť, kým neodpojíte USB kábel od zariadenia.

CESTOVNÝ REŽIM

(zabraňuje zapnutiu ústnej sprchy počas cestovania)

- **Zapnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým LED kontrolky nezačnú blikáť.
- **Vypnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým LED kontrolky nezačnú blikáť.

Náhradné diely a príslušenstvo:

Ortodontická tryska (OD-100E)

Vymieňajte každé 3 mesiace

Tryska Pik Pocket™ (PP-100E)

Vymieňajte každé 3 mesiace

Tryska Plaque Seeker™ (PS-100E)

Vymieňajte každé 3 mesiace

Precizní tryska (JT-450E)

Vymieňajte každých 6 mesiacov

Čistič jazyka (TC-100E)

Vymieňajte každých 6 mesiacov

Tryska pro implantáty/protézy (DT-100E)

Vymieňajte každých 6 mesiacov

Nabíjecí kabel

20033894-2 (biely)



Kompletný rad náhradných trysiek a nástavcov je možné zakúpiť online na **www.profimed.eu**.

Technické údaje zariadeniaí

- Menovitý vstup: **5,0 V DC, max. 3,0 A**
- Dobíjacia batéria: **lítium-iónová, nevymeniteľná**

Máte otázky alebo potrebujete viac informácií?

- ČISTENIE
- TIPY
- RIEŠENIE PROBLÉMOV
- ČASTÉ OTÁZKY



POMÔŽEME VÁM ZAČAŤ!

Máme množstvo užitočných nástrojov, ktoré vám pomôžu získať čo najlepšiu skúsenosť. Navštívte:
www.profimed.eu

Servisná údržba

Ústne sprchy Waterpik™ neobsahujú žiadne elektrické súčasti opraviteľné používateľom a nevyžadujú bežnú servisnú údržbu.

Pre všetky diely a príslušenstvo navštívte www.profimed.eu. Môžete tiež zavolať na linku **+421 907 908 316**

Pri komunikácii uvádzajte sériové a modelové číslo. Tieto čísla nájdete na spodnej strane zariadenia.

Máte ďalšie otázky? Navštívte **www.profimed.eu**

Čistenie

V zariadení sa môžu usadzovať minerálne nánosy z tvrdej vody v závislosti od obsahu minerálov vo vašej vode. Ak sa neodstránia, môžu zhoršiť výkon.

Na čistenie vnútorných častí pridajte 2 polievkové lyžice bieleho octu do plnej nádržky teplej vody. Nasmerujte rukoväť s tryskou do umývadla. Zapnite prístroj a nechajte ho bežať, kým sa nádržka nevyprázdni. Potom opláchnite zopakovaním postupu s plnou nádržkou čistej teplej vody. Tento proces vykonávajte každé 1 až 3 mesiace, aby bol zabezpečený optimálny výkon.

Odstránenie usadenín z tvrdej vody / všeobecné čistenie

Prístroj nikdy neponárajte do vody. Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky, vyberte nabíjací kábel z nabíjacieho portu a nasadte kryt nabíjacieho portu. V prípade potreby čistite vonkajší povrch mäkkou handričkou a jemným neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Nádržku na vodu možno ľahko vybrať kvôli čisteniu a je vhodná do horného koša umývačky riadu pri vypnutom ohreve. Odporúča sa nádržku vybrať a čistiť každý týždeň.

Starostlivosť o batériu

Ak má byť ústna sprcha skladovaná dlhší čas (šesť mesiacov alebo dlhšie), pred uskladnením ju úplne nabite.

Batériu ani zariadenie nevystavujte nadmerným teplotám.

Likvidácia / recyklácia


Tento výrobok obsahuje **dobíjaciu lítium-iónovú batériu**. Batéria nie je vymeniteľná. Na konci životnosti výrobku ju nevyhadzujte do komunálneho odpadu ani do bežných recyklačných nádob. Odovzdajte ju, prosím, do najbližšieho recyklačného centra alebo na zberné miesto nebezpečného odpadu v súlade s miestnymi predpismi.

V prípade otázok kontaktujte miestny úrad pre nakladanie s odpadmi. Použitú batériu zlikvidujte bezodkladne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nerozoberajte ju a nevhadzujte do ohňa.


Poznámka: Dobíjacia batéria nie je vymeniteľná; vyberajte ju iba na konci životnosti výrobku. Tento postup je nevratný a ruší záruku výrobku.

Vybratie batérie


Ak chcete dobíjaciu batériu vybrať kvôli recyklácii, pred vybratím ju úplne vybite. Pri vykonávaní nižšie uvedeného postupu dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Chráňte si oči, ruky, prsty a pracovnú plochu.





1. Vyberte nádržku.
2. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutky v zobrazených miestach.



3. Zložte spodný kryt.
4. Vyberte batériu (a) a odpojte ju od dosky plošných spojov (b).



5. Batériu recyklujte / zlikvidujte v najbližšom recyklačnom centre alebo ju odovzdajte na zberné miesto nebezpečného odpadu v súlade s miestnymi predpismi.



VAROVANIE:

NESTRIHAJTE oba vodiče batérie súčasne.

Batériu **NEROZOBERAJTE**, neprepichujte, nebúchajte do nej, nestláčajte ju ani ju nevhadzujte do ohňa.


Waterpik® Water Flosser serii

WF26EU / WF26EUB



POMOŻEMY CI ZACZAĆ!

Mamy wiele przydatnych narzędzi,
które pomogą Ci uzyskać jak
najlepsze doświadczenie. Odwiedź:
www.profimed.com



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego.
- Podczas używania produktów elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, zawsze należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym poniższych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, z którego mógłby spaść lub zostać wciągnięty do wanny albo umywalki.
- Nie umieszczaj ani nie upuszczaj produktu do wody lub innej cieczy.
- Nie sięgaj po produkt, który wpadł do wody. Natychmiast go odłącz.
- Nie dotykaj mokrymi rękami dostarczonego przez użytkownika zasilacza USB (adaptera zasilającego).
- Jeśli produkt nie jest używany, odłącz dostarczony przez użytkownika zasilacz USB (adapter zasilający).
- Przed pierwszym użyciem i przez cały okres eksploatacji produktu sprawdzaj kabel ładowania oraz dostarczony przez użytkownika zasilacz USB (adapter zasilający) pod kątem uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń osób:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w tej instrukcji lub jak zalecił dentysta / specjalista stomatologiczny.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli upadł, został uszkodzony albo wpadł do jakiegokolwiek cieczy. Skontaktuj się z Water Pik, Inc. pod numerem 1-800-525-2774 lub odwiedź www.waterpik.com.
- Do ładowania tego produktu wymagana jest dostarczona przez użytkownika ładowarka sieciowa USB-A (adapter zasilający), certyfikowana pod względem bezpieczeństwa (IPX4, klasa II), o znamionowym wyjściu 5,0 V DC, maks. 3,0 A.

- Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej o napięciu innym niż wskazane na urządzeniu lub ładowarce.
- Trzymaj kabel ładowania z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do rurki lub otworów.
- Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie używane są produkty aerozolowe (spray) lub gdzie podawany jest tlen.
- Zbiornik napełniaj wyłącznie wodą lub innymi roztworami zalecanymi przez specjalistę stomatologicznego.
- Używaj wyłącznie końcówek i akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc., zgodnie z tą instrukcją.
- Jeśli kabel ładowania jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny kabel lub zestaw dostępny u producenta albo jego przedstawiciela serwisowego.
- W tym produkcie nie używaj jodu, roztworu soli fizjologicznej (roztworu solnego) ani nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych. Ich użycie może obniżyć wydajność produktu i skrócić jego żywotność.
- Nie kieruj wody z irygatora pod język, do ucha, nosa ani innych wrażliwych miejsc. Ten produkt może wytwarzać ciśnienie, które w tych obszarach może spowodować poważne uszkodzenia.
- Nie kieruj wody do nosa ani do ucha. W niektórych wodach wodociągowych lub niechlorowanych wodach studziennych może występować potencjalnie śmiertelna ameba *Naegleria fowleri*, która może być śmiertelna, jeśli woda dostanie się do tych obszarów.
- Jeśli lekarz zalecił profilaktyczne antybiotyki przed zabiegami stomatologicznymi, przed użyciem tego urządzenia lub jakiegokolwiek innego przyrządu do higieny jamy ustnej skonsultuj się ze swoim dentystą.
- Przed użyciem produktu usuń z ust całą biżuterię.
- Nie używaj produktu, jeśli masz otwartą ranę na języku lub w ustach.
- Nie używaj irygatora dłużej niż pięć minut w każdym dwugodzinnym okresie.
- Jeśli końcówka **Pik Pocket™** (nie jest dołączona do wszystkich modeli) z jakiegokolwiek powodu odłączy się od trzonka, wyrzuć końcówkę i trzonek, a następnie wymień je na nową końcówkę **Pik Pocket™**.
- Produkt nie zawiera żadnych części elektrycznych możliwych do naprawy przez użytkownika i nie wymaga konserwacji.
- Przed napełnieniem zbiornika odłącz kabel ładowania i załóż pokrywę portu ładowania.
- Podczas ładowania upewnij się, że styki na kablu, urządzeniu i zasilaczu są czyste i suche.
- **Pole magnetyczne:** rozruszniki serca i podobne wszczepione urządzenia medyczne mogą być zakłócone przez magnes. W razie pytań skontaktuj się z lekarzem.
- Nie narażaj akumulatora ani urządzenia na nadmierne temperatury.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

PRZEZNACZENIE

Irygatory Waterpik™ z technologią **PRECISIONPULSE** zapewniają potwierdzoną skutecznie kombinację ciśnienia wody i pulsacji, która pomaga usuwać bakterie płytki nazębnej mogące powodować zapalenie dziąseł, próchnicę i nieświeży oddech.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

(Nie wszystkie symbole dotyczą wszystkich produktów.)

Objaśnienie symboli stosowanych na etykietach i opakowaniach produktów Water Pik, Inc. Symbole właściwe dla konkretnego produktu podano na jego etykietach i opakowaniu.

Symbol	Definicja
	Patrz instrukcja użycia
	Producent
IPX7 or IPX4	Stopień ochrony przed wnikaniem
	Urządzenie klasy II według normy IEC
	Odłączany zasilacz
	Napięcie prądu stałego (DC)
	Napięcie prądu przemiennego (AC)
	Nie zanurzaj tego urządzenia w żadnej cieczy.
	Nie używaj tego urządzenia pod prysznicem ani w wannie i nie zanurzaj go w żadnej cieczy.

	Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy
	Oznaczenie zgodności CE
	Znak zgodności regulacyjnej
	Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	Zawiera nadający się do recyklingu akumulator Li-ion
	Zawiera nadający się do recyklingu akumulator Ni-MH

Water Pik, Inc. gwarantuje pierwotnemu nabywcy nowego produktu przez okres 2 lat od daty zakupu, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Do zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego wymagane będzie przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu produktu. Water Pik, Inc., według własnego uznania, wymieni każdą część produktu, którą uzna za wadliwą, pod warunkiem że produkt nie był używany niewłaściwie ani nieprawidłowo. Water Pik, Inc. zrobi to również pod warunkiem, że produkt nie był modyfikowany ani w inny sposób uszkodzony po zakupie oraz że był używany zgodnie z instrukcjami producenta i wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami zatwierdzonymi przez Water Pik, Inc. Ewentualna instalacja jest odpowiedzialnością konsumenta i nie jest objęta gwarancją.

Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani części eksploatacyjnych, takich jak dysze itp. Nieodpowiednie napięcie może uszkodzić produkt. Skutki takiego uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja jest udzielana dodatkowo do ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób ich nie narusza.

Ustawową dwuletnią gwarancję można zgłosić u swojego sprzedawcy.

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA,
www.waterpik.com

Waterpik® jest znakiem towarowym Water Pik, Inc., zarejestrowanym w następujących krajach: Argentyna, Australia, Beneluks, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Unia Europejska, Finlandia, Francja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Korea, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Singapur, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone Ameryki.

Waterpik® (stylizowany) jest znakiem towarowym Water Pik, Inc., zarejestrowanym w następujących krajach: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Unia Europejska, Hongkong, Izrael, Japonia, Korea, Meksyk, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Szwajcaria, Trynidad i Tobago oraz Stany Zjednoczone Ameryki.

Waterflosser® jest znakiem towarowym Water Pik, Inc., zarejestrowanym w następujących krajach: Kanada, Chiny, Meksyk, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki.

Pik Pocket™ jest znakiem towarowym Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® jest znakiem towarowym Water Pik, Inc., zarejestrowanym w następujących krajach: Kanada, Chiny, Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki.

Zaprojektowano i przetestowano w USA; wyprodukowano w Chinach. Formularz nr 20019832-FAD ©2016 Water Pik, Inc.

Dystrybucja:

Profimed Sp. z o.o.

ks. Jana Kapicy 9

41-100 Siemianowice Śląskie

www.profimed.com

waterpik®

GRATULUJEMY!

**TERAZ JESTEŚ NA WŁAŚCIWEJ DRODZE
DO LEPSZEGO ZDROWIA ZĘBÓW I JAMY USTNEJ!**




www.profimed.com

Instrukcja użycia

ZACZYNAMY

- 1** Podłącz kabel ładowania do zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie), a następnie podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
- 2** Drugi koniec kabla podłącz do urządzenia.
- 3** Przed pierwszym użyciem ładuj przez 4 godziny. Pełne naładowanie przy normalnym użytkowaniu wystarcza do 9 tygodni.
- 4** Po ładowaniu załóż z powrotem pokrywę portu ładowania i upewnij się, że dobrze przylega do rękkojeści.




5 Zakładanie dyszy

Mocno wsuń dyszę do urządzenia, aż zatrzaśnie się na miejscu. Aby wyjąć dyszę, naciśnij przycisk zwalniania dyszy.



Uwaga: Nie naciskaj przycisku zwalniania dyszy, gdy urządzenie pracuje.




6 Napełnianie zbiornika: Otwórz uchylną pokrywę zbiornika i napełnij go letnią wodą. Uzupełniaj w razie potrzeby.

Uwaga: Przed napełnianiem wodą i podczas używania upewnij się, że pokrywa portu ładowania jest założona.



IRYGATOR DO JAMY USTNEJ

1 Pochyl się nad umywalką i zaciśnij usta na tyle, aby woda nie przyskała, ale jednocześnie mogła wypływać z ust do umywalki.



Pochyl się nad umywalką i zaciśnij usta na tyle, aby woda nie przyskała, ale jednocześnie mogła wypływać z ust do umywalki.

2 Zaczynij od niskiego ciśnienia, naciskając przycisk zasilania jeden raz.

NÍZKÝ TLAK



Uwaga: Aby uzyskać wysokie ciśnienie, naciśnij przycisk zasilania dwa razy.


TECHNIKA

- 3** Skieruj strumień wody na linię dziąseł pod kątem 90°. Przesuwaj wzdłuż linii dziąseł i zatrzymuj się krótko między zębami.

Wskazówki:

- **Patrz do umywalki, nie w lustro, aby ograniczyć rozpryskiwanie.**
- **Kierunek dyszy można łatwo regulować za pomocą obrotowego mechanizmu EasySpin™ 360°.**

ABY UNIKAĆ BAŁAGANU: POZOSTAW DYSZĘ W USTACH, GDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE.



ŁADOWANIE

- Biała kontrolka LED miga, gdy akumulator zbliża się do niskiego poziomu naładowania.
- Kontrolka LED świeci na czerwono, gdy akumulator jest rozładowany i urządzenie wymaga naładowania.
- Podczas ładowania kontrolka LED świeci.
- Po pełnym naładowaniu kontrolka LED pozostaje zapalona, dopóki nie odłączysz kabla USB od urządzenia.

TRYB PODRÓŻNY

(zapobiega włączeniu irygatora podczas podróży)

- **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż kontrolki LED zaczną migać.
- **Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż kontrolki LED zaczną migać.

zęści zamienne i akcesoria:

Dysza ortodontyczna (OD-100E)

Wymieniać co 3 miesiące

Dysza Pik Pocket™ (PP-100E)

Wymieniać co 3 miesiące

Dysza Plaque Seeker™ (PS-100E)

Wymieniać co 3 miesiące

Dysza precyzyjna (JT-450E)

Wymieniać co 6 miesięcy

Czyścik do języka (TC-100E)

Wymieniać co 6 miesięcy

Dysza do implantów/protez (DT-100E)

Wymieniać co 6 miesięcy

Kabel ładowania

20033894-2 (biały)



Pełną gamę zapasowych dysz i końcówek można kupić online na **www.profimed.com**.

Dane techniczne urządzenia

- Wejście znamionowe: **5,0 V DC, maks. 3,0 A**
- Akumulator: **litowo-jonowy, niewymienny**

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?

- CZYSZCZENIE
- WSKAZÓWKI
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA



POMOŻEMY CI ZACZAĆ!!

Mamy wiele przydatnych narzędzi, które pomogą Ci uzyskać jak najlepsze doświadczenie. Odwiedź: **www.profimed.com**

Serwis i konserwacja

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, wyjmij kabel ładowania z portu ładowania i załóż pokrywę portu ładowania. W razie potrzeby czyść zewnętrzną powierzchnię miękką ściereczką i łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym. Zbiornik na wodę można łatwo wyjąć do czyszczenia i można go myć w górnym koszu zmywarki przy wyłączonym podgrzewaniu.

Zaleca się wyjmowanie i czyszczenie zbiornika co tydzień.

Czyszczenie

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, wyjmij kabel ładowania z portu ładowania i załóż pokrywę portu ładowania. W razie potrzeby czyść zewnętrzną powierzchnię miękką ściereczką i łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym. Zbiornik na wodę można łatwo wyjąć do czyszczenia i można go myć w górnym koszu zmywarki przy wyłączonym podgrzewaniu.

Zaleca się wyjmowanie i czyszczenie zbiornika co tydzień.

Usuwanie osadów z twardej wody / czyszczenie ogólne

W urządzeniu mogą gromadzić się osady mineralne z twardej wody, w zależności od zawartości minerałów w wodzie. Jeśli nie zostaną usunięte, mogą pogorszyć wydajność.

Aby wyczyścić części wewnętrzne, dodaj 2 łyżki stołowe białego octu do pełnego zbiornika ciepłej wody. Skieruj rękojeść z dyszą do umywalki. Włącz urządzenie i pozostaw je włączone, aż zbiornik się opróżni. Następnie przepłucz, powtarzając procedurę z pełnym zbiornikiem czystej ciepłej wody. Wykonuj ten proces co 1-3 miesiące, aby zapewnić optymalną wydajność.

Pielęgnacja akumulatora

Jeśli irygator ma być przechowywany przez dłuższy czas (sześć miesięcy lub dłużej), przed przechowywaniem w pełni go naładuj.

Nie narażaj akumulatora ani urządzenia na nadmierne temperatury.

Utylizacja / recykling






Ten produkt zawiera **akumulator litowo-jonowy**. Akumulator nie jest wymienny. Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie wyrzucaj go do odpadów komunalnych ani do zwykłych pojemników na surowce wtórne. Oddaj go do najbliższego centrum recyklingu lub punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

W razie pytań skontaktuj się z lokalnym organem ds. gospodarki odpadami. Zużyty akumulator zutylizuj niezwłocznie. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie rozbieraj go i nie wrzucaj do ognia.

Uwaga: Akumulator nie jest wymienny; wyjmij go wyłącznie pod koniec okresu eksploatacji produktu. Ta procedura jest nieodwracalna i unieważnia gwarancję produktu.

Wymywanie akumulatora

Abi wyjąć akumulator w celu recyklingu, przed wyjęciem całkowicie go rozładuj. Podczas wykonywania poniższej procedury przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa. Chroń oczy, ręce, palce i powierzchnię roboczą.



1. Wyjmij zbiornik.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby w pokazanych miejscach.
3. Zdejmij dolną pokrywę.
4. Wyjmij akumulator (a) i odłącz go od płytki drukowanej (b).
5. Akumulator oddaj do recyklingu / zutylizuj w najbliższym centrum recyklingu albo oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

OSTRZEŻENIE:

NIE PRZECINAJ jednocześnie obu przewodów akumulatora. Akumulatora NIE ROZBIERAJ, nie przebijaj, nie uderzaj, nie zgniataj ani nie wrzucaj do ognia.

Waterpik® Water Flosser


WF26EU / WF26EUB
sorozat



SEGÍTÜNK AZ INDULÁSBAN!

Számos hasznos eszközünk van, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legjobb élményt kapja. látogasson el ide:

www.profimed.hu



FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

- Ez a termék háztartási használatra készült.
- Elektromos termékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

VESZÉLY

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ne helyezze és ne tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan kádba vagy mosdóba eshet, illetve ahová berántható.
- Ne helyezze és ne ejtse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a vízbe esett termék után. Azonnal húzza ki a csatlakozót.
- Ne érintse meg nedves kézzel a felhasználó által biztosított USB tápegységet (hálózati adaptert).
- Ha a terméket nem használja, húzza ki a felhasználó által biztosított USB tápegységet (hálózati adaptert).
- Az első használat előtt és a termék teljes élettartama alatt ellenőrizze, hogy a töltőkábel és a felhasználó által biztosított USB tápegység (hálózati adapter) nem sérült-e.

FIGYELMEZTETÉS

Az égési sérülés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket), illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanította őket a készülék használatára.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja, az ebben az útmutatóban leírtak szerint, vagy a fogorvosa / dentálhigiénés szakembere ajánlása alapján.
- Soha ne használja a terméket, ha sérült a kábele vagy a csatlakozója, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült, vagy bármilyen folyadékba esett. Forduljon a Water Pik, Inc. vállalatához az 1-800-525-2774 telefonszámon, vagy látogasson el a www.waterpik.com oldalra.
- A termék töltéséhez a felhasználó által biztosított USB-A hálózati töltő (tápegység) szükséges, amely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik (IPX4, II. osztály), névleges kimenete 5,0 V DC, max. 3,0 A.

- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan elektromos hálózathoz, amelynek feszültsége eltér a készüléken vagy a töltőn feltüntetett értéktől.
- Tartsa távol a töltőkábelt forró felületektől.
- Soha ne dobjon vagy helyezzen semmilyen tárgyat a csőbe vagy a nyílásokba.
- Ne használja kültéren, illetve olyan környezetben, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- A tartályt kizárólag vízzel vagy dentálhigiénés szakember által ajánlott egyéb oldatokkal töltsse fel.
- Csak a Water Pik, Inc. által ajánlott fúvókákat és tartozékokat használja, az ebben az útmutatóban leírtak szerint.
- Ha a töltőkábel megsérült, azt a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelvényre kell cserélni.
- Ebben a termékben ne használjon jódot, fiziológiás sóoldatot (sós oldatot), illetve vízben nem oldódó, koncentrált illóolajokat. Ezek használata csökkentheti a termék teljesítményét és lerövidítheti élettartamát.
- Ne irányítsa a szájuhany vizét a nyelv alá, a fülbe, az orrba vagy más érzékeny területekre. Ez a termék olyan nyomást képes létrehozni, amely ezeken a területeken súlyos károsodást okozhat.
- Ne irányítsa a vizet az orrba vagy a fülbe. Egyes vezetékes vizekben vagy klórozatlan kútvízben előfordulhat a potenciálisan halálos *Naegleria fowleri* amőba, amely halálos lehet, ha a víz ezekre a területekre jut.
- Ha orvosa fogászati beavatkozások előtt megelőző antibiotikum szedését javasolta, a készülék vagy bármely más szájhigiéniai segédeszköz használata előtt konzultáljon fogorvosával.
- A termék használata előtt távolítsa el minden ékszert a szájából.
- Ne használja a terméket, ha nyílt seb van a nyelven vagy a szájában.
- A szájuhanyt kétórás időszakonként összesen legfeljebb öt percig használja.
- Ha a **Pik Pocket™** fúvóka (nem minden modell tartozéka) bármilyen okból leválik a szárról, dobja ki a fúvókát és a szárat is, és cserélje új **Pik Pocket™** fúvókára.
- A termék nem tartalmaz felhasználó által javítható elektromos alkatrészeket, és nem igényel karbantartást.
- A tartály feltöltése előtt húzza ki a töltőkábelt, és helyezze fel a töltőport fedelét.
- Töltés közben ügyeljen arra, hogy a kábel, a készülék és a tápegység érintkezői tiszták és szárazak legyenek.
- **Mágneses mező:** a pacemakerek és hasonló beültetett orvostechnikai eszközök működését a mágnes befolyásolhatja. Kérdés esetén forduljon orvosához.
- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket túlzott hőmérsékletnek.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A **PRECISIONPULSE** technológiával ellátott Waterpik™ szájuzuhanyok bizonyítottan hatékony kombinációját nyújtják a víznyomásnak és a pulzálásnak, ami segít eltávolítani a lepedékbaktériumokat, amelyek ínygyulladást, fogszuvasodást és szájszagot okozhatnak.

JELMAGYARÁZAT

(Nem minden szimbólum vonatkozik minden termékre.)

A Water Pik, Inc. termékcímkéin és csomagolásán használt szimbólumok magyarázata. Az adott termékre vonatkozó szimbólumok a címkéken és a csomagoláson találhatóak.

Szimbólum	Meghatározás
	Lásd a használati útmutatót!
	Gyártó
IPX7 or IPX4	Behatolás elleni védetség fokozat
	IEC szerinti II. osztályú berendezés
	Leválasztható tápegység
	Egyenáramú feszültség (DC)
	Váltakozó áramú feszültség (AC)
	Ne merítse ezt a készüléket semmilyen folyadékba.
	Ne használja ezt a készüléket zuhany alatt vagy kádban, és ne merítse semmilyen folyadékba.

	A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz
	CE megfelelési jelölés
	Szabályozási megfelelési jel
	Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elkülönített gyűjtése.
	Újrahasznosítható Li-ion akkumulátort tartalmaz
	Újrahasznosítható Ni-MH akkumulátort tartalmaz

A Water Pik, Inc. az új termék eredeti vásárlója felé a vásárlás dátumától számított 2 évig garancia, hogy a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes. A garanciális igény érvényesítéséhez be kell mutatni a termék vásárlását igazoló eredeti bizonylatot. A Water Pik, Inc. saját belátása szerint kicseréli a termék bármely részét, amelyet hibásnak ítél, feltéve, hogy a terméket nem kezelték nem megfelelően vagy helytelenül. A Water Pik, Inc. ezt akkor is megteszi, ha a terméket a vásárlás után nem módosították vagy más módon nem károsították, és ha azt a gyártó utasításainak megfelelően, kizárólag a Water Pik, Inc. által jóváhagyott eredeti tartozékokkal használták. Az esetleges telepítés a fogyasztó felelőssége, és arra a garancia nem vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a tartozékokra és a fogyó alkatrészekre, például a fúvókákra. A nem megfelelő feszültség károsíthatja a terméket. Az ilyen károkokra a garancia nem vonatkozik.

Ez a garancia a fogyasztó törvényes jogain felül érvényes, és azokat semmilyen módon nem érinti.

A törvényes kétéves garanciát a kereskedőjénél érvényesítheti.

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA,
www.waterpik.com

A Waterpik® a Water Pik, Inc. védjegye, amely a következő országokban van bejegyezve: Argentína, Ausztrália, Benelux államok, Belgium, Brazília, Kanada, Chile, Kína, Cseh Köztársaság, Dánia, Európai Unió, Finnország, Franciaország, Németország, Hongkong, Magyarország, India, Izrael, Olaszország, Japán, Korea, Mexikó, Új-Zéland, Norvégia, Pakisztán, Lengyelország, Orosz Föderáció, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Svájc, Tajvan, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság és Amerikai Egyesült Államok.

A Waterpik® (stilizált) a Water Pik, Inc. védjegye, amely a következő országokban van bejegyezve: Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Európai Unió, Hongkong, Izrael, Japán, Korea, Mexikó, Orosz Föderáció, Szaúd-Arábia, Svájc, Trinidad és Tobago, valamint az Amerikai Egyesült Államok.

A Waterflosser® a Water Pik, Inc. védjegye, amely a következő országokban van bejegyezve: Kanada, Kína, Mexikó, Svájc és az Amerikai Egyesült Államok.

A Pik Pocket™ a Water Pik, Inc. védjegye.

A Plaque Seeker® a Water Pik, Inc. védjegye, amely a következő országokban van bejegyezve: Kanada, Kína, Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok.

Az USA-ban tervezték és tesztelték; Kínában készült. Űrlap száma:
20019832-FAD ©2016 Water Pik, Inc.

Forgalmazás Magyarországon:

Profimed Magyarország Kft.

Reitter Ferenc utca 132/E Budapest, 1131

www.profimed.hu

waterpik®

GRATULÁLUNK!

**MOST JÓ ÚTON HALAD FOGAI ÉS SZÁJA
JOBB EGÉSZSÉGE FELÉ!**




www.profimed.hu

Használati útmutató

KEZDŐ LÉPÉSEK

- 1** Csatlakoztassa a töltőkábelt egy USB hálózati adapterhez (nem tartozék), majd dugja az adaptert az elektromos aljzatba.
- 2** A kábel másik végét csatlakoztassa a készülékhez.
- 3** Az első használat előtt 4 órán át töltsse. A teljes töltés normál használat mellett akár 9 hétig is elegendő.
- 4** Töltés után helyezze vissza a töltőport fedelét, és győződjön meg arról, hogy szorosan illeszkedik a markolathoz.




5 A fúvóka felhelyezése

Nyomja be erősen a fúvókát a készülékbe, amíg a helyére nem kattán. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a fúvókakioldó gombot.



Figyelmeztetés: Ne nyomja meg a fúvókakioldó gombot, amikor a készülék működik.



6 A tartály feltöltése: Nyissa fel a tartály felhajtható fedelét, és tölts fel langyos vízzel. Szükség szerint töltsé újra..

Megjegyzés: A vízzel való feltöltés előtt és használat közben győződjön meg arról, hogy a töltőport fedele fel van helyezve.

FELTÖLTÉS



SZÁJZUHANY

1 Hajoljon a mosdó fölé, és ajkait annyira zárja össze, hogy a víz ne fröccsenjen, ugyanakkor ki tudjon folyni a szájából a mosdóba.



Használat közben tartsa a készüléket függőleges helyzetben, hogy biztosított legyen a folyamatos vízáramlás.



2 Az alacsony nyomással kezdje: nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

NÍZKÝ
TLAK




Megjegyzés: Magas nyomáshoz nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.

- 3** Irányítsa a vízsugarat az ínyvonalra 90°-os szögben. Haladjon végig az ínyvonal mentén, és röviden álljon meg a fogak között.

Tippek:

- A fröccsenés csökkentése érdekében a mosdót nézze, ne a tükröt.
- A fúvóka irányát könnyen beállíthatja az EasySpin™ 360° forgómechanizmussal.

A KIFRÖCCSENÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: TARTSA A FÚVÓKÁT A SZÁJÁBAN, AMIKOR A KÉSZÜLÉK BE VAN KAPCSOLVA.



TÖLTÉS

- A fehér LED-jelzőfény villog, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony szinthez közelít.
- A LED-jelzőfény pirosan világít, amikor az akkumulátor lemerült, és a készüléket tölteni kell.
- Töltés közben a LED-jelzőfény világít.
- Teljes feltöltés után a LED-jelzőfény világítva marad, amíg az USB-kábelt le nem választja a készülékről.

UTAZÓ ÜZEMMÓD

(megakadályozza, hogy a szájuhany utazás közben bekapcsoljon)

- **Bekapcsolás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, amíg a LED-jelzőfények villogni nem kezdenek.
- **Kikapcsolás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, amíg a LED-jelzőfények villogni nem kezdenek.

Pótalkatrészek és tartozékok

Fogszabályozó fúvóka (OD-100E)

3 havonta cserélje

Pik Pocket™ fúvóka (PP-100E)

3 havonta cserélje

Plaque Seeker™ fúvóka (PS-100E)

3 havonta cserélje

Precíziós fúvóka (JT-450E)

6 havonta cserélje

Nyelvtisztító (TC-100E)


6 havonta cserélje

Implantátum/protézis fúvóka (DT-100E)

6 havonta cserélje

NTöltőkábel

20033894-2 (fehér)



A cserefúvókák és tartozékok teljes választéka online megvásárolható a **www.profimed.hu** oldalon.

A készülék műszaki adatai

- Névleges bemenet: **5,0 V DC, max. 3,0 A**
- Újratölthető akkumulátor: **lítiumion, nem cserélhető**

Kérdése van, vagy további információra van szüksége?

- TISZTÍTÁS
- TIPPEK
- HIBAELHÁRÍTÁS
- GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK



SEGÍTÜNK AZ INDULÁSBAN!

Számos hasznos eszközünk van, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legjobb élményt kapja. Látogasson el ide:

www.profimed.hu

Szervizkarbantartás

A Waterpik™ szájuhanyok nem tartalmaznak felhasználó által javítható elektromos alkatrészeket, és nem igényelnek rendszeres szervizkarbantartást.

Minden alkatrészáért és tartozékért látogasson el a www.profimed.hu oldalra. Hívhatja az ügyfélszolgálatot is: **+3620/298-4274**

Kapcsolatfelvételnél adja meg a sorozatszámot és a modellszámot. Ezek a számok a készülék alján találhatóak.

További kérdése van? Látogasson el a **www.profimed.hu** oldalra.

Tisztítás

Soha ne merítse a készüléket vízbe. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból, vegye ki a töltőkábelt a töltőportból, és helyezze fel a töltőport fedelét. Szükség esetén a külső felületet puha kendővel és enyhe, nem súroló tisztítószerrel tisztítsa. A víztartály tisztításhoz könnyen eltávolítható, és a mosogatógép felső kosarában, kikapcsolt fűtéssel mosható.

Javasolt a tartályt hetente eltávolítani és megtisztítani.

Vízkőlerakódások eltávolítása / általános tisztítás

A készülékben a víz ásványianyag-tartalmától függően keményvíz eredetű ásványi lerakódások képződhetnek. Ha ezeket nem távolítják el, ronthatják a teljesítményt.

A belső részek tisztításához adjon 2 evőkanál fehér ecetet egy teljes tartály meleg vízhez. Irányítsa a fúvókával ellátott markolatot a mosdóba. Kapcsolja be a készüléket, és működtesse, amíg a tartály ki nem ürül. Ezután öblítse át úgy, hogy megismétli a folyamatot egy teljes tartály tiszta, meleg vízzel. Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében ezt a folyamatot 1-3 havonta végezze el.

Az akkumulátor gondozása

Ha a szájuhanyt hosszabb ideig (hat hónapig vagy tovább) tárolja, tárolás előtt teljesen töltsen fel.

Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket túlzott hőmérsékletnek.

Ártalmatlanítás / újrahasznosítás

Ez a termék újratölthető **lítiumion-akkumulátort tartalmaz**. Az akkumulátor nem cserélhető. A termék élettartamának végén ne dobja kommunális hulladékba vagy szokásos újrahasznosító edényekbe. Kérjük, a helyi előírásoknak megfelelően vigye a legközelebbi újrahasznosító központba vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre.






Kérdés esetén forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A használt akkumulátort haladéktalanul ártalmatlanítsa. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne szerelje szét, és ne dobja tűzbe.

Megjegyzés: Az újratölthető akkumulátor nem cserélhető; csak a termék élettartamának végén távolítsa el. Ez az eljárás visszafordíthatatlan, és érvényteleníti a termék garanciáját.

Az akkumulátor eltávolítása

Ha az újratölthető akkumulátort újrahasznosítás céljából szeretné eltávolítani, előtte teljesen merítse le. Az alábbi eljárás végrehajtásakor tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Védje szemét, kezét, ujjait és a munkafelületet.



1. Távolítsa el a tartályt.
2. Kereszthornyú csavarhúzóval csavarja ki a jelzett helyeken lévő csavarokat.
3. Vegye le az alsó fedelet.
4. Vegye ki az akkumulátort (a), és válassza le a nyomtatott áramköri lapról (b).
5. Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra / ártalmatlanítsa a legközelebbi újrahasznosító központban, vagy adja le veszélyeshulladék-gyűjtő helyen.

FIGYELMEZTETÉS:

NE VÁGJA el egyszerre mindkét akkumulátorvezeték. Az akkumulátort NE SZERELJE SZÉT, ne szűrje át, ne üsse, ne nyomja össze, és ne dobja tűzbe.