



NABÍJECÍ SILIKONOVÁ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ (ČERNÁ)

SK Nabíjacia silikónová ošetrujúca LED maska na tvár (čierna).....5

EN Rechargeable silicone treatment LED mask for the face (black).....9



NABÍJECÍ SILIKONOVÁ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA





PALSAR7

NABÍJECÍ SILIKONOVÁ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ (ČERNÁ)

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Proč chodit na drahé chemické peelingy a čištění pleti, laserové úpravy a výplně vrásek kyselinou hyaluronovou, když můžete pleť léčit z pohodlí vašeho domova?

Profesionální ošetřující LED maska PALSAR7 představuje inovativní způsob, jak se zbavit akné, vrásek, unavené pleti a dalších nedokonalostí. A to díky terapii fotonovým světlem, která patří v oblasti dermatologie mezi nejefektivnější nástroje v boji proti chronickým kožním defektům. Oproti laserovým ošetřením nezpůsobuje fotonové ošetření pomocí LED světel žádnou bolest či vedlejší účinky, které potřebují čas na zahojení.

JAK FUNGUJE FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo se dá zjednodušeně popsat jako viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu od 415 do 635 nm. Při této terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Různé vlnové délky světla mají různé pozitivní účinky při péči o pleť.

VLNOVÉ DÉLKY SVĚTEL PRO OŠETŘUJÍCÍ LED MASKU:

NIR (Blízké Infračervené světlo): **850 nm**

Červené světlo: **630 nm**

Modré světlo: **415 nm**

Oranžové světlo: **605 nm**

Použití této masky je velmi jednoduché, stačí si ji nasadit, upevnit pomocí dvou nastavitelných pásků k obličeji a pomocí připojeného ovladače nastavit požadovaný režim. Kolem otvorů na oči lze připevnit gumové podložky, které zamezí nepříjemnému otlaku okolo očí. Ošetřující LED maska na obličej je vybavena celkem 368 LED diodami. Tyto diody produkují fotony právě s různými vlnovými délkami. Každá dioda má definovaný výkon a hodnotu světelného toku. Proto je důležité rozlišovat jednotlivé barvy diod. Každá barva léčí jiný problém pleti - záleží na vaší preferenci.


ÚČINKY OŠETŘUJÍCÍ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a předchází jejich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáhá bojovat proti mastnotě obličeje
- Zlepšuje pružnost pokožky
- Sjednocuje tón pleti
- Potlačuje tvorbu melaninu
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků

HLAVNÍ FUNKCE:

- Přírodní světelné vlny zlepšují vzhled pokožky
- Každá barva světla je účinná na konkrétní ošetření pleti
- Různé možnosti režimu
- Snadné ovládání
- Lehce přenosné
- Elegantní a nadčasový design

OVLADAČ



MASKA JE VHODNÁ PRO TOHO, KDO:

- Zůstává vzhůru dlouho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlouho před počítačem a kouká se často do mobilního telefonu
- Nedodrží zdravý jídelníček, který zlepšuje stav pleti
- Má problematickou pleť: skvrny, akné, ucpané póry, matnou, nažloutlou, hrubou či ochablou pleť, aj.


CZ NABÍJECÍ SILIKONOVÁ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Před nasazením masky důkladně očistěte pleť obličeje a krk a poté šetrně vysušte ručníkem.
- Propojte masku s ovladačem pomocí kabelu. **Kabel z masky připojujte k ovladači vždy pouze přes libovolný port na vrchní straně (oba 2 porty mají stejnou funkčnost). Spodní port slouží pouze k nabíjení ovladače.**
- Připojte k masce koženkové pásky a připevněte masku ke svému obličeji.
- Začněte celý proces ošetření pleti fotonovou terapií.
- Základně je nastavený automatický režim, který střídá všechny barevné režimy. 1. Infračervené a červené světlo (5 minut), 2. Modré světlo (5 minut), 3. Oranžové světlo (10 minut)
- Následně můžete stiskem tlačítka "M" přepínat barevné režimy pomocí manuálního módu. (Červená, modrá, žlutá)
- Pomocí tlačítka "T" lze u manuálního režimu upravovat čas zvolené terapie.
- Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte intenzitu světla.



Krok 1: Odstraňte make-up a vyčistěte si obličej



Krok 2: Používejte s pleťovou maskou nebo sérem. Připevněte k hlavě pomocí pásků.



Krok 3: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí zařízení. Po 20 minutách se automaticky vypne.



Krok 4: Po použití LED masku sundejte a aplikujte na pleť hydratační krém.

Maximální doba použití masky denně činí 30 minut. Doporučená doba jednoho ošetření je 30 minut, během jednoho ošetření můžete vystřídat všechny barevné režimy, nebo si vybrat Vámi preferovaný. Ideálně masku používejte 3-5x týdně. Pokud trpíte na citlivou pokožku, ekzémy, alergie nebo jste nachlazení, poraďte se před použitím masky s vaším lékařem.

UVEDENÉ OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.

CZ NABÍJECÍ SILIKONOVÁ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL:

1) 630NM-LED ČERVENÉ SVĚTLO + 850NM-LED INFRAČERVENÉ SVĚTLO: PROTI VRÁSKÁM

- Bělící účinky
- Pro hebkou pokožku bez vrásek
- Vyhlazuje jemné vrásky, smršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Brání v tvorbě pigmentu

2) 415NM-LED MODRÉ SVĚTLO: PROTI AKNĚ

- Účinně snižuje výskyt a léčí akné
- Zlepšuje stav pokožky, aniž by zanechávalo jizvy
- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- Má antibakteriální a protizánětlivý účinek

3) 605NM-LED ORANŽOVÉ SVĚTLO: PROTI ÚNAVĚ

- Zmírňuje hrubost pokožky a zarudnutí
- Zmírňuje kožní onemocnění
- Navíc zmírňuje horkost a podporuje zvýšení imunity
- Podporuje absorbování kosmetických přípravků
- Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- Napomáhá zpomalování stárnutí kůže

4) AUTOMATICKÝ REŽIM (MIX VŠECH 3 BAREV)

- Účinky dle jednotlivých barev

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ:

- Ve chvíli, kdy začne indikátor baterie blikat, je nutné ovladač nabít.
- K ovladači připojte nabíjecí kabel a nechte plně nabít.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vstupní napětí: 3.7V

Jmenovitý výkon: 4.5W

Kapacita baterie ovladače: 2000mAh

Materiál: Potravinářský silikon, plast, syntetická kůže

Nabíjecí napětí: DC 5V - 1A

UPOZORNĚNÍ, RIZIKA:

- Nevhodné pro děti do 14 let.
- Zakázáno používat: těhotným ženám, kojencům, dětem, lidem s nachlazením, angínou či chřipkou, epileptikům, alergikům na světlo, pacientům s onemocněním štítné žlázy.
- Produkt není žáruvzdorný, chraňte ho před ohněm a žíravinami.
- V případě nepříjemného pocitu nebo nevolnosti po použití masky, masku přestaňte používat, navštivte svého lékaře a použití masky s ním zkonzultujte.
- Při použití masky nekoukejte do LED diod – hrozí dlouhodobé poškození očí. Vyhněte se dlouhodobému přímému očnímu kontaktu se zdrojem světla.
- Pokud hodláte zároveň s maskou použít i kosmetické přípravky, vybírejte kvalitní produkty s přírodním složením.
- Po otevření krabice může maska mírně zapáchat, je to způsobeno tím, že je vyrobena z lékařského silikonu, zápach brzy vymizí.
- V době, kdy maska není používána, uchovejte masku v krabici, nebo v nabíjecí stanici, na rovném suchém povrchu, mimo magnetické pole. Zamezte tak jejímu poškození.
- K očištění masky nepoužívejte vodu, neponořujte masku do vody – k očištění použijte navlhčený hadřík.
- K očištění masky nepoužívejte žádné chemické přípravky.
- Nevystavujte masku přímo slunečnímu záření.
- Veškeré kabely udržujte v neutrální poloze a nepřekrčujte je, aby nedošlo k mechanickému poškození drátů uvnitř ochranné gumy.
- Propojovací kabel, který je připojen k masce se nesnažte odpojovat, otáčet s ním, ani s ním více manipulovat. Kabel je k masce připojen napevno a není možné ho od masky oddělit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1x LED maska na obličej, 2x připevňující koženkové pásky, 1x ovladač, 1x kabel pro propojení ovladače a masky, 1x USB kabel, 2x chránič očí, uživatelská příručka

SK PALSAR7

NABÍJACIA SILIKÓNOVÁ OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR (ČIERNA)

TERAPIA FOTÓNOVÝM SVETLOM

Prečo chodiť na drahé chemické peelingy a čistenie pleti, laserové úpravy a výplne vrások kyselinou hyaluronovou, keď môžete pleť liečiť z pohodlia vášho domova?

Profesionálna ošetrojúca LED maska PALSAR7 predstavuje inovatívny spôsob, ako sa zbaviť akné, vrások, unavenej pleti a ďalších nedokonalostí. A to vďaka terapii fotónovým svetlom, ktorá patrí v oblasti dermatológie medzi najefektívnejšie nástroje v boji proti chronickým kožným defektom. Oproti laserovým ošetreniam nespôsobuje fotónové ošetrenie pomocou LED svetiel žiadnu bolesť či vedľajšie účinky, ktoré potrebujú čas na zahojenie.

AKO FUNGUJE FOTÓNOVÁ TERAPIA

Svetlo sa dá zjednodušene popísať ako viditeľná časť elektromagnetického žiarenia rôznej frekvencie. Dosahuje rôzne vlnové dĺžky v intervale od 415 do 635nm. Pri tejto terapii preniká svetlo do tela ako prúd energie vo forme fotónov. Rôzne vlnové dĺžky svetla majú rôzne pozitívne účinky pri starostlivosti o pleť.

VLNOVÝCH DĹŽOK SVETLA NA OŠETRENIE ĽADOVEJ MASKY:

NIR (blízke infračervené svetlo): **850 nm**

Červené svetlo: **630 nm**

Modré svetlo: **415 nm**

Oranžové svetlo: **605 nm**

Používanie tejto masky je veľmi jednoduché, stačí si ju nasadiť, upevniť na tvár pomocou dvoch nastaviteľných popruhov a pomocou priloženého ovládača nastaviť požadovaný režim. Okolo očných otvorov možno pripevniť gumové podložky, ktoré zabránia nepríjemnému tlaku okolo očí. Liečebná LED maska na tvár je vybavená celkovo 368 LED diódami. Tieto LED diódy produkujú fotóny práve s rôznymi vlnovými dĺžkami. Každá dióda má definovaný výkon a hodnotu svetelného toku. Preto je dôležité rozlišovať medzi rôznymi farbami diód. Každá farba lieči iný kožný problém - záleží na vašich preferenciách.

SK NABÍJACIA SILIKÓNOVÁ OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR


ÚČINKY OŠETRUJÚCEJ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a predchádza ich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáha bojovať proti mastnote tváre
- Zlepšuje pružnosť pokožky
- Zjednocuje tón pleti
- Potláča tvorbu melanínu
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov

HLAVNÉ FUNKCIE:

- Prírodné svetelné vlny zlepšujú vzhľad pokožky
- Každá farba svetla je účinná na konkrétne ošetrovanie pleti
- Rôzne možnosti režimu
- Jednoduché ovládanie
- Ľahko prenosné

OVLÁDAČ



MASKA JE VHODNÁ PRE TOHO, KTO:

- Zostáva hore dlho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlho pred počítačom a pozerá často do mobilného telefónu
- Nedodržiava zdravý jedálniček, ktorý zlepšuje stav pleti
- Má problematickú pleť: škrvy, akné, upchaté póry, matnú, žltkastú, hrubú či ochabnutú pleť, a iné


SK NABÍJACIA SILIKÓNOVÁ OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Pred nasadením masky si dôkladne očistite tvár a krk a potom ich jemne osušte uterákom.
- Prepojte masku s ovládačom pomocou kábla. **Kábel z masky pripájajte k ovládaču vždy iba cez ľubovoľný port na vrchnej strane (oba 2 porty majú rovnakú funkčnosť). Spodný port slúži iba na nabíjanie ovládača.**
- Pripojte k maske koženkové pásiky a pripevnite masku k svojej tvári.
- Celý proces ošetrovania pleti začnite fotónovou terapiou.
- K dispozícii je základný automatický režim, v ktorom sa striedajú všetky farebné režimy. 1. Infračervené a červené svetlo (5 minút), 2. Modré svetlo (5 minút), 3. Oranžové svetlo (10 minút).
- Potom môžete stlačením tlačidla "M" prepínať farebné režimy pomocou manuálneho režimu. (Červená, modrá, žltá)
- Pomocou tlačidla "T" môžete v manuálnom režime nastaviť čas zvolenej terapie.
- Pomocou tlačidiel "+" a "-" môžete nastaviť intenzitu svetla.



Krok 1: Odstráňte make-up a vyčistite si tvár



Krok 2: Používajte s pleťovou maskou alebo sérom. Pripevnite na hlavu pomocou popruhov.



Krok 3: Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zapnete zariadenie. Po 20 minútach sa automaticky vypne.



Krok 4: Po použití odstráňte masku LED a naneste na pokožku hydratačný krém.

Maximálna doba použitia masky denne je 30 minút. Odporúčaná doba jedného ošetrovania je 30 minút, počas jedného ošetrovania môžete vystriedať všetky farebné režimy, alebo si vybrať Vami preferovaný. Ideálne masku používajte 3-5x týždenne. Pokiaľ trpíte na citlivú pokožku, ekzémy, alergie alebo ste prechladnutí, poraďte sa pred použitím masky s vaším lekárom.

UVEDENÉ OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRAČNÉ.

SK NABÍJACIA SILIKÓNOVÁ OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL:

1) 630NM ČERVENÉ SVETLO + 850NM INFRAČERVENÉ SVETLO: PROTI VRÁSKAM

- Bieliace účinky
- Pre jemnú pleť bez vrások
- Vyhladzuje jemné vrásky, zmenšuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania aktívnych zložiek kozmetických výrobkov
- Zlepšuje prekrvenie podkožného tkaniva
- Zabraňuje tvorbe pigmentu

2) 415NM-LED MODRÉ SVETLO: PROTI AKNÉ

- Účinne znižuje výskyt a lieči akné
- Zlepšuje stav pokožky bez zanechania jaziev
- Aktivuje porfyríny (spustí chemickú reakciu, ktorá ničí škodlivé baktérie)
- Má antibakteriálny a protizápalový účinok

3) 605NM-LED ORANŽOVÉ SVETLO: PROTI ÚNAVE

- Zmierňuje drsnosť a začervenanie pokožky
- zmierňuje kožné ochorenia
- Okrem toho zmierňuje horúčosť a podporuje zvýšenú imunitu
- Podporuje vstrebávanie kozmetických prípravkov
- prispieva k zlepšeniu bunkového metabolizmu
- Zlepšuje detoxikačné vlastnosti podporou lymfatickej činnosti
- Obzvlášť účinný po intenzívnom mechanickom peelingu
- Pomáha spomaľovať starnutie pokožky

4) AUTOMATICKÝ REŽIM (MIX VŠETKÝCH 3 FARIEB)

- Účinky podľa jednotlivých farieb

NABÍJANIE ZARIADENIA:

- Keď začne blikať indikátor batérie, je potrebné ovládač nabiť.
- Pripojte nabíjací kábel k ovládaču a nechajte ho úplne nabiť.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Vstupné napätie: 3,7 V

Menovitý výkon: 4.5W

Kapacita batérie ovládača: 2000 mAh

Materiál: potravinársky silikón, plast, syntetická koža

Nabíjacie napätie: DC 5V - 1A

UPOZORNENIE, RIZIKÁ:

- Nevhodné pre deti do 14 rokov.
- Zakázané používať: tehotným ženám, dojčatám, deťom, ľuďom s prechladnutím, angínou či chrípkou, epileptikám, alergikom na svetlo, pacientom s ochorením štítnej žľazy.
- Produkt nie je žiaruvzdorný, chráňte ho pred ohňom a žieravinami.
- Zakázané používať ľuďom, ktorým bolo po používaní masky zle - navštívte svojho lekára a použitie masky s ním konzultujte.
- Pri použití masky nepozerajte do LED diód – hrozí dlhodobé poškodenie očí. Vyhnite sa dlhodobému priamemu očnému kontaktu so zdrojom svetla.
- Pokiaľ hodláte zároveň s maskou použiť aj kozmetické prípravky, vyberajte kvalitné produkty s prírodným zložením.
- Po otvorení krabice môže maska mierne zapáchať, je to spôsobené tým, že je vyrobená z lekárskeho silikónu, zápach čoskoro vymizne.
- V čase, keď maska nie je používaná, uchovajte masku v krabici, alebo v nabíjacej stanici, na rovnom suchom povrchu, mimo magnetické pole. Zamedzte tak jej poškodeniu.
- Na očistenie masky nepoužívajte vodu, neponárajte masku do vody – na očistenie použite navlhčenú handričku.
- Na očistenie masky nepoužívajte žiadne chemické prípravky.
- Nevystavujte masku priamo slnečnému žiareniu.
- Všetky káble udržiavajte v neutrálnej polohe a neprekrúcajte ich, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu drôtov vo vnútri ochrannéj gumy.
- Prepojovací kábel, ktorý je pripojený k maske sa nesnažte odpájať, otáčať s ním, ani s ním viac manipulovať. Kábel je k maske pripojený napevno a nie je možné ho od masky oddeliť.

PRÍSLUŠENSTVO:

1x LED maska na tvár, 2x upevňovacie koženkové pásiky, 1x ovládač, 1x kábel na prepojenie ovládača a masky, 1x USB kábel, 2x chránič očí, návod na použitie

EN PALSAR7

RECHARGEABLE SILICONE TREATMENT LED MASK FOR THE FACE (BLACK)

PHOTON LIGHT THERAPY

Why go for expensive chemical peels and skin cleansing, laser treatment and hyaluronic acid wrinkle filling when you can treat your skin from the comfort of your own home?

The luxurious treatment LED mask PALSAR7 is an innovative way to get rid of acne, wrinkles, tired skin and other imperfections. And this is thanks to photon light therapy, which is one of the most effective tools in the field of dermatology in the fight against chronic skin defects. Unlike laser treatments, photon treatment using LED lights does not cause any pain or side effects that need time to heal.

HOW DOES PHOTON LIGHT THERAPY WORK

Light can be simply described as the visible part of electromagnetic radiation of various frequencies. It reaches different wavelengths in the interval from 415 to 635 nm. In this therapy, light penetrates the body as a stream of energy in the form of photons. Different wavelengths of light have different positive effects in skin care.

WAVELENGTHS OF LIGHT FOR THE TREATMENT LED MASK:

NIR (Near infrared light): **850 nm**

Red light: **630 nm**

Blue light: **415 nm**

Orange light: **605 nm**

Using this mask is very simple, just put it on, fasten it to your face with the two adjustable straps and use the attached controller to set the desired mode. Rubber pads can be attached around the eye holes to prevent uncomfortable pressure around the eyes. The treatment LED face mask is equipped with a total of 368 LEDs. These LEDs produce photons with different wavelengths. Each diode has a defined power and luminous flux value. It is therefore important to distinguish between the different colours of the diodes. Each colour treats a different skin problem - it depends on your preference.

EN RECHARGEABLE SILICONE TREATMENT LED FACE MASK

EFFECTS OF THE TREATMENT


MASK:

- Reduces wrinkles and prevents their appearance
- Minimizes pores
- Fights acne
- Helps to fight against facial oiliness
- Improves skin elasticity
- Evens skin tone
- Suppresses the production of melanin
- Improves blood circulation in the subcutaneous tissue
- Increases the absorption efficiency of active ingredients in cosmetic products

MAIN FUNCTIONS:

- Natural light waves improve the appearance of the skin
- Each color of light is effective for a specific skin treatment
- Various mode options
- Easy to control
- Easily portable
- Elegant and timeless design

CONTROLLER



MASK IS SUITABLE FOR PEOPLE WHO:

- Stay up late and their skin is tired.
- Sit in front of the computer screen or mobile screen for long periods of time.
- Do not follow a healthy diet that improves skin condition
- Have problematic skin: spots, acne, clogged pores, dull, yellowish, rough or sagging skin, etc.

EN RECHARGEABLE SILICONE TREATMENT LED FACE MASK

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Before putting on the mask, cleanse the face and neck thoroughly and then dry gently with a towel.
- Connect the mask to the controller using the cable. **Always connect the cable from the mask to the controller via any port on the top (both 2 ports have the same functionality). The bottom port is only for charging the controller.**
- Attach the leather straps to the mask and attach the mask to your face.
- Begin the entire skin treatment process with photon therapy.
- There is a basic automatic mode that alternates between all color modes. 1. Infrared and red light (5 minutes), 2. Blue light (5 minutes), 3. Orange light (10 minutes).
- You can then press the "M" button to switch color modes using the manual mode. (Red, Blue, Yellow)
- With the "T" button, the time of the selected therapy can be adjusted in manual mode.
- Use the "+" and "-" buttons to adjust the intensity of the lights.



Step 1: Remove makeup and clean your face.



Step 2: Use with a mask or a serum. Secure the device to your head using straps.



Step 3: SLong press the power button for 3s to start the device. It runs automatically for 20 minutes.



Step 4: Remove the mask and apply moisturizer to the skin.

The maximum time of using the mask daily is 30 minutes. The recommended time of one treatment is 30 minutes, during one treatment you can change all color modes or choose your preferred one. Ideally, use the mask 3-5 times a week. If you suffer from sensitive skin, eczema, allergies or have a cold, consult your doctor before using the mask.

THE PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION ONLY.

EN RECHARGEABLE SILICONE TREATMENT LED FACE MASK

THE EFFECTS OF INDIVIDUAL LIGHTS:

1) 630NM-LED RED LIGHT + 850NM-LED INFRARED LIGHT: ANTI-WRINKLE

- Whitening effects
- For soft, wrinkle-free skin
- Smoothes fine lines, shrinks pores
- Improves skin condition
- Promotes natural collagen production
- Increases the absorption efficiency of active ingredients in cosmetic products
- Improves blood circulation in the subcutaneous tissue
- Prevents pigment formation

2) 415NM-LED BLUE LIGHT: ANTI-ACNE

- Effectively reduces the appearance and treats acne
- Improves skin condition without leaving scars
- Activates porphyrins (starts a chemical reaction that kills harmful bacteria)
- Has antibacterial and anti-inflammatory effect

3) 605NM-LED ORANGE LIGHT: ANTI-FATIGUE

- Relieves skin roughness and redness
- Alleviates skin diseases
- In addition, it relieves heat and promotes an increase in immunity
- Supports the absorption of cosmetic products
- Contributes to the improvement of cellular metabolism
- Improves detoxification properties by supporting lymphatic activity
- Especially effective after intensive mechanical peeling
- Helps to slow down skin aging

4) AUTOMATIC MODE (MIX ALL 3 COLORS)

- Effects according to individual colors

CHARGING THE DEVICE:

- When the battery indicator starts flashing, the controller must be charged.
- Connect the charging cable to the controller and allow it to fully charge.

TECHNICAL PARAMETERS:

Input voltage: 3.7V

Rated power: 4.5W

Controller battery capacity: 2000mAh

Material: food grade silicone, plastic, synthetic leather

Charging voltage: DC 5V - 1A

WARNING, RISKS:

- Not suitable for children under 14 years of age.
- Forbidden to use for: pregnant women, infants, children, people with colds, angina or flu, epileptics, people allergic to light, patients with thyroid disease.
- The product is not heat-resistant, protect it from fire and caustics.
- Forbidden to use by people who felt sick after using the mask - visit your doctor and consult with them about the use of the mask.
- When using the mask, do not look into the LEDs - there is a risk of long-term eye damage. Avoid prolonged direct eye contact with the light source.
- If you intend to use cosmetic products at the same time as the mask, choose quality products with a natural composition.
- After opening the box, the mask may have a slight smell, this is because it is made of medical silicone, the smell will disappear soon.
- When the mask is not in use, keep the mask in the box or in the charging station, on a flat dry surface, away from magnetic fields. This will prevent it from being damaged.
- Do not use water to clean the mask, do not immerse the mask in water - use a damp cloth to clean.
- Do not use any chemical products to clean the mask.
- Do not expose the mask to direct sunlight.
- Keep all cables in a neutral position and do not twist them to avoid mechanical damage to the wires inside the protective rubber.
- Do not attempt to disconnect, rotate, or manipulate the connecting cable that is connected to the mask. The cable is firmly connected to the mask and cannot be separated from the mask.

ACCESSORIES:

1x LED face mask, 2x fastening leatherette strips, 1x controller, 1x cable for connecting the controller and mask, 1x USB cable, 2x eye protector, user manual

WARRANTY CARD/ZÁRUČNÍ LIST/ZÁRUČNÝ LIST

PRODUCT/VÝROBEK/VÝROBOK:

MODEL:

ORDER NUMBER/ČÍSLO OBJEDNÁVKY

DATE OF SALE/DATUM PRODEJE/DÁTUM PREDAJA

WARRANTY UNTIL/ZÁRUKA DO/

SALE DOCUMENT NUMBER/ČÍSLO PRODEJNÍHO DOKLADU/ČÍSLO PREDAJNÉHO DOKLADU:

SEAL OF THE STORE/RAZÍTKO PRODEJNY/PEČIATKA PREDAJNE:



INFORMATION FOR CUSTOMERS ABOUT WARRANTY TERMS AND CONDITIONS/INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH/INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O ZÁRUČNÝCH PODMIENKACH:

WARRANTY SHALL APPLY TO DEFECTS OF PURCHASED PRODUCT, FOUND DURING ITS WARRANTY PERIOD. WHEN PURCHASING A PARTICULAR PRODUCT, PLEASE CONSIDER CAREFULLY WHAT PROPERTIES AND FUNCTIONS YOU EXPECT YOUR PRODUCT TO HAVE. THE FACT THAT PURCHASED PRODUCT SHALL NOT SATISFY YOUR LATER REQUIREMENTS SHALL NOT GIVE ANY REASON FOR COMPLAINT. PLEASE, PRIOR TO THE FIRST USE OF THIS PRODUCT READ CAREFULLY ITS OPERATING INSTRUCTIONS AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CONSISTENTLY. /ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA VADY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE VYSKYTNOU V ZÁRUČNÍ DOBĚ. PŘI KOUPI VÝROBKU PEČLIVĚ ZVÁŽTE, JAKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POŽADUJETE. SKUTEČNOST, ŽE VÝROBEK NEBUDE VYHOVOVAT VAŠÍM POZDĚJŠÍM NÁROKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K REKLAMACI. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE JEHO NÁVOD K POUŽITÍ A DŮSLEDNĚ SE JÍM ŘÍDTE. /ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA VADY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V ZÁRUČNEJ DOBE. PRI KÚPE VÝROBKU STAROSTLIVO ZVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. SKUTOČNOSŤ, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAŤ VAŠÍM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMOŽE BÝŤ DÔVODOM NA REKLAMÁCIU. PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBKU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE JEHO NÁVOD NA OBSLUHU A DÔSLEDNE SA NÍM RIADITE.

WE RECOMMEND YOU TO KEEP ORIGINAL PRODUCT PACKING DURING THE WARRANTY PERIOD FOR POSSIBLE TRANSPORT OF THE PRODUCT IN SUCH A WAY SO AS TO PREVENT ANY PRODUCT DAMAGE DURING ITS TRANSPORT AND HANDLING./DOPORUČUJEME VÁM PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY UCHOVAT PŮVODNÍ OBALY K VÝROBKU PRO PŘÍPADNOU DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SE PŘEDEŠLO JAKÉMKOLIV POŠKOZENÍ VÝROBKU BĚHEM JEHO PŘEPRAVY A MANIPULACE. /ODPORUČAME VÁM PO DOBU ZÁRUČNEJ DOBY UCHOVAT PŮVODNÝ OBAL K VÝROBKU PRE PŘÍPADNÚ DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SA PREDIŠLO AKÉMKOLIEK POŠKODENIU VÝROBKU POČAS JEHO PREPRAVY A MANIPULÁCIE.

FOR THE PURPOSE OF DUE APPLICATION OF ANY COMPLAINT ABOUT THE PRODUCT WE RECOMMEND YOU TO ASK SELLER TO FILL-IN AND CONFIRM THIS WARRANTY CARD INCLUDING IDENTIFICATION OF ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, WHICH SHALL COMPLY WITH THE NUMBER SPECIFIED IN THE DOCUMENT PROVING PRODUCT PURCHASE AND IN THE DELIVERY NOTE. IN THIS CONNECTION CUSTOMER HEREBY TAKES INTO ACCOUNT THAT UNLESS THIS WARRANTY CARD SPECIFIES ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, I.E. COMPARISON OF SUCH ORDER NUMBER WITH THE NUMBER IDENTIFIED IN THIS WARRANTY CARD AND DOCUMENT OF PRODUCT PURCHASE/OR DELIVERY NOTE SHALL NOT ALLOW TO CONFIRM THAT PARTICULAR PRODUCT HAS COME FROM SELLER, IN CASE OF ANY DOUBTS ABOUT THE ORIGIN OF SUCH PARTICULAR PRODUCT SELLER SHALL BE ENTITLED TO AUTOMATICALLY AND WITHOUT ANY OTHER ACTS TO REJECT THE COMPLAINT OF SUCH GOODS/ZA ÚČELEM ŘÁDNÉHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNÉ REKLAMACE VÝROBKU DOPORUČUJEME NECHAT SI U PRODAVÁJÍCÍHO VYPLNIT A POTVRDIT TENTO ZÁRUČNÍ LIST VČETNĚ UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE MUSÍ SHODOVAT S ČÍSLEM UVEDENÝM NA DOKLADU O KOUPI VÝROBKU A DODACÍM LISTU. ZÁKAZNÍK BERE V TĚTO SOUVISLOSTI NA VĚDOMÍ, ŽE NEBUDE-LI V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU VYZNAČENO ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, A TEDY NEBUDE MOŽNÉ POROVNÁNÍM TOHOTO ČÍSLA S ČÍSLEM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU A DOKLADU O KOUPI VÝROBKU / EV. DODACÍM LISTU OVĚŘIT, ŽE VÝROBEK POCHÁZÍ OD PRODAVÁJÍCÍHO. JE PRODAVÁJÍCÍ OPRAVNĚN REKLAMACI TAKOVÉHO ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ O PŮVODU VÝROBKU AUTOMATICKY ODMÍTNOUT. /ZA ÚČELEM ŘÍADNEHO UPLATNENIA PŘÍPADNEJ REKLAMÁCIE VÝROBKU ODOPORUČAME NECHAŤ SI U PREDÁVAJÚCEHO VYPLNIŤ A POTVRDIŤ TENTO ZÁRUČNÝ LIST VRÁTANE UVEDENIA ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, KTORÉ SA MUSIA ZHODOVAŤ S ČÍSLOM UVEDENÝM NA DOKLADE O KÚPE VÝROBKU A DODACOM LISTE. ZÁKAZNÍK V TEJTO SÚVISLOSTI BERIE NA VEDOMIE, ŽE AK NEBUDE V TOMTO ZÁRUČNOM LISTE VYZNAČENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, A TEDA NEBUDE MOŽNÉ POROVNANÍM TOHTO ČÍSLA S ČÍSLOM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNOM LISTE A DOKLADE O KÚPE VÝROBKU / EV. DODACOM LISTE OVĚŘIT, ŽE VÝROBOK POCHÁDZA OD PREDÁVAJÚCEHO, JE PREDÁVAJÚCI OPRAVNĚNÝ REKLAMÁCIU TAKÉHO TOVARU V PŘÍPADĚ AKÝCHKOLIEK POCHYBNOSTÍ O PŮVODE VÝROBKU AUTOMATICKY A BEZ ĎALŠÍHO ODMÍETNŮT.

WARRANTY SHALL NOT APPLY TO/ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA/ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

1) PRODUCT DEFECT THAT OCCURRED BY/ZÁVADU VÝROBKU, KE KTERÉ DOŠLO/ZÁVADU VÝROBKU, KU KTOREJ DOŠLO:

- MECHANICAL DAMAGE TO THE PRODUCT OR ITS PARTS/MECHANICKÝM POŠKOZENÍM VÝROBKU NEBO JEHO ČÁSTI/MECHANICKÝM POŠKOZENÍM VÝROBKU ALEBO JEHO ČÁSTI
- INCORRECT OPERATING OF THE PRODUCT/NESPRÁVNOU OBSLUHOU VÝROBKU/NESPRÁVNOU OBSLUHOU VÝROBKU
- UNPROFESSIONAL INTERVENTION OF A THIRD PARTY/NEODBORNÝM ZÁSAHEM TŘETÍ OSOBY/NEODBORNÝM ZÁSAHOM TRETEJ OSOBY
- BY USING THE PRODUCT CONTRARY TO ITS INTENDED USE IN THE ENCLOSED OPERATING INSTRUCTION/USER MANUAL /POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU V ROZPORU S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENÉM NÁVODU K POUŽITÍ/POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU V ROZPORE S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENOM NÁVODE NA POUŽITIE
- IMPROPER STORAGE OR HANDLING/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM NEBO MANIPULACÍ/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM ALEBO MANIPULÁCIÍ
- TRANSPORTATION/PŘI PŘEPRAVĚ/PRI PREPRAVE
- NATURAL DISASTER OR OTHER FORCE MEASURES/ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ NEBO JINOU VYŠŠÍ MOCÍ/ŽIVELNOU UDALOSŤOU ALEBO INOU VYŠŠOU MOCOU

2) PRODUCT DAMAGE SUFFERED BY UNQUALIFIED INSTALLATION, ITS MODIFICATION OR BY STATIC ELECTRICITY/POŠKOZENÍ VÝROBKU ZPŮSOBENÉ NEODBORNOU INSTALACÍ, JEHO MODIFIKACÍ ČI STATICKOU ELEKTRINOU/POŠKODENIE VÝROBKU SPÔSOBENÉ NEODBORNOU INŠTALÁCIÍ, JEHO MODIFIKÁCIÍ ALEBO STATICKOU ELEKTRINOU

3) FAULT CAUSED BY EXTERNAL CONDITIONS (E.G. FAULTS IN THE ELECTRICAL NETWORK OR RESIDENTIAL INSTALLATION, UNSUITABLE CHARGES, UNSUITABLE OPERATING CONDITIONS OR DAMAGE BY OTHER EQUIPMENT)/ZÁVADU ZPŮSOBENOU VNĚJŠÍMI PODMÍNKAMI (NAPŘ. PORUCHAMI V ELEKTRICKÉ SÍTI NEBO BYTOVÉ INSTALACI, NEVHODNÁMI PROVOZNÍMI PODMÍNKAMI NEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM)/ZÁVADU SPÔSOBENÚ VONKAJŠÍMI PODMIENKAMI (NAPR. PORUCHAMI V ELEKTRICKEJ SIETI ALEBO BYTOVEJ INŠTALÁCII, NEVHODNÝMI NÁPLŇAMI, NEVHODNÝMI PREVÁDZKOVÝMI PODMIENKAMI ALEBO INÝM ZARIADENÍM)

4) A PRODUCT FOR WHICH THE BUYER (OPERATOR) DETAINS, CONCEALS OR PROVIDES INCORRECT INFORMATION OF IMPORTANCE TO THE ASSESSMENT OF THE DEFECT/VÝROBEK, U KTERÉHO KUPJÍCÍ (PTVOZOVATEL) ZADRŽÍ, ZATAJÍ NEBO NEPOSKYTNE SPRÁVNÉ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ VADY

5) EXTERNAL DAMAGE TO THE PRODUCT THAT WAS CLEARLY CAUSED BY HUMAN/VNĚJŠÍ POŠKOZENÍ VÝROBKU, KTERÁ BYLA JASNĚ ZPŮSOBENA ČLOVĚKEM/VONKAJŠIE POŠKODENIA VÝROBKU, KTORÁ BOLA JASNE SPÔSOBENÁ ČLOVEKOM

6) PRODUCT DAMAGE INCONSISTENT WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS, TECHNICAL STANDARDS OR VALID SAFETY REGULATIONS/POŠKOZENÍ VÝROBKU NESLUČITELNÁ S NÁVODEM K POUŽITÍ, TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO PLATNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY/POŠKODENIE VÝROBKU NEZLUČITELNÁ S NÁVODOM NA POUŽITIE, TECHNICKÝMI NORMAMI ALEBO PLATNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI PŘEDPISY

7) PRODUCT DAMAGE RESULTING FROM NORMAL WEAR AND TEAR/VADY VÝROBKU VYPLÝVAJÍCÍ Z BEŽNÉHO OPOTŘEBENÍ /CHYBY VÝROBKU VYPLÝVAJÚCE Z BEŽNÉMU OPOTREBOVANIA

8) DISCHARGED BATTERIES, DECREASE IN BATTERY CAPACITY CAUSED BY ITS WEAR AND TEAR/VYBITÉ BATERIE, SNÍŽENÍ KAPACITY BATERIE VZNIKLÉ JEJÍM OPOTŘEBENÍM/VYBITÉ BATERIE, ZNÍŽENIE KAPACITY BATERIE VZNIKNUTÉ JEJ OPOTREBENÍM

9) PRODUCT DEFECTS CAUSED BY THE USE IN DUSTY, POLLUTED OR IN ANY OTHER WAY DISSATISFACTORY ENVIRONMENT PURSUANT TO ATTACHED OPERATING INSTRUCTIONS/VADY VÝROBKU ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM V PRAŠNÉM, ZNEČIŠTĚNÉM NEBO JINAK NEVYHOVUJÍCÍM PROSTŘEDÍM DLE PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU K POUŽITÍ/HYBY VÝROBKU SPÔSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM V PRAŠNOM, ZNEČIŠTENOM ALEBO INAK NEVYHOVUJÚCOM PROSTREDÍM PODĽA PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU NA POUŽITIE.

WEAR AND TEAR OF THE PRODUCT AND ITS COMPONENTS CAUSED BY THEIR COMMON USE (DISCHARGED BATTERIES, LOSS OF THE ORIGINAL COLOR OF THE PRODUCT, DECREASED CAPACITY OF ACCUMULATOR, WEAR AND TEAR OF MECHANICAL OR DISPLAYING COMPONENTS, WEAR AND TEAR OF SUPPLY CABLES, ETC.) SHALL BE SUBJECT NEITHER TO DEFECT WARRANTY NOR QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.

FURTHERMORE, COMPLAINTS ABOUT PRODUCT PARAMETERS, NOT INCLUDED IN THE OPERATING INSTRUCTIONS OR IN ANY COMMERCIAL-TECHNICAL DOCUMENTATION OF SELLER, RELATED TO THE PRODUCT, SHALL NOT BE SUBJECT TO QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.

/OPOTŘEBENÍ VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ ZPŮSOBENÉ JEJICH BEŽNÝM UŽÍVÁNÍM (VYBITÉ BATERIE, ZTRÁTA PŮVODNÍ BARVY VÝROBKU, SNÍŽENÍ KAPACITY AKUMULÁTORU, OPOTŘEBENÍ MECHANICKÝCH ČI ZOBRAZOVACÍCH ČÁSTÍ, OPOTŘEBENÍ PŘÍVODNÍCH KABELŮ, AJ.) NEPODLÉHÁ ZÁRUCE ZA VADY A ANI ZÁRUCE ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ.

ZÁRUCE ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ROVNĚŽ NEPODLÉHÁJÍ ANI REKLAMACE PARAMETRŮ VÝROBKU, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V NÁVODU K POUŽITÍ ANI V JINÉ OBCHODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACI PRODAVÁJÍCÍHO VZTAHJÍCÍ SE K VÝROBKU.

/OPOTREBENIE VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ SPÔSOBENÉ ICH BEŽNÝM POUŽÍVANÍM (VYBITÉ BATERIE, STRATA PŮVODNEJ FARBY VÝROBKU, ZNÍŽENIE KAPACITY AKUMULÁTORA, OPOTREBENIE MECHANICKÝCH ALEBO ZOBRAZOVACÍCH ČÁSTÍ, OPOTREBENIE PRÍVODNÝCH KÁBLOV, APOD.) NEPODLIEHA ZÁRUKE ZA VADY A ANI ZÁRUKE ZA AKOSŤ PRI PREVZATÍ.

ZÁRUKE ZA AKOSŤ PRI PREVZATÍ TIEŽ NEPODLIEHAJÚ ANI REKLAMÁCIE PARAMETROV VÝROBKU, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V NÁVODE O OBSLUHE ANI V INEJ OBCHODNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII PREDÁVAJÚCEHO VZŤAHUJÚCE SA K VÝROBKU.

PROOF OF PRODUCT PURCHASE, OR DELIVERY NOTE, SHALL CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THIS WARRANTY CARD/NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO ZÁRUČNÍHO LISTU JE DOKLAD O ZAKOUPENÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST/NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TOHTO ZÁRUČNÉHO LISTU JE DOKLAD O ZAKÚPENÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST.



CZ: Pro více informací nebo stažení podrobnějších dat kontaktujte svého prodejce.

SK: Pre viac informácií alebo stiahnutie podrobnejších dát kontaktujte svojho predajcu.

EN: For more information or to download more detailed data, contact your seller.

EU standard: CE, FCC, RoHS Certification

VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE / MADE IN CHINA

SkyTech Corporation s.r.o., U libeňského pivovaru
2015/10, Prague 8, Czechia, CZ24813541
+420 722 259 424, info@palsar7.com

WWW.PALSAR7.COM

