

LED maska na obličej a krk

# Skin Ritual Face & Neck



Návod k obsluze

---

# Děkujeme za zakoupení přístroje **Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck**

## **Obsah**

- 1. Obsah - str. 2**
- 2. Rychlý start - str. 2**
- 3. O produktu - str. 3**
- 4. Funkce produktu - str. 5**
- 5. Technické specifikace - str. 6**
- 6. Popis produktu - str. 6**
- 7. Návod k použití - str. 8**
- 8. Režimy provozu - str. 13**
- 9. Nabíjení zařízení - str. 14**
- 10. Rozšiřte svůj rituál s Garrett Beauty - s. 15**
- 11. Podívejte se, jak kosmetička používá tato zařízení v seriálu „Expert's view” (Očima odborníka) na našem kanálu YouTube! - str. 16**
- 12. Objevte všechna zařízení Garrett Beauty - str. 16**
- 13. Poznámky pro uživatele - str. 17**
- 14. Opravy a údržba - str. 18**
- 15. FAQ - nejčastější dotazy - str. 19**
- 16. Řešení problémů - str. 21**
- 17. Záruka a reklamace - str. 22**

## **Rychlý start**

- 1. Očistěte pokožku obličeje a krku.**
- 2. Připojte masky ke kontroléru.**
- 3. Nasadte masky a upravte pásky.**
- 4. Zapněte zařízení, vyberte režim světla a dobu trvání.**
- 5. Uvolněte se - procedura trvá 5, 10 nebo 15 minut.**

## O produktu

**Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck** je sada LED masek určených k neinvazivní péči o pleť obličeje a krku. Díky použití technologie LED světla zařízení podporuje regeneraci pokožky, zlepšuje její vzhled a celkový stav. Masky jsou pružné, lehké a pohodlné při používání a ovládání pomocí intuitivního ovladače umožňuje snadné přizpůsobení procedury individuálním potřebám. Sada umožňuje současný účinek na dvě klíčové oblasti pokožky – obličej a krk – a zajišťuje tak soudržnou a komplexní terapii.

### SMĚRY ČINNOSTI:

- má protistárnoucí účinky – zlepšuje pevnost, pružnost a napětí pokožky
- podporuje přirozenou regeneraci pokožky obličeje a krku
- stimuluje produkci kolagenu a elastinu v hlubších vrstvách pokožky
- zesvětluje pigmentové skvrny a sjednocuje tón pleti
- redukuje drobné vrásky a mimické linky
- zmírňuje zarudnutí a záněty
- podporuje boj s nedokonalostmi a známkami únavy
- zlepšuje mikrocirkulaci a okysličení kožních buněk
- zvyšuje účinnost vstřebávání aktivních složek obsažených v kosmetických přípravcích
- umožňuje vytvořit rituál péče v domácích podmínkách – bez bolesti, bez rizika, bez rekonvalescence

### WSKAZANIA:

- ztráta pevnosti a pružnosti pokožky obličeje a krku
- jemné a středně hluboké vrásky, mimické vrásky
- pigmentové skvrny způsobené sluncem, hormony a akné
- matná, nerovnoměrná barva pleti
- unavená pokožka bez lesku
- citlivá, reaktivní pleť se sklonek k zarudnutí
- známky fotostárnutí a ochablost pokožky krku
- pleť podrážděná po kosmetických zákrocích (např. peeling, mezoterapie)
- aknézní a znečištěná pleť – jako podpora péče
- prevence stárnutí – pro osoby, které dbají na zachování

mladistvého vzhledu

- doplnění kosmetologických a dermatologických terapií

### **KONTRAINDIKACE:**

#### **Zdravotní stav a léky:**

- těhotenství a kojení – z důvodu nedostatečných studií potvrzujících bezpečnost
- epilepsie a další neurologická onemocnění, včetně přecitlivělosti na blikající světlo
- přecitlivělost na světlo (např. fotodermatózy, lupus erythematodes)
- užívání fotosenzibilizujících léků a kosmetických přípravků (mj. retinoidy, tetracykliny, třezalka tečkovaná)
- nádorová onemocnění (současná nebo v anamnéze – použití pouze se souhlasem lékaře)
- onemocnění štítné žlázy nebo užívání hormonálních léků – zejména při terapii v oblasti krku
- poruchy srážlivosti krve nebo užívání antikoagulancií

#### **Stav pokožky:**

- aktivní kožní infekce: bakteriální, virové nebo plísňové
- otevřené rány, čerstvé jizvy, podráždění nebo záněty kůže
- nezhojená místa po dermatologických, laserových nebo chirurgických zákrocích
- alergické reakce, vyrážky neznámého původu
- aktivní psoriáza nebo ekzém v oblasti ošetření (obličej, krk)

#### **Další kontraindikace:**

- přítomnost implantovaných elektronických zařízení (např. kardiostimulátory, neurostimulátory)
- poruchy citlivosti – osoby s omezenou schopností vnímat teplotu nebo dotek
- osoby s mentálním postižením, které nejsou schopny samostatně a bezpečně obsluhovat zařízení
- děti a osoby mladší 16 let – použití pouze pod dohledem dospělé osoby

**POZOR:** V případě jakýchkoli pochybností se doporučuje před zahájením terapie LED světlem konzultovat dermatologa nebo kosmetologa.

## Funkce produktu

### **LED světelná terapie (fototerapie)**

Zařízení **Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck** využívá technologii fototerapie – neinvazivní metody péče s prokázaným omlazujícím a regeneračním účinkem. Zařízení emituje světlo o přesně zvolených vlnových délkách a působí na pokožku obličeje a krku, čímž stimuluje přirozené regenerační procesy bez nutnosti návštěvy kosmetického salonu.

LED masky působí rovnoměrně na povrch pokožky – **328 diod v masce na obličej a 212 v masce na krk** – a zajišťují tak úplné pokrytí a účinnost ošetření. Ošetření je bezpečné, bezbolestné a nevyžaduje rekonvalescenci. Pravidelné používání podporuje pevnost pokožky, zlepšuje její barvu a redukuje známky stárnutí.

### **Zařízení využívá čtyři typy LED světla:**

#### **Červené LED světlo (660 nm)**

Stimuluje produkci kolagenu a elastinu, zlepšuje mikrocirkulaci a okysličení buněk. Pokožka se stává pevnější, pružnější a hladší. Zvláště doporučujeme pro péči proti vráskám.

#### **Červené + infračervené světlo (660 nm + 850 nm)**

Působí hlouběji než viditelné světlo – podporuje regenerační procesy a obnovu pokožky na buněčné úrovni. Zvyšuje hustotu a pružnost pokožky, posiluje její strukturu a urychluje biologickou obnovu.

#### **Zelená LED dioda (525 nm)**

Pomáhá redukovat pigmentové skvrny, vyrovnává tón pleti a zklidňuje citlivou pokožku. Pomáhá snížit viditelnost pigmentových skvrn a obnovuje rovnováhu a svěží vzhled pokožky.

## Žluté LED světlo (590 nm)

Má zklidňující a protizánětlivé účinky – ideální pro citlivou, cévnatou a podrážděnou pokožku. Pomáhá redukovat zarudnutí a erytém, podporuje regeneraci a dodává pleti zářivý vzhled.


## Technické specifikace

| Název produktu: Garrett Beauty Skin Ritual Face & Neck |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacita baterie:<br>2000 mAh                          | Počet LED diod: 328 (4 v každém z 82 světelných bodů) + 212 (4 v každém z 53 světelných bodů) |
| Typ napájení:<br>USB-C                                 | Výkon: 7 W                                                                                    |
| Provozní teplota:<br>0-40 °C                           | Časovač: 5/10/15 min                                                                          |

Více informací o tomto zařízení najdete na stránkách [www.garrett.eu](http://www.garrett.eu). Navštivte naše stránky a seznamte se s dalšími produkty a příslušenstvím.

## Popis produktu

### Řídicí jednotka



# Popis funkce tlačítek

## **Tlačítko napájení:**

⏻ Stiskněte a podržte po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí.

## **Tlačítko časovače:**

T Krátké stisknutí pro nastavení času (5/10/15 minut)

## **Tlačítko režimu:**


Krátkým stisknutím přepínáte mezi 4 režimy

**M Calm mode 1:** Zelená světla


**Brighten mode 2:** Žluté světlo

**Rejuvenation mode 3:** Červené světlo

**Tighten mode 4:** Červené + infračervené světlo



\* **Ochranný pásek na čele** – Chrání před přímým kontaktem LED diod s pokožkou v oblasti čela, zvyšuje komfort používání.



## Návod k použití

**Poznámka:** Masky na obličej a krk lze používat společně nebo samostatně – podle potřeby a dostupného času. Obě části se ovládají pomocí jednoho dálkového ovladače.

### Krok 1: Příprava pokožky

Důkladně očistěte pokožku obličeje a krku, abyste odstranili make-up, maz a nečistoty.


Doporučujeme použít sonickou kartáčku **Garett Beauty Multi Clean** – jemně, ale účinně připraví pokožku na ošetření LED světlem.

Pokožku osušte měkkým ručníkem.



## Krok 2: Připojení masek

Pomocí kabelu USB-C připojte masku (nebo obě) k ovladači. Ujistěte se, že je připojení stabilní.



## Krok 3: Nasazení masek

### Maska na obličej:

Upravte masku pomocí suchých zipů na boku. Ujistěte se, že čelo spočívá na ochranném pásku (pro pohodlí a vzdálenost od zdrojů světla), oči zůstávají odkryté a ventilační otvor je ve výšce nosu.

### Maska na krk:

Umístěte pružnou část na krk a jemně upravte popruhy.



## Krok 4: Zapnutí zařízení

Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu přibližně 1,5 sekundy, aby se zařízení spustilo.



## Krok 5: Výběr provozního režimu



Krátce stiskněte tlačítko „M“ na ovladači, abyste vybrali požadovanou barvu LED diody:

**Zelená (525 nm)** - rozjasnění, zlepšení barevného tónu

**Žlutá (590 nm)** - zklidnění, redukce mazu, vyvážení


**Červená (660 nm)** - regenerace, proti stárnutí

**Červená + infračervená (660 nm + 850 nm)** - zpevnění, hluboká obnova




## Krok 6: Nastavení času

Krátce stiskněte tlačítko „T“ pro výběr délky procedury: **5, 10 nebo 15 minut.**



## Krok 7: Procedura

Nechte masky na obličeji a krku po zvolenou dobu. Během procedury odpočívajte – můžete si například lehnout nebo se pohodlně posadit. Přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.



## Krok 8: Po zákroku

Sundajte masky a očistěte je měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Pokud jste dosud nepoužívali kosmetické přípravky, můžete nyní nanést sérum nebo hydratační krém – pokožka je po fototerapii lépe připravena na vstřebávání aktivních složek.

V případě potřeby lze kosmetické přípravky použít také před a během ošetření – LED světlo podporuje jejich vstřebávání. Pro dosažení plnějšího účinku péče je vhodné používat další přístroje **Garett Beauty**, které podporují regeneraci a čištění pokožky (viz část „Rozšiřte svůj rituál“).



**Doporučená frekvence použití: 3–5krát týdně**, v závislosti na stavu pokožky a zvolené barvě světla.

**Pravidelné používání přináší nejlepší výsledky.** – viditelné již po několika týdnech

**POZOR:** V případě citlivé nebo reaktivní pokožky se doporučuje začít s 2–3 ošetřeními týdně a postupně zvyšovat frekvenci.

## Režimy provozu

**Garrett Beauty Skin Ritual Face & Neck** nabízí čtyři přednastavené režimy LED světla, z nichž každý má jiný kosmetický účinek. Uživatel může přizpůsobit barvu světla aktuálním potřebám pokožky. Doba trvání procedury lze nastavit na **5, 10 nebo 15 minut** a intenzita světla je konstantní.

Masky na obličej a krk lze používat společně nebo samostatně – zařízení synchronizuje provozní režim pro oba prvky.

### **Dostupné režimy LED světla:**

#### **Červené světlo (660 nm)**

Základní režim zaměřený na zlepšení pružnosti pokožky a stimulaci kolagenu. Ideální pro každodenní péči proti vráskám.

#### **Červené + infračervené světlo (660 nm + 850 nm)**

Režim hluboké regenerace. Infračervené vlny působí v vrstvách dermis a podporují její obnovu a pevnost.

#### **Zelené světlo (525 nm)**

Režim redukce pigmentových skvrn a zlepšení tónu pleti. Má zklidňující účinek na reaktivní a unavenou pleť.

#### **Žluté světlo (590 nm)**

Zklidňující a protizánětlivý režim. Pomáhá redukovat zarudnutí a posilovat cévnatou pokožku.

#### **Tip:**

Světla lze používat střídavě, podle potřeb pokožky. Doporučená frekvence je **3–5krát týdně**.

## Nabíjení zařízení


K ověření správného připojení ovladače použijte přiložený kabel s kulatou koncovkou DC a připojte jej k nabíjecí zásuvce umístěné ve spodní části zařízení.

**POZOR:** Nabíjení je možné pouze tehdy, když maska není připojena k radiči.

Indikátor nabíjení na displeji bliká během nabíjení a po úplném nabití svítí nepřetržitě.

**Port USB-C není určen k nabíjení.** – je pouze výstupem napájení pro masky.

Síťový napájecí adaptér není součástí balení.



## Rozšiřte svůj rituál s Garrett Beauty

**Skin Ritual Face & Neck** je jen jedním z kroků vaší domácí péče o pleť. Objevte další přístroje **Garrett Beauty**, které vám pomohou s každodenní péčí o pleť:

### **Garrett Beauty Refresh Scrub**

Kavitace a sonoforéza – jemné, ale účinné čištění pleti obličeje.



### **Garrett Beauty Bright Skin**

EMS, RF radiofrekvence a LED světlo – lifting, zlepšení tónu pleti a regenerace pokožky obličeje.



### **Garrett Beauty Fresh Eye**

Masážní přístroj na oči s funkcí chlazení a ohřevu – redukuje otoky a známky únavy.



### **Garrett Beauty Perfect Body**

Anticelulitidní vakuový masážní přístroj s lymfodrenážní funkcí – podporuje tvarování těla a zlepšuje tonus pokožky.



### **Garrett Beauty Multi Care Brush**

Multifunkční přístroj pro zvukovou masáž a péči o obličej – stimulace pokožky, zlepšení mikrocirkulace a uvolnění obličejových svalů.



**Podívejte se, jak paní Kosmetolog  
používá tato zařízení v sérii  
'Expert's view' na našem  
kanálu YouTube!**



**Objevte všechna zařízení  
Garett Beauty**



## Poznámky pro uživatele

- 1.** Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- 2.** Nepoužívejte zařízení na poškozenou, čerstvě opálenou pokožku, na otevřené rány, silné zarudnutí, vyrážku nebo po invazivních kosmetických zákrocích.
- 3.** Nesměřujte LED světlo přímo do očí a nedívejte se přímo na diody během provozu zařízení.
- 4.** Infračervené světlo (850 nm) je neviditelné pouhým okem – to je normální jev.
- 5.** Před ošetřením nepoužívejte kosmetické přípravky obsahující alkohol, retinol, kyseliny AHA/BHA nebo jiné látky, které mohou zvýšit citlivost pokožky.
- 6.** Pokud používáte sérum nebo krém, vyberte přípravek, který je bezpečný pro použití s fototerapií, a zabraňte kontaktu kosmetického přípravku s vnitřkem masky.
- 7.** V případě pocitu tepla, nepohodlí, brnění nebo podráždění přerušete ošetření a poradte se s dermatologem.
- 8.** Těhotné ženy a osoby užívající fotosenzibilizující léky (např. antibiotika, hormonální léky) by měly použití přístroje konzultovat s lékařem.
- 9.** Produkt je určen výhradně k vnějšímu použití dospělými osobami nebo pod dohledem dospělých.
- 10.** Po skončení procedury otřete povrch masky suchým nebo mírně vlhkým měkkým hadříkem. Neponořujte zařízení do vody a nepoužívejte chemické prostředky.
- 11.** Produkt skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah vlhkosti, UV záření a vysokých teplot.
- 12.** Zařízení nerozebírejte, nemodifikujte ani neopravujte sami – v případě problémů se obraťte na autorizovaný servis Garrett.
- 13.** Pravidelné používání (3–5krát týdně) přináší nejlepší výsledky péče.
- 14.** Nenabíjejte zařízení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, v blízkosti umyvadla nebo vany), abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

## Opravy a údržba

1. Po každém použití masky otřete měkkým mikrovláknovým hadříkem, mírně navlhčeným čistou vodou nebo vodou s jemným mýdlem (např. pro děti). Nepoužívejte drsné houbičky, kartáče ani abrazivní hadříky.
2. Masky ani ovladač nikdy neponořujte do vody a neoplachujte je pod tekoucí vodou.
3. Před čištěním nebo skladováním vždy odpojte ovladač od napájení a masek.
4. Skladujte zařízení na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla (radiátory, sluneční paprsky) a vlhkosti.
5. Neohýbejte masky nepřirozeným způsobem. Skladujte je v rovné poloze, aby nedošlo k poškození vnitřních kabelů.
6. Kabel neohýbejte ani příliš netlačte. Vyhněte se jejich přitlačení těžkými předměty.
7. Pravidelně kontrolujte stav kabelů a konektorů. Pokud zjistíte oděrky, vůli, zabarvení nebo přehřátí, přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
8. Neodmontovávejte zařízení sami. Rozebrání, úprava nebo neautorizovaná oprava způsobí ztrátu záruky.
9. Veškeré opravy by měly být prováděny výhradně **autorizovaným servisem Garrett.**
10. V případě poruchy, nesprávného fungování nebo potřeby získat podporu kontaktujte zákaznický servis.

**Navštívte nás:**



## **FAQ – nejčastější dotazy**

### **Jak často mohu masky používat?**

Doporučuje se používat 2-3krát týdně, ale pokud vaše pokožka dobře reaguje, můžete jej používat každý den. Frekvenci použití přizpůsobte potřebám pokožky a doporučením odborníka.

### **Je LED světlo bezpečné pro oči?**

Ano, masky byly navrženy tak, aby omezovaly vystavení očí LED světlu. Vestavěný ochranný pásek na čelo a konstrukce masky chrání oči před přímým působením světla.

Pro větší pohodlí se doporučuje během procedury zavřít oči.

### **Může být zařízení používáno osobami s citlivou pokožkou?**

Ano, ale doporučuje se začít s nejkratší dobou ošetření a sledovat reakci pokožky. V případě pochybností se poraďte s dermatologem.

### **Mohu používat masky během těhotenství nebo kojení?**

Vzhledem k nedostatku příslušných studií potvrzujících bezpečnost se nedoporučuje používat masky během těhotenství a kojení.

### **Jak dlouho trvá jedno ošetření?**

Můžete si vybrat 5, 10 nebo 15 minut – podle svých potřeb.

### **Jak pečovat o zařízení?**

Po každém použití masku otřete měkkým hadříkem. Neponořujte do vody, nepoužívejte detergenty ani alkohol s obsahem alkoholu vyšším než 70 %.

### **Mohu masky používat s jakýmkoli kosmetickými přípravky?**

Během ošetření se nedoporučuje používat mastné nebo krycí kosmetické přípravky. Před nebo po ošetření můžete použít lehký krém nebo hydratační sérum – nejlépe po předchozí konzultaci s kosmetologem.

### **Je zařízení vodotěsné?**

Ne. Masky a ovladač nejsou vodotěsné – vyhněte se kontaktu s vodou.

## **Jak dlouho se nabíjí ovladač?**

Nabíjení trvá přibližně 2,5–3 hodiny.

## **Co dělat, když se zařízení nezapne?**

Zkontrolujte, zda je ovladač nabitý a kabely správně připojené. V případě problémů kontaktujte servis Garrett.

## **Mohu zařízení půjčovat jiným osobám?**

Ano, zařízení může být používáno více osobami, pokud jsou masky po každém použití důkladně dezinfikovány. Doporučuje se používat jemné dezinfekční prostředky bez obsahu alkoholu nad 70 % a vyhýbat se agresivním čisticím prostředkům. Masky by měly být individuálně přizpůsobeny pokožce uživatele – osoby s kožními infekcemi by se měly používání zařízení zdržet.

## **Mohu používat LED, pokud užívám fotosenzibilizující léky?**

Ne. V případě užívání fotosenzibilizujících léků a kosmetických přípravků (např. retinoidy, některé antibiotika) byste neměli podstupovat ošetření LED světlem.



V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: [garett@rmasluzby.cz](mailto:garett@rmasluzby.cz)



<https://garett.eu/technical-support/>

## Řešení problémů

| Problém                                | Možné řešení                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zařízení se nezapíná                   | Zkontrolujte, zda je ovladač nabitý a správně připojený  |
| Masky nesvíí                           | Zkontrolujte výběr režimu osvětlení znovu připojte masky |
| The treatment ends too quickly.        | Zkontrolujte nastavený čas provozu                       |
| LED dioda bliká nebo nefunguje správně | Odpojte masky, restartujte zařízení                      |
| Zařízení se nenabíjí                   | Ujistěte se, že používáte správný kabel a nabíječku      |



**Kontakt na servisní středisko Garrett:**  
garett@rmasluzby.cz

**Hotline a technická podpora:**  
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

**Kontakt na záruční servis:**  
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

## Záruka a reklamace

Produkt je krytý 24měsíční zárukou výrobce od data nákupu. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození vzniklé vinou uživatele nebo v důsledku nesprávného používání (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vzniklá v důsledku použití příslušenství jiného než dodaného v sadě, spotřebního materiálu.

Podrobné záruční podmínky a kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách:

**[www.garett.eu](http://www.garett.eu)**

### **Výrobce/Odpovědná osoba v EU:**

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

**[www.garett.eu](http://www.garett.eu)**

**[contact@garett.eu](mailto:contact@garett.eu)**



Správná likvidace  
produktu (vyřazená  
elektrická a elektronická  
zařízení)

Označení na výrobku nebo v souvisejících textech upozorňuje, že po skončení životnosti by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo škodlivým vlivům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, prosíme, oddělte produkt od ostatního odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opětovné použití materiálových zdrojů jako běžnou praxi. Informace o místě a způsobu ekologického recyklace tohoto produktu mohou uživatelé v domácnostech získat v maloobchodním prodejním místě, kde produkt zakoupili, nebo u místních úřadů. Uživatelé v podnicích by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O. O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: [www.garett.eu](http://www.garett.eu)