


Ústní sprcha Waterpik® Model WF-11 | WF-12

Ústna sprcha Waterpik® Model WF-11 | WF-12

Irygator Waterpik® Model WF-11 | WF-12

Szájzuhany Waterpik® Modellek WF-11 | WF-12



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba důsledně dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ:

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Nemanipulujte s *USB nabíječkou v případě, že máte mokré ruce.
- Neponořujte *USB nabíječku do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Nepokládejte na místa, odkud by spotřebič mohl spadnout do umyvadla či vany.
- Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte z napájení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda napájecí kabel a *USB nabíječka není poškozena.

VAROVÁNÍ:

Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Tento výrobek používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu nebo podle doporučení zubního lékaře.
- Používejte pouze dodanou USB nabíječku. Pokud není USB nabíječka dodána, je k nabíjení tohoto výrobku nutná USB nabíječka dodaná uživatelem s následujícími specifikacemi: USB typu A, jmenovitý výstup: 5,0 DC, 1,0 A.
- Nezapojíte toto zařízení do napěťové soustavy, která se liší od napěťové soustavy uvedené na zařízení nebo nabíječce.
- Uchovávejte nabíjecí kabel a dodaný uživatelský *USB nabíječku mimo dosah vyhřívaných povrchů.
- Výrobek nepoužívejte déle než 5 minut ve dvou hodinovém intervalu.
- Nesměřujte proud vody pod jazyk, do uší, do nosu nebo jiných citlivých oblastí. Výrobek je schopen vyvinout takový tlak, který dokáže v těchto oblastech způsobit vážná poranění.
- Nevstříkujte vodu do nosu nebo do uší. Zejména z nechlorovaného vodovodního potrubí se může do vody uvolnit parazitární améba *Naegleria fowleri*, která může způsobit smrtelná onemocnění.
- V případě, že vám byla před dentálním zákrokem doporučena antibiotická léčba, poraďte se o použití ústní sprchy nebo o jiné alternativě hygieny úst se svým zubním lékařem.
- Zásobník plňte vodou nebo jiným k tomu určeným přípravkem doporučeným odborníkem.

**Nabíječka USB není součástí všech konfigurací produktu.*

- Jako náplň do ústní sprchy nepoužívejte jód nebo ve vodě nerozpustné koncentrované éterické oleje. Použití těchto přípravků může snížit výkon a zároveň zkracuje životnost spotřebiče. Navíc může mít za následek neplatnost záruky.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství doporučené společností Water Pik, Inc.
- Pokud se nástavec Pik Pocket™ (není součástí všech modelů) z jakéhokoli důvodu oddělí od hřídele, vyhodte nástavec i hřídel a vyměňte jej za nový nástavec Pik Pocket™.
- Magnetické pole: Kardiostimulátory a podobné implantované zdravotnické prostředky mohou být ovlivněny magnetem.
- Nevkládejte do otvorů přístroje žádné předměty či hadičky, které k tomu nejsou výrobcem přímo určeny.
- Nepoužívejte venku, ani tam, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo tam, kde je podáván kyslík.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z úst veškeré šperky.
- Nepoužívejte v případě, že máte v ústech či na jazyku otevřené rány.
- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat spotřebitel, a nevyžaduje údržbu.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí se vyměnit za speciální šňůru nebo sestavu, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje-li správně nebo v případě, že spadl do vody. Obratťe se na společnost Water Pik, Inc. nebo místního distributora. Naši adresu najdete na konci tohoto manuálu nebo na stránkách www.waterpik.com.

TENTO MANUÁL USCHOVEJTE.

Popis produktu

První použití

Údržba a řešení problémů


Výměna baterie

Omezená záruka

SYMBOLY			
Na výrobku a/nebo obalu se mohou objevit následující symboly. Některé z těchto symbolů nemusí být ve vašem regionu relevantní a jsou uvedeny pouze pro informaci.			
Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Viz návod k použití		Odpojitelný napájecí zdroj
	Výrobce		Stejnoseměrné napětí (DC)
IPX7 or IPX4	Kód krytí		Střídavé napětí (AC)
	Zařízení třídy II podle normy IEC		Neponořujte tento přístroj do žádné kapaliny.
	Nepoužívejte tento přístroj ve sprše, vaně a neponořujte jej do žádné tekutiny.		Posouzení shody ve Velké Británii
	Autorizovaný zástupce v Evropské společnosti		Značka shody s právními předpisy
	Označení shody CE		Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení.

POPIS PRODUKTU

1. Zapnutí/vypnutí napájení
2. Rukojeť
3. Vypínač zapnutí/vypnutí vody
4. Ovládání tlaku
5. Magnetická rukojeť
6. Otočná rukojeť hadice
7. Tryska
8. Otočná nástavce
9. Víko zásobníku
10. Zásobník
11. Tlačítko pro vysunutí nástavce
12. Nabíjecí kontakty
13. Základna
14. Nabíječka USB*
15. Nabíjecí kabel USB



USB Nabíjecí kabel

20030698-1 White
20030698-2 Black

USB Nabíječka*

20024470-3 White
20024470-4 Black

*Nabíječka USB není součástí všech konfigurací produktu.

TRYSKY (NÁSTAVCE)

A. Ortodontické trysky*

- Rovnátká/běžné použití

B. Pik Pocket™ trysky*

- Výplach parodontálních kapes (chobotů)

C. Tryska pro odstranění plaku*

- Implantáty/korunky/můstky/chrániče na zuby/běžné použití

D. Klasická tryska**

- Běžné použití


E. Tryska na zubní implantáty**

- Fixní mosty a zubní náhrady s implantáty

F. Čistič jazyka**

- Svěží dech






NE VŠECHNY TRYSKY JSOU SOUČÁSTÍ VŠECH MODELŮ



*Vyměňte každé 3 měsíce **Vyměňte každých 6 měsíců

Náhradní trysky (nástavce) můžete zakoupit v síti prodejen PROFIMED, u dobrých prodejců nebo na www.waterpik.com

PRVNÍ POUŽITÍ



Nabití zařízení před prvním použitím

Pokud není k dispozici nabíječka USB, je k nabíjení tohoto výrobku nutná nabíječka USB dodaná uživatelem s následujícími specifikacemi: USB typu A, jmenovitý výstup: 5,0 V DC, 1,0 A. **Před připojením nabíječky se ujistěte, že jsou kontakty na kabelu i na jednotce čisté a suché.** Zapojte nabíječku USB do zásuvky a připojte k ní magnetický nabíjecí kabel. Indikátor nabíjení na jednotce bude během nabíjení svítit a poté začne každé 3 sekundy na okamžik blikat, když je jednotka plně nabitá. Plné nabití vydrží přibližně 4 týdny, pokud se jednotka používá jednou denně po dobu jedné minuty denně. Když je třeba baterie nabit (zbývá přibližně 30 % nabití), kontrolka indikátoru nabití třikrát rychle zabliká, aby upozornila uživatele, že by měl zvážit dobíjení jednotky. Úplné dobíjení trvá 4,5-5 hodin. Pokud používáte vodní nit jednou denně nebo méně, doporučujeme nabíjet přístroj každé 3-4 týdny. Pokud ji používáte dvakrát denně nebo častěji, nabíjejte přístroj častěji.

Příprava nádržky

Vyjměte nádržku, zvedněte víko nádržky a naplňte ji teplou vodou. Vraťte nádržku na základnu, pevně ji přitlačte a zavřete víko.

Vkládání a vyjmutí trysek (nástavců)

Vložte trysku do středu rukojeti ústní sprchy a pevně ji zatlačte, dokud nezapadne na místo. Pokud je tryska správně zajištěna na svém místě, barevný kroužek bude v jedné rovině s horní částí rukojeti. Chcete-li trysku z rukojeti vyjmout, posuňte tlačítko pro vysunutí trysky na rukojeti.

Základní jednotka (pouze při prvním použití)

Nastavte regulátor tlaku na základně na vysoký (nastavení tlaku č. 10), namířte rukojeť a trysku do umyvadla. Zapněte napájení a vodu, dokud z trysky nepoteče voda.



Nastavení tlaku

Při prvním použití nastavte regulátor tlaku na základně přístroje na nejnižší hodnotu (nastavení tlaku č. 1). Postupně časem zvyšujte tlak až na nastavení, které preferujete - nebo podle pokynů zubního lékaře.

Používání ústní sprchy

Před zapnutím napájení přístroje vždy vložte trysku do úst. Když je vodní spínač na rukojeti v poloze OFF, zapněte napájení. **Nakloňte se nad umyvadlo a mírně přivřete rty, abyste zabránili rozstříku vody a zároveň umožnili její průtok z úst do umyvadla. Zapněte vypínač vody. Po dokončení vypněte vypínač vody a napájení.** Během používání můžete zastavit průtok vody posunutím spínače vody na rukojeti do polohy OFF.

POZNÁMKA: přístroj zůstane stále v provozu



Pro dosažení nejlepších výsledků, začněte čistit přední zuby a pokračujte směrem k zadním. Proud vody by měl k dásním svírat úhel 90 stupňů. Sledujte linii dásní a nástavec přikládejte v krátkých intervalech k jednotlivým mezizubním prostorům. Nepřestávejte, dokud nevyčistíte vnitřní i vnější prostory horních i spodních zubů.

Minutový časovač/30sekundový ukazatel

Ústní sprcha se po 30 vteřinách zastaví na krátkou chvíli, aby vám připomněl, že máte přejít k druhému ústnímu oblouku, a další krátkou pauzu po 1 minutě, aby vám signalizovaly, že abyste se přesunuli k druhému ústnímu oblouku. Že jste dosáhli doporučené doby čištění. Přístroj bude pokračovat v provozu bez pauz dokud přístroj nevypnete. V závislosti na nastavení tlaku zůstane po 1 minutě v zásobníku trochu vody.

Po dokončení čištění

Vypněte přístroj. Vylijte veškerou kapalinu, která zůstala v nádrži.

POZNÁMKA: Pokud jste použili ústní vodu nebo jiný roztok kromě vody, naleznete informace v části "Použití ústní vody a jiných roztoků".

POZNÁMKA: NE VŠECHNY TRYSKY JSOU SOUČÁSTÍ VŠECH MODELŮ.

POUŽITÍ TRYSEK (NÁSTAVCŮ)

Pik Pocket™ Tip

Tryska The Pik Pocket™ je speciálně navržena tak, aby zavedla vodu nebo antibakteriální roztoky hluboko do parodontálních kapes.

Při použití trysky Pik Pocket™ **nastavte přístroj na nejnižší stupeň tlaku.** Přiložte měkkou špičku k zubu pod úhlem 45 stupňů a jemně ji umístěte pod linii dásní do kapsy.




Tryska pro čištění jazyka

Nastavte nejnižší tlak a umístěte špičku do středu jazyka zhruba do poloviny. Lehkým tlakem táhněte dopředu. Podle potřeby tlak zvyšujte.

Ortodontická Tryska

Opatrně klouzejte špičkou ortodontického nástavce podél dásní. Krátkým zastavením vždy jemně vyčistíte mezizubní prostor a okolí ortodontického zámečku. Následně přejděte k dalšímu zubu a postup opakujte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Tryska na zubní protězy s implantáty

Tryska na zubní protězy s implantáty je speciálně navržena tak, aby se dostala do oblastí, které jsou nedostupné pomocí trysek Classic Jet, Plaque Seeker™, Ortodontic nebo Pik Pocket™. Chcete-li použití tryšky na zubní protězy s implantáty, přiložte špičku trysky na lingvální stranu na jednom konci zubní náhrady upevněné na implantátu. Otvor trysky směřuje mezi přirozenou dásňovou tkáň a zubní náhradu a směřuje vodu pod zubní náhradu. Pomalu klouzavým pohybem tryskou pohybujte po prostoru mezi přirozenou dásňovou tkáň a zubní náhradou, dokud nevyčistíte prostor pod celou délkou zubní náhrady.

Tryska pro odstranění plaku Plaque seeker®

Trysku Plaque Seeker® přiložte k zubům tak, aby se vlákna lehce dotýkala povrchu zubu. Jemným klouzavým pohybem tryskou pohybujte podél linie dásně a vždy se krátce zastavte v mezizubním prostoru k jemnému očištění tohoto prostoru a rovněž proto, aby se voda dostala mezi zuby.

Použití ústní vody a dalších přípravků

Do sprchy Waterpik® lze používat ústní vody i antibakteriální roztoky. Po použití jakéhokoli speciálního přípravku přístroj vypláchněte, aby nedošlo k jeho zanesení - zásobník naplňte teplou vodou, rukojeť s nástavcem nasměrujte do umyvadla, zapněte a vyprázdněte celou nádržku.

Čištění

Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen ze zásuvky. V případě potřeby sprchu očištěte měkkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem bez abraziv. Vodní nádrž je pro usnadnění čištění odnímatelná a lze ji pohodlně umýt v myčce na nádobí.

Generální údržba/odstranění vodního kamene


V závislosti na složení používané vody se může v přístroji usazovat vodní kámen. Pokud si ložisek vodního kamene nebudete všimnout, může přístroj přestat správně fungovat. Čištění vnitřních částí: pravidelně přístroj čistěte a odvápněte. Pro tento účel doporučujeme přípravek Redesept, který zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje. Zásobník naplňte teplou vodou a přidejte Redesept

(v případě nouze lze přípravek nahradit 2 lžicemi vinného octa). Rukojeť s nástavcem nasměrujte do umyvadla, zapněte a vyprázdněte celou nádržku.

Postup zopakujte se zásobníkem plným čisté teplé vody. Pro zajištění optimálního výkonu sprchy provádějte toto čištění každý 1 až 3 měsíce. Při používání ústních vod nebo jiných roztoků se doporučuje častější čištění.

Únik tekutin

Pokud dochází k úniku vody z přístroje například kvůli poškozené hadičce, obraťte se na svého prodejce nebo místního distributora. K přístroji lze zakoupit hadičky a rukojeť náhradní. Případně se obraťte na zákaznickou podporu distributora nebo společnosti Water Pik Inc. pro servisní opravu.



Výměna baterie

Dobíjecí lithium-iontovou baterii uvnitř tohoto výrobku nelze vyměnit a po skončení životnosti výrobku se musí před recyklací vyjmout.

Tento proces není vratný a ruší záruku na výrobek.

Při provádění níže uvedeného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření. Nezapomeňte si chránit oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete. Před vyjmutím baterie vybijte baterii tak dlouho, dokud přístroj nepřestane fungovat.

1. Otočte jednotku. Odstraňte štítek výrobku (pouze model WF-12).

2. Odstraňte 4 gumové nožičky tak, že je opatrně vypáčíte malým plochým šroubovákem směrem nahoru.

3. Pomocí malého křížového šroubováku odstraňte 5 šroubů z uvedených míst.

4. Otočte přístroj do svislé polohy a sejměte nádržku a víko nádržky.

5. Vyjměte horní kryt tahem nahoru podle obrázku.

6. Pomocí malého křížového šroubováku odstraňte šrouby z vyznačených oblastí.

7. Vytáhněte sestavu desky plošných spojů stranou. Z vyznačených oblastí odstraňte 4 šrouby malým křížovým šroubovákem.

8. Zvedněte kryt baterie podle obrázku.

9. Vyjměte baterii z krytu.

10. Nůžkami nebo štipáčkami přestříhnete černý vodič baterie a poté přestříhnete červený vodič baterie.

11. Přístroj a baterii recyklujte podle místních nebo státních předpisů.

POZNÁMKA: NEPŘESTŘIHÁVEJTE OBA VODIČE BATERIE NAJEDNOU.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Únik tekutin

Pokud dochází k úniku vody z přístroje například kvůli poškozené hadičce, obraťte se na svého prodejce nebo místního distributora. K přístroji lze zakoupit hadičky a rukojeti náhradní. Případně se obraťte na zákaznickou podporu distributora nebo společnosti Water Pik Inc.

pro servisní opravu.

Servisní údržba

Ústní sprcha Waterpik® neobsahuje žádné součásti, které by bylo možné nebo by přímo vyžadovaly pravidelnou servisní kontrolu. Příslušenství k přístroji naleznete na stránkách www.profimed.cz a www.waterpik.com. Pro usnadnění komunikace si připravte sériové a výrobní číslo produktu. Tato čísla naleznete na spodní straně produktu.

Stále jsme nezodpověděli vaše otázky? Kontaktujte nás nebo navštivte www.waterpik.com. Společnost Water Pik, Inc. garantuje původnímu uživateli tohoto výrobku, že nebude vykazovat žádné vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Pro nárok na uplatnění záruky bude třeba předložit originál dokladu o koupi produktu. Společnost Water Pik, Inc. na základě vlastního uvážení nahradí jakoukoli část výrobku, která je podle jejího názoru vadná, ovšem za předpokladu, že produkt byl používán dle manuálu, nebyl rozebrán, nebyl záměrně poškozen nebo nebyl poškozen následkem používání s neoriginálním příslušenstvím nebo příslušenstvím neschváleným společností Water Pik, Inc.

Za instalaci produktu je zodpovědný spotřebitel a není pokryta zárukou. Tato omezená záruka se nevztahuje na příslušenství ani na spotřební díly, jako jsou nástavce nebo kartáčové hlavice. Nevhodné napětí může produkt poškodit. Na následky takového poškození se nevztahuje záruka. Tato záruka se poskytuje navíc k zákonným právům spotřebitele a tato práva nikterak neovlivňuje. Zákonnou dvouletou zárukou můžete uplatnit u svého prodejce.

Distribuce pro ČR a SR: PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrástany; Za Trati 236, budova D, 252 19 Chrástany
www.profimed.cz

PROFIMED International s. r. o., Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava,
www.profimed.eu

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATŘENIA

**PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE
VŠETKY POKYNY.**

- Tento výrobok je určený
- na použitie v domácnosti.

Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, je potrebné dôsledne dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

NEBEZPEČENSTVO:

**Na zníženie rizika úrazu
elektrickým prúdom:**

- Nemanipulujte s *USB nabíjačkou v prípade, že máte mokré ruky.
- Neponárajte *USB nabíjačku do vody ani do inej kvapaliny.
- Nepoužívajte prístroj pri kúpaní.
- Nekladte spotrebič na miesta, odkiaľ by mohol spadnúť do umývadla alebo do vane.
- Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte z napájania.
- Pred každým použitím skontrolujte, či napájací kábel a *USB nabíjačka nie sú poškodené.

VAROVANIE:

**Na zníženie rizika popálenia,
úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo zranenia osôb:**

- Tento výrobok používajte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode alebo podľa odporúčania zubného lekára.
- Používajte iba dodanú USB nabíjačku.
- V prípade, že USB nabíjačka nie je súčasťou, na nabíjanie tohto výrobku je potrebná USB nabíjačka s nasledujúcimi špecifikáciami: USB typu A, menovitý výstup: 5,0 DC, 1,0 A.
- Nezapájajte toto zariadenie do napäťovej sústavy, ktorá sa líši od napäťovej sústavy uvedenej na zariadení alebo nabíjačke.
- Uchovávajte nabíjací kábel a dodaný užívateľskú * USB nabíjačku mimo dosahu vyhrievaných povrchov.
- Výrobok nepoužívajte dlhšie ako 5 minút v 2-hodinovom intervale.
- Nesmerujte prúd vody pod jazyk, do uší, do nosa alebo iných citlivých oblastí. Výrobok je schopný vyvinúť taký tlak, ktorý dokáže v týchto oblastiach spôsobiť vážne poranenia.
- Nevstreknite vodu do nosa alebo do uší. Najmä z nechlórovaného vodovodného potrubia sa môže do vody uvoľniť parazitálna améba Naegleria Fowleri, ktorá môže spôsobiť smrteľné ochorenia.
- V prípade, že vám bola pred dentálnym zákrokom odporúčaná antibiotická liečba, poraďte sa o použití ústnej sprchy alebo o inej alternatívnej hygiene úst so svojim zubným lekárom.
- Zásobník plňte vodou alebo iným prípravkom, ktorý je určený na tento účel, a to vždy na základe odporúčania odborníkov.

**Nabíjačka USB nie je súčasťou všetkých konfigurácií produktu.*

- Ako náplň do ústnej sprchy nepoužívajte jód alebo vo vode nerozpustné koncentrované éterické oleje. Použitie týchto prípravkov môže znížiť výkon a zároveň skracuje životnosť spotrebiča. Navyše môže mať za následok neplatnosť záruky.
- Používajte iba nadstavce a príslušenstvo, ktoré odporúča spoločnosť Water Pik, Inc.
- Ak sa nadstavec Pik Pocket™ (nie je súčasťou všetkých modelov) z akéhokoľvek dôvodu oddelí od hriadela, vyhodte nadstavec aj hriadeľ a vymeňte ho za nový nadstavec Pik Pocket™. Magnetické pole: Kardiostimulátory a podobné implantované zdravotnícke prostriedky môžu byť ovplyvnené magnetom.
- Nevkladajte do otvorov prístroja žiadne predmety či hadičky, ktoré nie sú na tento účel priamo určené výrobcom.
- Nepoužívajte vonku, ani tam, kde sa používajú aerosólové prípravky (spreje) alebo na miestach, kde sa podáva kyslík.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z úst všetky šperky.
- Nepoužívajte v prípade, že máte v ústach či na jazyku otvorené rany.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu šnúru alebo zostavu, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo v prípade, že spadol do vody.
- Obráťte sa na spoločnosť Water Pik, Inc. alebo na miestneho distribútora. Našu adresu nájdete na konci tohto manuálu alebo na stránkach www.waterpik.com.

TENTO MANUÁL USCHOVAJTE.

OBSAH

Opis produktu

Prvé použitie

Údržba a riešenie problémov


Výmena batérie

Obmedzená záruka

SYMBOLY			
Na výrobku a/alebo obale sa môžu objaviť nasledujúce symboly. Niektoré z týchto symbolov nemusia byť vo vašom regióne relevantné a sú uvedené iba pre informáciu.			
Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Pozri návod na použitie		Odpojiteľný napájací zdroj
	Výrobca		Jednosmerné napätie (DC)
IPX7 or IPX4	Kód krytia		Striedavé napätie (AC)
	Zariadenie triedy II podľa normy IEC		Neponárajte tento prístroj do žiadnej kvapaliny.
	Nepoužívajte tento prístroj v sprche, ani vo vani a neponárajte ho do žiadnej tekutiny.		Posúdenie zhody vo Veľkej Británii
	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve		Značka zhody s právnymi predpismi
	Označenie zhody CE		Oddelený zber odpadových elektrických a elektronických zariadení.

OPIS PRODUKTU

1. Zapnutie/vypnutie napájania
2. Rukoväť
3. Vypínač zapnutia/vypnutia vody
4. Ovládanie tlaku
5. Magnetická rukoväť
6. Otočná rukoväť hadice
7. Tryska
8. Otočný nastavtec
9. Veko zásobníka
10. Zásobník
11. Tlačidlo na vysunutie nastavca
12. Nabíjacie kontakty
13. Základňa
14. Nabíjačka USB*
15. Nabíjací kábel USB



USB Nabíjací kábel

20030698-1 White
20030698-2 Black

USB Nabíjačka*

20024470-3 White
20024470-4 Black

*Nabíjačka USB nie je súčasťou všetkých konfigurácií produktu.

TRYSKY (NADSTAVCE)

A. Ortodontická tryska*

- Strojčeky/bežné použitie

B. Pik Pocket™ tryska*

- Výplach parodontálnych vŕchov (chobotov)

C. Tryska na odstránenie plaku*

- Implantáty/korunky/mostíky/chrániče na zuby/bežné použitie

D. Klasická tryska**

- Bežné použitie


E. Tryska na zubné implantáty**

- Fixné mostíky a zubné náhrady s implantátmi

F. Čistič jazyka**

- Svieži dych






Nie všetky trysky sú súčasťou všetkých modelov



*Vymeňte každé 3 mesiace **Vymeňte každých 6 mesiacov

Náhradné trysky (nastavce) môžete zakúpiť v sieti predajní PROFIMED, u dobrých predajcov alebo na www.waterpik.com

Prvé použitie



Nabitie zariadenia pred prvým použitím

V prípade, že nie je k dispozícii nabíjačka USB, na nabíjanie tohto výrobku je potrebná nabíjačka USB s nasledujúcimi špecifikáciami: USB typu A, menovitý výstup: 5,0 V DC, 1,0 A. Pred pripojením nabíjačky sa uistite, že kontakty na kábli aj na jednotke sú čisté a suché. Zapojte nabíjačku USB do zásuvky a pripojte k nej magnetický nabíjací kábel. Indikátor nabíjania na jednotke bude počas nabíjania svietiť a keď je jednotka plne nabitá, každé 3 sekundy začne na okamih blikať.

Plné nabitie vydrží približne 4 týždne v prípade, že jednotka sa používa raz denne počas jednej minúty. Keď je potrebné batériu nabíť (zostáva približne 30 % nabitia), kontrolka indikátora nabitia trikrát rýchlo zabliká, aby upozornila používateľa, že by mal zvážiť dobitie jednotky. Úplné dobitie trvá 4,5 až 5 hodín. Ak používate prístroj raz denne alebo menej, odporúčané nabíjanie prístroja je každé 3 až 4 týždne. Ak ho používate dvakrát denne alebo častejšie, prístroj nabíjajte častejšie.

Príprava nádržky

Vyberte nádržku, zdvihnite veko nádržky a naplňte ju teplou vodou. Vráťte nádržku na základňu, pevne ju pritlačte a zatvorte veko.

Vkladanie a vyberanie trysiek (nastavcov)

Vložte trysku do stredu rukoväti ústnej sprchy a pevne ju zatlačte, kým nezapadne na miesto. Ak je tryska správne zaistená na svojom mieste, farebný krúžok bude v jednej rovine s hornou časťou rukoväti. Ak chcete trysku z rukoväti vybrať, posuňte tlačidlo na vysunutie trysky na rukoväti.

Základná jednotka (len pri prvom použití)

Nastavte regulátor tlaku na základni prístroja na najnižšiu hodnotu (nastavenie tlaku č. 1). Postupne časom zvyšujte tlak až na nastavenie, ktoré preferujete alebo podľa pokynov zubného lekára.



Nastavenie tlaku

Pri prvom použití nastavte regulátor tlaku na základni prístroja na najnižšiu hodnotu (nastavenie tlaku č. 1). Postupne časom zvyšujte tlak až na nastavenie, ktoré preferujete alebo podľa pokynov zubného lekára.

Používanie ústnej sprchy

Pred zapnutím napájania prístroja vždy vložte trysku do úst. Keď je vodný spínač na rukoväti v polohe OFF, zapnite napájanie. Nakloňte sa nad umývadlo a mierne privrte pery, aby ste zabránili rozstreku vody a zároveň umožnili jej prietok z úst do umývadla. Zapnite vypínač vody. Po dokončení vypnite vypínač vody a napájania. Počas používania môžete zastaviť prietok vody posunutím spínača vody na rukoväti do polohy OFF.

POZNÁMKA: prístroj zostane stále v prevádzke



Na dosiahnutie najlepších výsledkov začnite čistiť predné zuby a pokračujte smerom k zadným. Prúd vody by mal s ďasnami zvierat uhol 90 stupňov. Sledujte líniu ďasien a nadstavec prikladajte v krátkych intervaloch k jednotlivým medzizubným priestorom. Pokračujte, kým nevyčistíte vnútorné aj vonkajšie priestory horných aj spodných zubov.

Minútový časovač/30-sekundový ukazovateľ

Činnosť ústnej sprchy sa po 30 sekundách na chvíľku preruší, čím signalizuje, že je potrebné prejsť na druhú stranú horného ústneho oblúka. Krátku pauzu po 1 minúte signalizuje, aby ste sa presunuli na dolný ústny oblúk a že ste dosiahli odporúčanú dĺžku čistenia. Prístroj bude pokračovať v prevádzke bez páуз, kým prístroj nevypnete. V závislosti od nastavenia tlaku zostane po 1 minúte v zásobníku trochu vody.

Po dokončení čistenia

Vypnite prístroj. Vylejte všetku kvapalinu, ktorá zostala v nádrži.

POZNÁMKA: Ak ste použili ústnu vodu alebo iný roztok okrem vody, informácie nájdete v časti "Použitie ústnej vody a iných roztokov".

POZNÁMKA: NIE VŠETKY TRYSKY SÚ SÚČASŤOU VŠETKÝCH MODELOV.

POUŽITIE TRYSIEK (NADSTAVCOV)

Pik Pocket™ tryska




Tryska Pik Pocket™ je špeciálne navrhnutá tak, aby zaviedla vodu alebo antibakteriálny roztok hlboko do parodontálnych vaku. Pri použití trysky Pik Pocket™ nastavte prístroj na najnižší stupeň tlaku. Priložte mäkkú špičku k zubu pod uhlom 45 stupňov a jemne ju umiestnite pod líniu ďasien do vaku.

Tryska na čistenie jazyka

Nastavte najnižší tlak a umiestnite špičku do stredu jazyka zhruba do jeho polovice. Ľahkým tlakom ťahajte vpred. Podľa potreby tlak zvyšujte.

Ortodontická tryska

Opatrne kľžte špičkou ortodontického nadstavca pozdĺž ďasien. Krátkym zastavením vždy jemne vyčistíte medzizubný priestor a okolie ortodontického zámku. Následne prejdite k ďalšiemu zubu a postup opakujte.



Tryska na zubné implantáty

Tryska na zubné implantáty je špeciálne navrhnutá tak, aby sa dostala do oblastí, ktoré nie sú dostupné pomocou trysiek Classic Jet, Plaque Seeker™, Ortodontic alebo Pik Pocket™. Ak chcete použiť trysku na zubné implantáty, umiestnite špičku trysky na lingválnu stranu na jednom konci zubnej náhrady upevnenej na implantáte. Otvor trysky smeruje medzi prirodzené ďasňové tkanivo a zubnú náhradu a vodu smeruje pod zubnú náhradu. Pomaly kĺžte hrotom po priestore medzi prirodzeným ďasňovým tkanivom a zubnou náhradou, kým nevyčistíte priestor pod celou dĺžkou zubnej náhrady.

Nadstavec na odstránenie plaku Plaque seeker®

Umiestnite špičku nadstavca Plaque seeker® do blízkosti zubov tak, aby sa ich vlákna zľahka dotýkali. Jemne kĺžte hrotom pozdĺž ďasien, krátko sa zastavte v priestore medzi zubami, jemne ho vyčistíte a nechajte vodu, aby ním pretiekla.

Použitie ústnej vody a ďalších prípravkov

Do sprchy Waterpik® je možné používať ústne vody aj antibakteriálne roztoky. Po použití akéhokoľvek špeciálneho prípravku prístroj vypláchnite, aby nedošlo k jeho zaneseniu - zásobník naplňte teplou vodou, rukoväť s nadstavcom nasmerujte do umývadla, zapnite a vyprázdňte celú nádržku.

Čistenie


Pred čistením sa uistite, že je prístroj odpojený zo zásuvky. V prípade potreby sprchu očistíte mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom bez abrazív. Na uľahčenie čistenia je vodná nádržka odnímateľná a dá sa pohodlne umyť v umývačke riadu.

Generálna údržba/odstránenie vodného kameňa

V závislosti na zložení používanej vody sa môže v prístroji usadzovať vodný kameň. V prípade, že ložiská vodného kameňa nebudete čistiť, prístroj môže prestať správne fungovať. Čistenie vnútorných častí: prístroj pravidelne čistite a odváňujte. Na tento účel odporúčame prípravok Redesept, ktorý zbaví prístroj vodného kameňa a zároveň ho dezinfikuje. Zásobník naplňte teplou vodou a pridajte Redesept (možno ho nahradiť aj 2 lyžicami vínneho octu). Rukoväť s nadstavcom nasmerujte do umývadla, zapnite a vyprázdňte celú nádržku. Postup zopakujte so zásobníkom plným čistej teplej vody. Na zaistenie optimálneho výkonu sprchy vykonávajte toto čistenie každý 1 až 3 mesiace. Pri používaní ústnych vôd alebo iných roztokov sa odporúča častejšie čistenie.

Únik tekutín

V prípade, že dochádza k úniku vody z prístroja napríklad v dôsledku poškodenej hadičky, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho distribútora. K prístroju je možné zakúpiť náhradné hadičky a rukoväti. Prípadne sa obráťte na zákaznícku podporu distribútora alebo spoločnosti Water Pik Inc. so žiadosťou o servisnú opravu.



Výmena batérie

Dobíjaciú litium-iónovú batériu vo vnútri tohto výrobku nemožno vymeniť a po skončení životnosti výrobku sa musí pred recykláciou vybrať.

Tento proces nie je vratný a ruší záruku na výrobok.

Pri vykonávaní nižšie uvedeného postupu dodržujte základné bezpečnostné opatrenia. Nezabudnite si chrániť oči, ruky, prsty a povrch, na ktorom pracujete. Pred vybratím batérie vybijajte batériu tak dlho, kým prístroj neprestane fungovať.

1. Otočte jednotku. Odstráňte štítok výrobku (len model WF-12).
2. Odstráňte 4 gumové nožičky tak, že ich opatrne vypáčite malým plochým skrutkovačom smerom nahor.
3. Pomocou malého krížového skrutkovača odstráňte 5 skrutiek z uvedených miest.
4. Otočte prístroj do zvislej polohy a odoberte nádržku a veko nádržky.
5. Vyberte horný kryt ťahom hore podľa obrázka.
6. Pomocou malého krížového skrutkovača odstráňte skrutky z vyznačených oblastí.
7. Vytiahnite zostavu dosky plošných spojov stranou. Z vyznačených oblastí odstráňte 4 skrutky malým krížovým skrutkovačom.
8. Zdvihnite kryt batérie podľa obrázka.
9. Vyberte batériu z krytu.
10. Nožnicami alebo štiepačkami najprv prestrihnite čierny vodič batérie a potom červený vodič batérie.
11. Prístroj a batériu recyklujte podľa miestnych alebo štátnych predpisov.

POZNÁMKA: NEPRESTRIHÁVAJTE OBA VODIČE BATÉRIE SÚČASNE.

Únik tekutín

V prípade, že dochádza k úniku vody z prístroja napríklad z dôvodu poškodenej hadičky, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho distribútora. K prístroju je možné zakúpiť náhradné hadičky a rukoväti. Pripadne sa obráťte na zákaznickú podporu distribútora alebo spoločnosti Water Pik Inc. so žiadosťou o servisnú opravu.

Servisná údržba

Ústna sprcha Waterpik® neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by bolo možné alebo by priamo vyžadovali pravidelnú servisnú kontrolu. Príslušenstvo k prístroju nájdete na stránkach www.profimed.eu a www.waterpik.com. Na uľahčenie komunikácie si pripravte sériové a výrobné číslo produktu. Tieto čísla nájdete na spodnej strane produktu.

Stále sme nezodpovedali na vaše otázky? Kontaktujte nás alebo navštívte www.waterpik.com. Spoločnosť Water Pik, Inc. garantuje pôvodnému užívateľovi tohto výrobku, že nebude vykazovať žiadne chyby materiálu a spracovania počas 2 rokov od dátumu zakúpenia. Na uplatnenie nároku na záruku je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe produktu. Spoločnosť Water Pik, Inc. na základe vlastného uváženia nahradí akúkoľvek časť výrobku, ktorá je podľa jej názoru chybná, avšak za predpokladu, že produkt bol používaný podľa manuálu, nebol rozobratý, zámerne poškodený alebo nebol poškodený následkom používania s neoriginálnym príslušenstvom alebo príslušenstvom, ktoré nebolo schválené spoločnosťou Water Pik, Inc.

Za inštaláciu produktu je zodpovedný spotrebiteľ a nie je pokrytá zárukou. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo ani na spotrebné diely, ako sú nadstavce alebo kefkové hlavice. Nevhodné napätie môže produkt poškodiť. Na následky takého poškodenia sa nevzťahuje záruka. Táto záruka sa poskytuje navyše k zákonným právam spotrebiteľa a tieto práva nijako neovplyvňuje. Zákonnú dvojročnú záruku môžete uplatniť u svojho predajcu."

Distribúcia pre ČR a SR: PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrástany; Za Traťou 236, budova D, 252 19 Chrástany
www.profimed.cz
PROFIMED International s. r. o., Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava,
www.profimed.eu

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE
INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.**

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Podczas korzystania z produktów elektrycznych, zwłaszcza zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Nie obsługiwać ładowarki *USB mokrymi rękami. mokrymi rękami.
- Nie należy umieszczać ani upuszczać ładowarki *USB do wody lub innego płynu.
- Nie używać produktu podczas kąpieli.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać produktu w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięty do wanny lub zlewu.
- Nie sięgać po produkt, jeśli wpadł do wody. do wody. Natychmiast odłączyć od gniazdka elektrycznego natychmiast.
- Sprawdzić przewód ładujący i ładowarkę *USB pod kątem uszkodzeń przed pierwszym użyciem użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń osób:

- Niniejszego produktu należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją lub zgodnie z zaleceniami dentystę.
- Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki USB. Jeśli ładowarka USB
- USB nie została dostarczona, należy użyć ładowarki USB użytkownika o następujących parametrach do ładowania tego produktu: USB Typ-A, Wyjście znamionowe: 5.0 VDC, 1.0 A.
- Nie należy podłączać tego urządzenia do który różni się od systemu napięcia podanego na urządzeniu lub ładowarce.
- Przewód ładujący i dostarczoną przez użytkownika ładowarkę *USB z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia Water Flosser dłużej niż 5 minut w ciągu każdych dwóch godzin.
- Nie kierować wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Ten produkt jest w stanie wytworzyć ciśnienie które może spowodować poważne uszkodzenia w tych obszarach. Potencjalnie śmiertelna ameba, Naegleria fowleri, może być obecna w niektórych lub niechlorowanej wodzie studziennej może być i może być śmiertelna w przypadku dostania się do nosa lub ucha.
- Jeśli lekarz zalecił otrzymanie antybiotyków przed zabiegami stomatologicznymi należy skonsultować się z lekarzem dentystą przed użyciem tego produktu lub lub innego środka do higieny jamy ustnej.
- Zbiornik należy napełniać ciepłą wodą lub innymi zalecanymi przez stomatologów.

- Nie używaj jodu, soli fizjologicznej (roztworu soli), lub nierozpuszczalnych w wodzie stężonych olejków eterycznych w tym produkcie. Ich użycie może zmniejszyć wydajność i skrócić żywotność produktu.

- Należy używać wyłącznie końcówek i akcesoriów zalecane przez Water Pik, Inc.

- Jeśli końcówka Pik Pocket™ (nie dołączona do wszystkich modeli) oddzieli się od wążka z jakiegokolwiek z jakiegokolwiek powodu, wyrzucić końcówkę i wążek i wymień na nową końcówkę Pik Pocket™.

- Pole magnetyczne: Rozruszniki serca i podobne i podobne wszczepione urządzenia medyczne mogą być przez magnes.

- Nie upuszczać ani nie wkładać żadnych do żadnego otworu w produkcie.

- Nie używaj tego produktu na zewnątrz ani w miejscach w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.

- Przed użyciem produktu należy zdjąć produkt.

- Nie używać w przypadku otwartych ran na języku lub w jamie ustnej.

- W tym produkcie nie ma żadnych części. Produkt nie wymaga konserwacji.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że nie otrzymały nadzoru lub instrukcji dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawiły się urządzeniem.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępnym u producenta lub jego serwisowego.

- Nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został uszkodzony, upuszczony, uszkodzony lub do jakiegokolwiek cieczy. Należy skontaktować się z firmą Water Pik, Inc. pod numerem 1-800-525-2774 lub odwiedzić stronę www.waterpik.com.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPIS TREŚCI

Opis produktu

Pierwsze kroki


Czyszczenie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem Waterpik® Water Flosser

Wymywanie baterii

Ograniczona trzyletnia gwarancja

SYMBOLE			
Na produkcie i/lub opakowaniu mogą znajdować się następujące symbole. Niektóre z tych symboli mogą nie być istotne w danym regionie i zostały wymienione wyłącznie w celach informacyjnych.			
Symbol	Definicja	Symbol	Definicja
	Patrz instrukcja obsługi		Odłączany zasilacz
	Producent		Napięcie prądu stałego (DC)
IPX7 or IPX4	Stopień wodoodporności		Napięcie prądu przemiennego (AC)
	Sprzęt klasy II IEC		Ne meriti se ezi a kdsz/iket semmlyen folyadkba.
	Nie używaj tego urządzenia pod prysznicem, w wannie i nie zarużać w żadnym płynie.		Ocena zgodności w Wielkiej Brytanii
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Znak zgodności z przepisami
	Oznakowanie zgodności CE		Oddzielna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i sprzętu elektronicznego.

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Uchwyt
3. Włącznik/wyłącznik wody
4. Regulacja ciśnienia
5. Uchwyt magnetyczny
6. Obrotowy wąż uchwytu
7. Końcówka
8. Obrotnica końcówki
9. Pokrywa zbiornika
10. Zbiornik
11. Przycisk wysuwania końcówki
12. Styki ładowania
13. Podstawa
14. Ładowarka USB*
15. Kabel USB do ładowania



WF-11

WF-12

Kabel Ładowania USB

20030698-1 White
20030698-2 Black

Ładowarka USB*

20024470-3 White
20024470-4 Black

*Ładowarka USB nie jest dołączona do wszystkich konfiguracji produktu.

Końcówki

A. Końcówka ortodontyczna*

- Aparat ortodontyczny/użycie ogólne

B. Końcówka Pik Pocket™**

- Kieszonki przyzębia/owrzodzenia

C. Końcówka Plaque Seeker™ *

- Implanty/Korony/Mosty/
Retainery/ Ogólne zastosowanie

D. Classic Jet Tip**

- Ogólne zastosowanie


E. Końcówka do protez i implantów**

- Stałe mosty i protezy na implantach

F. Czyścik do języka**

- Świeższy oddech






NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH MODELACH



*Wymieniać co 3 miesiące ** Wymieniać co pół roku

Wymienne końcówki/nakładki można nabyć online na stronie www.profimed.com
Szczegółowe informacje na temat końcówek, innych akcesoriów i użytkowania produktu, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.profimed.com

Pierwsze uruchomienie



Ładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

Jeśli ładowarka USB nie została dostarczona, do ładowania tego produktu wymagana jest ładowarka USB o następujących parametrach: jest wymagana do ładowania tego produktu: USB Typ-A, Wyjście znamionowe: 5.0 VDC, 1,0 A. Przed podłączeniem ładowarki należy upewnić się, że styki na kablu i urządzeniu są czyste i suche, przed podłączeniem ładowarki. Podłącz ładowarkę USB do gniazdka ściennego i podłącz magnetyczny kabel ładowarki do urządzenia. magnetyczny kabel ładowarki do urządzenia. Wskaźnik ładowania na urządzeniu będzie świecił podczas ładowania, a następnie zacznie migać co 3 sekundy, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Pełne naładowanie wystarcza na około 4 tygodnie przy korzystaniu z urządzenia raz dziennie przez jedną minutę dziennie, przez jedną minutę dziennie. Gdy baterie wymagają naładowania (pozostało około 30% naładowania) naładowania) wskaźnik naładowania mignie 3 razy szybko, aby wskazać, że użytkownik użytkownik powinien rozważyć naładowanie urządzenia. Całkowite naładowanie zajmie 4,5-5 godzin. Jeśli używać urządzenia raz dziennie lub rzadziej, zaleca się ładowanie urządzenia co 3-4 tygodnie, co 3-4 tygodnie. Jeśli urządzenie jest używane dwa lub więcej razy dziennie, należy ładować je częściej.

Przygotowanie zbiornika

Wyjmij zbiornik, podnieś jego pokrywę i napełnij go ciepłą wodą. Umieść zbiornik na podstawę, mocno dociśnij i zamknij pokrywę.

Wkładanie i wyjmowanie końcówek

Włóż końcówkę do środka uchwytu Water Flosser, mocno dociskając, aż końcówka zatrzaśnie się na swoim miejscu. Kolorowy pierścień zrówna się z górną częścią uchwytu, jeśli końcówka jest prawidłowo zablokowana. Aby wyjąć końcówkę z uchwytu, przesunąć przycisk wysuwania końcówki na uchwycie, na uchwycie.

Pierwsze uruchomienie urządzenia (tylko przy pierwszym użyciu)


Ustaw regulator ciśnienia na podstawie na wysoki (ustawienie ciśnienia nr 10), skieruj uchwyt i końcówkę do zlewu. Włącz zasilanie i wodę, aż z końcówki zacznie wypływać woda.

Regulacja ustawienia ciśnienia

Ustaw regulator ciśnienia na podstawie urządzenia na najniższe ustawienie (ustawienie ciśnienia nr 1) przy pierwszym użyciu. Z czasem stopniowo zwiększaj ciśnienie do preferowanego ustawienia - lub zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty.

Korzystanie z urządzenia do płukania jamy ustnej

Zawsze wkładaj końcówkę do ust przed włączeniem urządzenia. Z przełącznikiem wody na uchwycie w pozycji OFF, włącz zasilanie. Pochylić się nad zlewem i lekko zamknąć usta na tyle, aby zapobiec rozpryskiwaniu, jednocześnie umożliwiając przepływ wody z ust do zlewu. z ust do zlewu. **Włącz przełącznik wody. Po zakończeniu wyłączyć i wyłączyć zasilanie. Podczas użytkowania można zatrzymać przepływ wody, przesuwając przełącznik wody na uchwycie do pozycji OFF. UWAGA: Silnik będzie nadal pracował.**



Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zacznij od zębów tylnych i kieruj się w stronę zębów przednich. Skierować strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł, trzymając końcówkę w ustach. Przesuń końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymaj się na chwilę między zębami. Kontynuuj, aż wyczyścisz wewnętrzną i na zewnątrz zarówno górnych, jak i dolnych zębów.

Jednominutowy timer/30-sekundowy stymulator

Water Flosser utworzy krótką pauzę po 30 sekundach, aby przypomnieć o przejściu na drugi łuk jamy ustnej, do drugiego łuku jamy ustnej i kolejną krótką pauzę po 1 minucie, aby zasygnalizować, że aby zasygnalizować osiągnięcie zalecanego czasu czyszczenia. Urządzenie będzie kontynuować pracę bez do momentu wyłączenia urządzenia. W zależności od ustawienia ciśnienia, pewna ilość wody pozostanie w zbiorniku po upływie 1 minuty.

Po zakończeniu

Wyłącz zasilanie. Opróżnij zbiornik z płynu. UWAGA: Jeśli użyto płynu do płukania jamy ustnej lub innego roztworu poza wodą, patrz sekcja "Używanie płynu do płukania ust i innych roztworów", płynu do płukania ust i innych roztworów".

UWAGA: NIE WSZYSTKIE KOŃCÓWKI SĄ DOŁĄCZONE DO WSZYSTKICH MODELI.

ZASTOSOWANIE KOŃCÓWKI

Kończówka Pik Pocket

Kończówka Pik Pocket™ została specjalnie zaprojektowana do dostarczania wody lub roztworów antybakteryjnych w głąb kieszonek przyzębnych. Aby użyć końcówki Pik Pocket™, ustaw urządzenie na najniższe ustawienie ciśnienia. Umieść miękką końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni i delikatnie umieść końcówkę pod linią dziąseł, w kieszonce, pod linią dziąseł, do kieszonki.


Kończówka do czyszczenia języka

Ustaw najniższe ustawienie ciśnienia, umieść końcówkę na środku języka mniej więcej w połowie jego długości. Lekko pociągnij do przodu. Zwiększ ciśnienie zgodnie z preferencjami

Kończówka ortodontyczna

Aby użyć końcówki ortodontycznej, delikatnie przesuń końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę, aby lekko obszar między zębami i wokół zamka ortodontycznego, przed przejściem do następnego zęba.

CZYSZCZENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z URZĄDZENIEM DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ WATERPIK




Końcówka do protez implantologicznych

Końcówka Implant Denture jest specjalnie zaprojektowana, aby uzyskać dostęp do obszarów, które są niedostępne za pomocą końcówki Classic Jet, końcówki Plaque Seeker™, końcówki ortodontycznej lub końcówki Pik Pocket™. Aby użyć końcówki Implant Denture, umieść końcówkę po stronie językowej na jednym końcu protezy utrzymywanej na implantach. protezy utrzymywanej na implantach. Otwór końcówki jest skierowany pomiędzy naturalną tkankę dziąsła a protezę, kierując wodę pod protezę. Powoli przesuwaj końcówkę wzdłuż przestrzeni między naturalną tkanką dziąsła a protezę, aż do wyczyszczenia pod całą długością protezy.



Końcówka Plaque Seeker

Aby użyć końcówki Plaque Seeker™, umieść końcówkę blisko zębów, tak aby włosie delikatnie dotykały zębów. Delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między między zębami, aby delikatnie wyszczotkować zęby i umożliwić przepływ wody między zębami.



Używanie płynu do płukania jamy ustnej i innych roztworów

Waterpik® Water Flosser może być używany do dostarczania płynu do płukania jamy ustnej i roztworów antybakteryjnych. antybakteryjnych. Po użyciu dowolnego specjalnego roztworu należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec zatkaniu, częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchamiając urządzenie z końcówką skierowaną do zlewu, aż urządzenie będzie puste.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie/ladowarkę. W razie potrzeby wyczyść produkt w razie potrzeby za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnego, nieściernego środka czyszczącego. Zbiornik na wodę jest wymowany, co ułatwia jego czyszczenie. Umieść zbiornik w górnej półce zmywarki w celu wyczyszczenia. Zalecamy suszenie na powietrzu zamiast cyklu podgrzewania.


Usuwanie osadów z twardej wody / Czyszczenie ogólne

Osady z twardej wody mogą gromadzić się w urządzeniu w zależności od zawartości minerałów w wodzie. mineralnych w wodzie. Pozostawione bez nadzoru mogą utrudniać działanie urządzenia. Czyszczenie wewnętrznych części: dodaj 2 łyżki stołowe białego octu do pełnego zbiornika ciepłej wody. Skierować uchwyt i wlej do zlewu. Włącz urządzenie i pracuj do momentu opróżnienia zbiornika. Przepłukać powtarzając płukanie pełnym zbiornikiem czystej, ciepłej wody. Proces ten należy przeprowadzać co 1 do 3 miesięcy, aby zapewnić optymalną wydajność.

Wyciek

Jeśli wyciek spowodowany jest uszkodzeniem węży, można zakupić zapasowe węże i uchwyty na stronie www.waterpik.com lub skontaktować się z działem obsługi klienta Water Pik, Inc. w celu uzyskania zestaw naprawczy.

DEMONTAŻ AKUMULATORA



Wymagowanie baterii

Akumulator litowo-jonowy znajdujący się wewnątrz tego produktu nie może być wymieniony, należy wyjąć po zakończeniu eksploatacji produktu przed poddaniem go recyklingowi. Proces ten nie jest odwracalny i powoduje unieważnienie gwarancji na produkt. Podczas wykonywania poniższej procedury należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy chronić oczy, dłonie, palce i powierzchnię, na której pracujesz. Rozładować przed wyjęciem baterii, aż urządzenie przestanie działać.

1. Odwróć urządzenie. Usuń etykietę produktu (tylko model WF-12).
2. Zdejmij 4 gumowe nóżki, ostrożnie podważając je małym płaskim śrubokrętem, płaskim śrubokrętem.
3. Odkręć 5 śrub ze wskazanych miejsc za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
4. Obróć urządzenie pionowo i zdejmij zbiornik oraz pokrywę zbiornika.
5. Zdejmij górną obudowę, pociągając ją do góry, jak pokazano na rysunku.
6. Wykręć śruby ze wskazanych miejsc za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
7. Odciągnąć zespół płytki drukowanej na bok. Odkręć 4 śruby ze wskazanych miejsc za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
8. Podnieś pokrywę baterii, jak pokazano na rysunku.
9. Wymij baterię z obudowy.
10. Odetnij czarny przewód baterii nożyczkami lub nożycami bocznymi, a następnie odetnij czerwony przewód baterii.
11. Urządzenie i akumulator należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi lub stanowymi wymogami.

**UWAGA: NIE NALEŻY PRZECINAĆ OBU
PRZEWODÓW AKUMULATORA
JEDNOCZEŚNIE.**

DWULETANIA, OGRANICZONA GWARANCJA

Wyciek

Jeśli pojawi się wyciek z powodu uszkodzonego węża może to spowodować konieczność wymiany jego uchwytów. Możesz je kupić na stronie www.waterpik.com lub u lokalnego dystrybutora lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Obsługa serwisowa

Waterpik® Water Flossers nie ma żadnych elektrycznie sterowanych urządzeń i nie wymagają rutynowej konserwacji serwisowej. Dla wszystkich akcesoriów przejdź do strony www.waterpik.com lub www.profimed.com. Patrz: numery seryjne i modelowe we wszelkiej korespondencji. Te numery są zlokalizowane na dole urządzenia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami lub przejdź do strony www.waterpik.com.

Firma Water Pik, Inc. gwarantuje konsumentowi, że produkt jest wolny od wad materiałowych przez 2 lata od daty zakup. Konsument będzie musiał złożyć oryginalny dowód zakupu, aby otrzymać reklamację. Water Pik, Inc. wymieni, jakkolwiek część produktu, który w jego opinii jest wadliwy, pod warunkiem, że produkt nie był nadużywany, niewłaściwie używany, lub uszkodzony po zakupie, oraz był użytkowany zgodnie z instrukcją a także tylko z akcesoriami lub materiałami eksploatacyjnymi zatwierdzonymi przez Water Pik, Inc. Instalacja jest obowiązkiem konsumenta i nie jest objęta gwarancją. Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje akcesoriów lub części eksploatacyjnych, takich jak końcówki i głowice szczoteczek.

Używanie z niewłaściwym napięciem spowoduje uszkodzenie produktu i gwarancji VOID.

Niniejsza gwarancja zapewnia określone prawa. Możesz także mieć inne prawa które różnią się w zależności od prawa obowiązującego w danym miejscu zamieszkania.

www.waterpik.com / www.profimed.com

FONTOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
A HASZNÁLAT ELŐTT.

Ez a termék háztartási
használatra készült

Elektromos termékek használatakor,
különösen ha gyermekek is jelen
vannak, alapvető biztonsági
óvintézkedéseket mindig be kell
tartani, beleértve a következőket:

VESZÉLY:

**A kockázat csökkentése
érdekében áramütés veszélyének
csökkentése:**

- Ne kezelje az *USB töltőt a nedves kézzel.
- Ne helyezze vagy ejtse az *USB töltőt a vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja ezt a terméket fürdés közben.
- Ne helyezze vagy tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahol kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Ne nyúljon a termékért, ha az vízbe került. Húzza ki a konnektorból azonnal.
- Ellenőrizze a töltőszinórt és az *USB töltőt. Az első használat előtt és a használat során, illetve a termék élettartama alatt.

FIGYELMEZTETÉS:

**Az égési sérülések kockázatának
csökkentése érdekében, áramütés, tűz
vagy sérülés veszélye személyek
sérülése:**

A terméket csak a jelen tájékoztatóban megadottak
szerint használja, vagy az Ön fogorvosi szakember
által javasolt.

Csak a mellékelt USB-töltőt használja. Ha egy USB
töltő nincs mellékelve, a felhasználó által biztosított
USB töltő a következő specifikációkkal rendelkezik
szükséges a termék töltéséhez: USB Type-A,
Névleges kimenet: 5,0 VDC, 1,0 A.

Ne csatlakoztassa ezt a készüléket
feszültségrendszerhez amely különbözik attól a
feszültségrendszertől a készüléken vagy a töltőn
feltüntetett feszültségtől.

Tartsa meg a töltőszinórt és a felhasználó által
szállított *USB töltőt a fűtött felületektől távol.

Ne használja a szájuhanyt gyakrabban, mint két
óránként és alkalmanként 5 percnél hosszabb ideig.

Ne juttasson vizet az orra vagy a fülbe.
Nemkívánatos baktériumok vagy életveszélyes
protozoonok (pl. Naegleria fowleri) túlélhetnek a nem
megfelelően kezelt vízben, akár a csapvízben is. Az
expozíciójuk káros hatással lehet az emberi
szervezetre.

Ha orvosa vagy kardiológusa antibiotikumok
szedését tanácsolta Önnek, pl. egy tervezett
fogászati beavatkozás előtt, konzultáljon vele a
termék vagy más fogászati segédeszközök
használatáról.

Töltse fel a tartályt langyos vízzel vagy más fogászati
csak a szakemberek által ajánlott oldatokkal.

**Az USB-töltő nem minden termékkonfigurációhoz tartozik.*

- Ne öntsön jódot, sóoldatot (sós folyadékot) vagy vízben oldódó koncentrált illóolajokat a termékbe. Ezek használata csökkentheti a termék teljesítményét és lerövidítheti a termék élettartamát. Ezen anyagok használata nem felel meg a jótállási feltételeknek, és érvénytelenítheti a termék jótállást.
- Csak a Waterpik, Inc. által ajánlott fúvókákat/felszereléseket és tartozékokat használja.
- Ha Ön Pacemakerrel vagy más, mágneset vagy elektronikát tartalmazó beültetett eszközzel rendelkezik, a Waterpik szájuhany használata előtt konzultáljon orvosával vagy az eszköz gyártójával.
- Ne ejtsen vagy helyezzen idegen tárgyat a termék bármelyik nyílásába.
- Ne használja a terméket kültéren. Ezenkívül ne használja a következő környezetekben: aeroszolok (spray-k), vagy ellenőrzött oxigén atmoszférájú helyiségekben.
- A termék használata előtt távolítsa el minden ékszert és bzsut a szájából.
- Ne használja a terméket, ha nyílt seb van a szájában vagy a nyelvén.
- Ez a termék nem tartalmaz a fogyasztó által javítható alkatrészeket. Ne próbálja meg szétszerelni az alkatrészeket.
- Fokozott figyelmet kell fordítani azokra a helyzetekre, amikor gyermekek vagy fogyatékkal élők használják a terméket, vagy amikor a terméket az ő közelükben használják!
- A gyermekeket felügyelni kell a termék használatakor, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha sérült a tápkábel, vagy a dugó része, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett és megsérült, vagy vízbe esett ne használja a terméket. Forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi forgalmazóhoz (a cím a kézikönyv végén található).
- Ne használja ezt a terméket, ha sérült a vezeték vagy a dugó, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy bármilyen folyadékba beleesett. Vegye fel a kapcsolatot a Water Pik, Inc. 1-800-525-2774, vagy látogasson el a www.waterpik.com weboldal

**ŐRIZZE MEG EZT
A KÉZIKÖNYVET.**

TARTALOMJEGYZÉK

A termék leírása

A készülék beüzemelése

A Waterpik® szájuhany tisztítása és hibaelhárítása


Az akkumulátor eltávolítása

Két év korlátozott garancia

SZIMBÓLUMOK			
A következő szimbólumok jelenhetnek meg a terméken és/vagy a csomagoláson. Ezek a szimbólumok némelyike nem relevánsak az Ön országában, és csak tájékoztató jelleggel szerepelnek.			
Symbol	Meghatározása	Symbol	Meghatározása
	Lásd a használati útmutatóban		Levehető tápegység
	Gyártó		Egyenáramú (DC) feszültség
IPX7 or IPX4	Behatolás elleni védelem kód		Váltakozó (AC) feszültség
	IEC II. osztályú berendezések		Ne merítse ezt a készüléket semmilyen folyadékba.
	Ne használja ezt a készüléket zuhanyzóban, fürdőkádiban.		UK Megfelelőségértékelés
	Meghatalmazott képviselő a Európai Közösség		Szabályozási megfelelőségi jelölés
	CE megfelelőségi jelölés		Elektromos hulladékok és elektronikai berendezések elkülönített gyűjtése.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. BE/KI KAPCSOLÓ GOMB
2. FOGANTYÚ
3. Víz BE/KI kapcsoló
4. Nyomásszabályozás
5. Mágneses fogantyútartó
6. Fogantyú
7. Fűvóka
8. Tartály fedele
9. Tartály
10. Fűvóka-kidobó gomb
11. Töltő érintkezők
12. Bázis
13. USB töltő*
14. USB töltőkábel



WF-11

WF-12

USB töltőkábel
20030698-1 White
20030698-2 Black

USB töltő*
20024470-3 White
20024470-4 Black

*Az USB-töltő nem minden termék konfigurációhoz tartozik.

FŰVÓKÁK

Fogsabályozó Fűvóka*

- Fogsabályozó/általános használat

Pik Pocket™ Fűvóka*

- Parodontális zsebek/szörszájak

Plaque Seeker™ Fűvóka*

- Implantátumok/koronák/híd/
Tartók/általános használat

Klasszikus Jet Fűvóka**

- Általános használat


Implantátum fogpótlás Fűvóka**

- Rögzített implantációs hidak és fogpótlások

Nyelvtisztító**

- Frissebb lehet






NEM MINDEN MODELL TARTALMAZZA AZ ÖSSZES FŰVÓKÁT



*Cserélje le 3 havonta ** Cserélje le 6 havonta

Pótfűvókat/tartozékok online vásárolhatók meg a www.waterpik.com oldalon, vagy telefonon a Water Pik, Inc. 1-800-525-2774 (USA). Részletes információ a következőkről tippekről, egyéb tartozékokról és a termék használatáról, kérjük, látogasson el weboldalunkra. www.waterpik.com

AZ INDULÁSHOZ



A készülék töltése az első használat előtt

Ha nincs USB-töltő, akkor a felhasználó által biztosított USB-töltő a következőkkel használható. Specifikációkkal rendelkező töltőre van szükség a termék töltéséhez: USB Type-A, névleges kimenet: 5.0 Mielőtt csatlakoztatná a töltőt győződjön meg róla, hogy a kábel és a készülék érintkezői is tiszták és szárazak. Csatlakoztassa az USB-töltőt egy fali konnektorba, és csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt a készülékhez. A készülék töltésjelzője világítani fog, miközben tölti, majd 3 másodpercenként villogni kezd, amikor a készülék teljesen feltöltődött. Egy teljes töltés körülbelül 4 hétig tart, ha a készüléket naponta egyszer használja. Amikor az akkumulátorok töltésre szorulnak (kb. 30%-os töltöttségi szint) töltöttségi szint) a töltésjelző lámpa 3 gyors villogással jelzi a felhasználónak, hogy fontolóra kell vennie a készülék újratöltését. Egy teljes feltöltés 4,5-5 órát vesz igénybe. Ha naponta egyszer vagy ritkábban használja a szájuhanyt, ajánlott minden egyes alkalommal feltölteni 3-4 hetente. Ha naponta kétszer vagy gyakrabban használja, akkor gyakrabban tölts fel a készüléket.

A tartály előkészítése

Vegye ki a tartályt, emelje fel a tartály fedelét, és tölts fel langyos vízzel. Helyezze vissza a tartály az alapra, majd nyomja le erősen, és zárja le a fedelet.

Fűvóka beillesztése és eltávolítása

Helyezze a fűvókát a szájuhany fogantyújának közepébe, és nyomja le erősen, amíg a helyére nem pattan. A színes gyűrű egy vonalban lesz a fogantyú tetejével, ha a helyesen rögzült. A fűvóka a fogantyúból való eltávolításához csúsztassa el a fűvókakidobó gombot a fogantyúról.

Prime Unit (csak első használatra)

Állítsa a nyomásszabályozót az alapon magasra (10. nyomásbeállítás), irányítsa a fogantyút és a fűvókát a mosogatóba. Kapcsolja be az áramot és a vizet, amíg a víz ki nem folyik a fűvókából.

A nyomás beállítása

Állítsa a készülék alján lévő nyomásszabályozót a legalacsonyabb fokozatra (nyomásbeállítás

No.1) az első használatához. Idővel fokozatosan növelje a nyomást a kívánt beállításig.

- vagy a fogorvos utasításai szerint.



A szájuhany használata

Mindig helyezze a fejet a szájaiba, mielőtt megnyomna a vízfűvóka be/ki gombját. Hajoljon a mosdókagyló fölé, és enyhén

szorítsa össze az ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki a száján, de a felesleges folyadék mégis a mosdóba folyjon.

Irányítsa a fűvókából kiáramló vízugarat merőlegesen az íny vonalára. Használat közben a vízfolyás leállítható a vízgomb elcsúsztatásával, ehhez a fogantyún lévő vízkapcsolót OFF állásba kell állítani.

MEGJEGYZÉS: A motor tovább fog működni.



Kezdje a hátsó fogakkal, és haladjon az első fogak felé. A víznek a fogíny fele 90 fokos szögben kell áramlania. A fúvókát egyenletesen mozgassa végig az íny vonalán, mindig megállva egy rövid időre minden fogköznl. Folytassa a mozgást, amíg a felső és az alsó állkapocs fogainak elejét és hátulját meg nem tisztította. Használat után kapcsolja ki a szájuhanyt. Öntse ki a maradék folyadékot, és ürítse ki teljesen a tartályt.

Egyperces időzítő/30 másodperces Pacer

30 másodpercenként rövid szünetet

tart, hogy emlékeztesse Önt, hogy a száj következő részére (kvadransra) térjen át. A fogak minden egyes kvadransára 30 másodperc áll rendelkezésre, és 1 perc elteltével a teljes fogsor megtisztul. 1 perc elteltével a nyomásbeállítástól függően némi víz marad a tartályban.

Minden használat után

Kapcsolja ki a készüléket. Ürítse ki a tartályban maradt folyadékot.

MEGJEGYZÉS: Ha a vízen kívül szájuvizet vagy más oldatot is használt, lásd "A készülék használata Szájuvíz és más oldatok használata" című fejezetet.

MEGJEGYZÉS: NEM MINDEN MODELLHEZ TARTOZIK MINDEN PÓTFÚVÓKA.

Fúvóka HASZNÁLATA

Pik Pocket™ fej

Speciális szórófej az ínyorvadásos lebenyek öblítésére vízzel vagy antibakteriális oldattal. Tegye a szórófejet a szájába úgy, hogy a gumis csúcs az ínyvonal felé mutasson (a foghoz viszonyított 45 fokos szögben).


Nyelvtisztító fúvóka

A szabályozógombbal állítsa be a legalacsonyabb nyomást. A fejet lágyan nyomja a nyelv középebe, hosszának felében és enyhe nyomással húzza előre. Tetszés szerint növelje a víznyomást.

Fogszabályozó fúvóka

Az ortodontikus fej használatához gyengéden csúsztassa a fejet a fogínyvonal mentén, rövid időre meg-megállva, hogy gyengéden érintse a fogak közötti és a fogszabályozó szára körüli területet, mielőtt továbbhaladna a következő foghoz.

A WATERPIK® SZÁJZUHANY TISZTÍTÁSA ÉS HIBAELHÁRÍTÁS




Implantátum Fúvóka

A hegy nyílása a természetes ínysszövet között és a műfogsor között helyezkedik el, így a víz a műfogsor alá kerül. Lassan csúsztassa végig a hegyet a természetes ínysszövet és a műfogsor közötti területen, amíg meg nem tisztítja a fogpótlást a műfogsor teljes hossza alatt.



Plaque Seeker™ Fúvóka

A Plaque Seeker™ hegy használatához helyezze a hegyet a fogak közelébe úgy, hogy a sörték finoman a fogakhoz érjenek. Óvatosan csúsztassa végig a hegyet az ínyvonal mentén, rövid szünetet tartva a fogak között, hogy a víz a fogak közé áramolhasson.



Szájvíz és egyéb oldatok használata

A Waterpik®szájzuhany antibakteriális megoldásokat nyújt. Bármilyen speciális oldat használata után öblítse ki a készüléket, hogy megakadályozza a részleges eltömődést. A tartályt langyos vízzel tölts fel, és a készüléket a mosogatóba irányított hegyével addig járassa, amíg a készülék ki nem ürül.

Szilárd víz-lerakódások/ általános tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
Szükség esetén tisztítsa meg a termék külső felületét puha ruhával és enyhe, nem súroló tisztítószerrel. A használt víz összetételétől és ásványi anyag tartalmától függően a készülékben vízkő képződhet. Ha nem figyel oda a vízkőlerakódásokra, a készülék egy idő után nem működik megfelelően.

Ezért 1-3 havonta rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket.

Szilárd víz-lerakódások/ általános tisztítás


- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
Szükség esetén tisztítsa meg a termék külső felületét puha ruhával és enyhe, nem súroló tisztítószerrel. A használt víz összetételétől és ásványi anyag tartalmától függően a készülékben vízkő képződhet. Ha nem figyel oda a vízkőlerakódásokra, a készülék egy idő után nem működik megfelelően.

Ezért 1-3 havonta rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket.

Folyadék Szivárgás

Ha a készülékből használat közben a tömlő sérülése miatt folyadék szivárog vegye fel a kapcsolatot a szaküzlettel, a forgalmazóval - Profimed - vagy a gyártóval a www.waterpik.com címen a megfelelő szervizelés érdekében.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA



Az akkumulátor eltávolítása

A termékben található újratölthető lítium-ion akkumulátor nem cserélhető a termék élettartalmának a végén. Újrahasznosítás előtt el kell távolítani. Ez a folyamat nem visszafordítható, és a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. Tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, amikor az alábbi eljárást követi. Ügyeljen arra, hogy védje szemét, kezét, ujjait és azt a felületet, amelyen dolgozik. Töltse ki a az akkumulátor töltöttségét, amíg a készülék az akkumulátor eltávolítása előtt már nem működik.

1. Fordítsa meg a készüléket. Távolítsa el a termékcímktét (csak a WF-12 modellnél).

2. Távolítsa el a 4 gumilábat úgy, hogy óvatosan felfelé nyomja őket egy kis lapos csavarhúzóval.

3. Egy kis Phillips csavarhúzóval távolítson el 5 csavart a jelzett területekről.

4. Fordítsa a készüléket függőlegesen, és vegye le a tartályt és annak fedelét.

5. Vegye le a felső burkolatot a képen látható módon felfelé húzva.

6. Egy kis Phillips csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat a jelzett területekről.

7. Húzza félre az áramköri lapot. Távolítsa el a 4 csavart a jelzett területekről egy kis Phillips csavarhúzóval.

8. Emelje fel az elemfedelelet a képen látható módon.

9. Vegye ki az akkumulátort a házból.

10. Vágja le a fekete akkumulátor vezetékét egy ollóval vagy oldalvágóval, majd vágja le a piros akkumulátorkábelt.

11. Kérjük, hogy a készüléket és az akkumulátort a helyi vagy országos előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra.

**MEGJEGYZÉS: NE VÁGJA EL MINDKÉT
AKKUMULÁTORKÁBELT EGYSZERRE.**

KÉT ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Water Pik, Inc. az új termék megvásárlásától számítva 2 évig garantálja az új termékről, hogy az nem tartalmaz anyag- vagy formatervezési hibát. A garancia érvényesítéséhez a termék megvásárlására vonatkozó eredeti dokumentum felmutatása szükséges. A Water Pik, Inc. cég a saját belátása szerint kicseréli a termék bármely olyan részét, amelyet hibásnak ítél, feltéve, hogy a termékkel nem fordul elő, hogy nem megfelelően vagy helytelenül kezelték. A Water Pik, Inc. cég akkor is megteszi ezt, ha a terméket a vásárlás után nem változtatták meg, vagy más módon nem károsították, és a terméket a gyártó utasításainak megfelelően használták, és csak a Water Pik, Inc. cég által jóváhagyott eredeti tartozékokkal. Minden beavatkozás a fogyasztó felelőssége, és nem tartozik a garancia hatálya alá. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a tartozékokra vagy a fogyóeszközökre, mint például a fűvókákra, stb. A nem megfelelő feszültség károsíthatja a terméket. Ilyen jellegű károsodás következményeire nem vonatkozik a jótállás.

Ezt a garanciát a fogyasztó törvényes jogai mellett nyújtják, amelyeket ez semmilyen módon nem érint. A törvényes két éves jótállást az eladójánál tudja érvényesíteni. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA, www.waterpik.com A Waterpik® a Water Pik, Inc. cég kereskedelmi márkája, amely az alábbi országokban van regisztrálva:

Argentína, Ausztrália, Benelux, Brazília, Kanada, Chile, Kína, Csehország, Dánia, EU, Finnország, Franciaország, Németország, Hongkong, Magyarország, India, Izrael, Olaszország, Japán, Kazahsztán, Korea, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Norvégia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Oroszországi Föderáció, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Svájc, Tajvan, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság, Vietnam és az USA. A Waterpik® (javított) a Water Pik, Inc. cég kereskedelmi márkája, amely az alábbi országokban van regisztrálva: Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, EU, Hongkong, India, Izrael, Japán, Korea, Malajzia, Mexikó, Fülöp-szigetek, Oroszországi Föderáció, Szaúdi-Arábia, Dél-Afrika, Svájc, Tajvan, Thaiföld, Trinidad és Tobago, Ukrajna, Vietnam és az USA.

A Waterflosser® (javított) a Water Pik, Inc. cég kereskedelmi márkája, amely az alábbi országokban van regisztrálva: Brazília, Kanada, Kína, Mexikó, Svájc és az USA. A Pik Pocket® a Water Pik, Inc. cég kereskedelmi márkája, amely az alábbi országokban van regisztrálva: Kanada és az USA. A Plaque Seeker® a Water Pik, Inc. cég kereskedelmi márkája, amely az alábbi országokban van regisztrálva: Kanada, Kína, EU és az USA. Tervezve és tesztelve az USA-ban; gyártva Kínában. 20024528-F AA sz. úrlap ©2018 Water Pik, Inc.

Forgalmazó: Magyar Profimed Kft. 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/E., www.profimed.hu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Únik tekutin

Pokud dochází k úniku vody z přístroje například kvůli poškozené hadičce, obraťte se na svého prodejce nebo místního distributora. K přístroji lze zakoupit hadičky a rukojeti náhradní. Případně se obraťte na zákaznickou podporu distributora nebo společnosti Water Pik Inc. pro servisní opravu.

Servisní údržba

Ústní sprcha Waterpik® neobsahuje žádné součásti, které by bylo možné nebo by přímo vyžadovaly pravidelnou servisní kontrolu. Příslušenství k přístroji naleznete na stránkách www.profimed.cz a www.waterpik.com. Pro usnadnění komunikace si připravte sériové a výrobní číslo produktu. Tato čísla naleznete na spodní straně produktu.


Stále jsme nezodpověděli vaše otázky? Kontaktujte nás nebo navštivte www.waterpik.com. Společnost Water Pik, Inc. garantuje původnímu uživateli tohoto výrobku, že nebude vykazovat žádné vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Pro nárok na uplatnění záruky bude třeba předložit originál dokladu o koupi produktu. Společnost Water Pik, Inc. na základě vlastního uvážení nahradí jakoukoli část výrobku, která je podle jejího názoru vadná, ovšem za předpokladu, že produkt byl používán dle manuálu, nebyl rozebrán, nebyl záměrně poškozen nebo nebyl poškozen následkem používání s neoriginálním příslušenstvím nebo příslušenstvím neschváleným společností Water Pik, Inc.

Za instalaci produktu je zodpovědný spotřebitel a není pokryta zárukou. Tato omezená záruka se nevztahuje na příslušenství ani na spotřební díly, jako jsou nástavce nebo kartáčové hlavice. Nevhodné napětí může produkt poškodit. Na následky takového poškození se nevztahuje záruka. Tato záruka se poskytuje navíc k zákonným právům spotřebitele a tato práva nikterak neovlivňuje. Zákonnou dvouletou záruku můžete uplatnit u svého prodejce.

Distribuce pro ČR a SR: PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrástany; Za Trati 236, budova D, 252 19 Chrástany
www.profimed.cz

PROFIMED International s. r. o., Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava,
www.profimed.eu



www.waterpik.com



**Water Pik, Inc., a subsidiary of
Church & Dwight Co., Inc.**



1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
1-800-525-2774

www.waterpik.com

Designed and Tested in the USA. Made in China.

Conçu et testé aux États-Unis. Fabriqué en Chine.

Diseñado y probado en los EE. UU. Hecho en China.