

LED maska na tvár a krk

Skin Ritual Face & Neck



Návod na obsluhu

Ďakujeme za nákup zariadenia **Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck**

Obsah

- 1. Obsah - s. 2**
- 2. Rýchly štart - s. 2**
- 3. O produkte - s. 3**
- 4. Funkcie produktu - s. 5**
- 5. Technické špecifikácie - s. 6**
- 6. Popis produktu - s. 6**
- 7. Návod na použitie - s. 8**
- 8. Režimy prevádzky - s. 13**
- 9. Nabíjanie zariadenia - s. 14**
- 10. Rozšírte svoj rituál s Garrett Beauty - s. 15**
- 11. Pozrite sa, ako pani Kosmetolog používa tieto zariadenia v sérii „Expert’s view“ na našom kanáli YouTube! - s. 16**
- 12. Objavte všetky zariadenia Garrett Beauty - s. 16**
- 13. Poznámky pre používateľov - s. 17**
- 14. Opravy a údržba - s. 18**
- 15. FAQ - najčastejšie kladené otázky - s. 19**
- 16. Riešenie problémov - s. 21**
- 17. Záruka a reklamácia - s. 22**

Rýchly štart

- 1. Očistite pleť tváre a krku.**
- 2. Pripoj masky k ovládaču.**
- 3. Nasadte si masky a nastavte popruhy.**
- 4. Zapnite zariadenie, vyberte režim osvetlenia a dĺžku trvania.**
- 5. Relaxujte – procedúra trvá 5, 10 alebo 15 minút.**

O produkte

Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck je sada LED masiek určených na neinvazívnu starostlivosť o pleť tváre a krku. Vďaka použitiu LED technológie zariadenie podporuje regeneráciu pokožky, zlepšuje jej vzhľad a celkový stav. Masky sú pružné, ľahké a pohodlné na používanie a ovládanie pomocou intuitívneho ovládača umožňuje jednoduché prispôsobenie procedúry individuálnym potrebám. Sada umožňuje súčasné pôsobenie na dve kľúčové oblasti pokožky – tvár a krk – čím zabezpečuje komplexnú a ucelenú terapiu.

SMEROVÉ AKTIVITY:

- má protistarnúci účinok – zlepšuje pevnosť, pružnosť a napnutie pokožky
- podporuje prirodzenú regeneráciu pokožky tváre a krku
- stimuluje produkciu kolagénu a elastínu v hlbších vrstvách pokožky
- zosvetľuje pigmentové škvrny a vyrovnáva tón pleti
- redukuje jemné vrásky a mimické linky
- zmierňuje začervenania a zápaly
- podporuje boj s nedokonalosťami a známkami únavy
- zlepšuje mikrocirkuláciu a okysličenie kožných buniek
- zvyšuje účinnosť vstrebávania aktívnych zložiek obsiahnutých v kozmetických prípravkoch
- umožňuje vytvoriť rituál starostlivosti v domácom prostredí – bez bolesti, bez rizika, bez rekonvalescencie

INDIKÁCIE:

- strata pevnosti a pružnosti pokožky tváre a krku
- jemné a stredne hlboké vrásky, mimické vrásky
- pigmentové škvrny spôsobené slnkom, hormónmi a akné
- sivastá, nerovnomerná farba pleti
- unavená pokožka bez lesku
- citlivá, reaktívna pleť náchylná k začervenaniu
- príznaky fotostarnutia a ochabnutia pokožky krku
- podráždená pleť po kozmetických procedúrach (napr. peeling, mezoterapia)
- aknózna a znečistená pleť – ako podpora starostlivosti
- prevencia proti starnutiu – pre ľudí, ktorí dbajú o zachovanie

mladistvého vzhľadu

- doplnenie kozmetických a dermatologických terapií

KONTRAINDIKÁCIE:

Zdravotný stav a lieky:

- tehotenstvo a dojčenie – z dôvodu nedostatku dostatočných štúdií potvrdzujúcich bezpečnosť
- epilepsia a iné neurologické ochorenia, vrátane precitlivenosti na blikajúce svetlo
- precitlivenosť na svetlo (napr. fotodermatózy, lupus erythematosus)
- používanie liekov a kozmetických prípravkov, ktoré zvyšujú citlivosť na svetlo (napr. retinoidy, tetracyklíny, ľubovník bodkovaný)
- onkologické ochorenia (súčasné alebo prekonané – použitie výlučne so súhlasom lekára)
- ochorenia štítnej žľazy alebo používanie hormonálnych liekov – najmä pri terapii v oblasti krku
- poruchy zrážanlivosti krvi alebo používanie antikoagulancií

Stav pokožky:

- aktívne kožné infekcie: bakteriálne, vírusové alebo plesňové
- otvorené rany, čerstvé jazvy, podráždenia alebo zápaly kože
- nezahojené miesta po dermatologických, laserových alebo chirurgických zákrokoch
- alergické reakcie, vyrážky neznámeho pôvodu
- aktívna psoriáza alebo ekzém v oblasti ošetrovania (tvár, krk)

Ďalšie kontraindikácie:

- prítomnosť implantovaných elektronických zariadení (napr. kardiostimulátory, neurostimulátory)
- poruchy citlivosti – osoby s obmedzenou schopnosťou vnímať teplotu alebo dotyk
- osoby s mentálnym postihnutím, ktoré nie sú schopné samostatne a bezpečne obsluhovať zariadenie
- deti a osoby mladšie ako 16 rokov – používanie výlučne pod dohľadom dospelého

POZNÁMKA: V prípade akýchkoľvek pochybností sa odporúča konzultácia s dermatológom alebo kozmetológom pred začatím liečby LED svetlom.

Funkcie produktu

LED svetelná terapia (fototerapia)

Zariadenie **Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck** využíva technológiu fototerapie – neinvazívnu metódu starostlivosti s preukázateľným omladzujúcim a regeneračným účinkom. Vysielaním svetla s presne zvolenými vlnovými dĺžkami pôsobí zariadenie na pokožku tváre a krku a stimuluje prirodzené opravné procesy bez nutnosti návštevy kozmetického salónu.

LED masky pôsobia rovnomerne na povrch pokožky – **328 diód v maske na tvár a 212 v maske na krk** – čím zabezpečujú úplné pokrytie a účinnosť ošetrovania. Ošetrovanie je bezpečné, bezbolestné a nevyžaduje si rekonvalescenciu. Pravidelné používanie podporuje pevnosť pokožky, zlepšuje jej farbu a redukuje príznaky starnutia.

Zariadenie využíva štyri typy LED svetla:

Červené LED svetlo (660 nm)

Stimuluje produkciu kolagénu a elastínu, zlepšuje mikrocirkuláciu a okysličenie buniek. Pokožka sa stáva pevnejšou, pružnejšou a vyhladenejšou. Obzvlášť odporúčané v starostlivosti proti vráskam.

Červené + infračervené svetlo (660 nm + 850 nm)

Pôsobí hlbšie ako viditeľné svetlo – podporuje regeneračné procesy a obnovu pokožky na bunkovej úrovni. Zvyšuje hustotu a pružnosť pokožky, posilňuje jej štruktúru a urýchľuje biologickú obnovu.

Zelené LED svetlo (525 nm)

Pomáha redukovať pigmentové škvrny, vyrovnáva tón pleti a upokojuje citlivú pleť. Pomáha zmierniť viditeľnosť pigmentových škvŕn a obnovuje rovnováhu a svieži vzhľad pleti.

Žlté LED svetlo (590 nm)

Má upokojujúce a protizápalové účinky – ideálny pre citlivú, cievnatú a podráždenú pleť. Pomáha redukovať začervenanie a erytém, podporuje regeneráciu a dodáva pleti žiarivý vzhľad.


Technické špecifikácie

Názov produktu: Garrett Beauty Skin Ritual Face & Neck	
Kapacita batérie: 2000 mAh	Počet LED diód: 328 (4 v každom z 82 svetelných bodov) + 212 (4 v každom z 53 svetelných bodov)
Typ napájania: USB-C	Výkon: 7 W
Prevádzková teplota: 0-40 °C	Časovač: 5/10/15 minút

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na stránke www.garrett.eu. Navštívte našu webovú stránku a dozviete sa viac o našich produktoch a príslušenstve.

Popis produktu

Ovládač



Popis fungování tlačítek

Tlačidlo napájení:

⏻ Stlačte a podržte 1,5 sekundy, aby ste zapli/vypli.

T Tlačidlo časovača:

Krátke stlačenie pre nastavenie času (5/10/15 minút)

Tlačidlo režimu:


Krátke stlačenie pre prepínanie medzi 4 režimami

M Calm mode 1: Zelená svetlo


Brighten mode 2: Žlté svetlo

Rejuvenation mode 3: Červené svetlo

Tighten mode 4: Červené + infračervené svetlo



* **Ochranný pásik na čele** – Chráni pred priamym kontaktom LED diód s pokožkou v oblasti čela, zvyšuje komfort používania.



Návod na použitie

Poznámka: Masky na tvár a krk môžete používať spolu alebo samostatne – podľa potreby a dostupného času. Obe časti sa ovládajú pomocou jedného diaľkového ovládača.

Krok 1: Príprava pokožky

Dôkladne očistite pleť tváre a krku, aby ste odstránili make-up, kožný maz a nečistoty.


Odporúčame použiť sonickú kefku **Garett Beauty Multi Clean** – jemne, ale účinne pripraví pleť na ošetrenie LED svetlom.

Pleť osušte mäkkou utierkou.



Krok 2: Pripojenie masiek

Pomocou kábla USB-C pripojte masku (alebo obe) k ovládaču. Uistite sa, že pripojenie je stabilné.



Krok 3: Nasad' si masku

Maska na tvár:

Masku prispôsobte pomocou suchých zipsov na boku. Uistite sa, že čelo spočíva na ochrannom páse (pre pohodlie a vzdialenosť od zdrojov svetla), oči zostávajú odkryté a ventilačný otvor sa nachádza vo výške nosa.


Maska na krk:

Umístěte pružnou část na krk a jemně upravte popruhy.



Krok 4: Zapnutie zariadenia

Podržte tlačidlo napájania približne 1,5 sekundy, aby ste zariadenie zapli.



Krok 5: Výber pracovného režimu



Stlačte krátko tlačidlo „M“ na ovládači, aby ste vybrali požadovanú farbu LED svetla:

Zelená (525 nm) – rozjasnenie, zlepšenie farby pleti

Žltá (590 nm) – upokojenie, redukcia kožného mazu, vyváženie


Červená (660 nm) – regenerácia, proti starnutiu

Červená + infračervená (660 nm + 850 nm) – zpevnenie, hĺbková obnova




Krok 6: Nastavenie času

Stlačte krátko tlačidlo „T“, aby ste vybrali dĺžku procedúry: **5, 10 alebo 15 minút.**



Krok 7: Ošetrenie

Nechaj masky na tvári a krku po zvolenú dobu. Počas procedúry si oddýchnite - môžete si napríklad ľahnúť alebo pohodlne posadiť. Prístroj sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.



Krok 8: Po zákroku

Zložte masky a očistite ich mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Ak ste predtým nepoužívali kozmetické prípravky, teraz môžete naniesť sérum alebo hydratačný krém – pokožka po fototerapii je lepšie pripravená na vstrebávanie aktívnych zložiek.

V prípade potreby môžete kozmetické prípravky používať aj pred a počas procedúry – LED svetlo podporuje ich vstrebávanie. Pre dosiahnutie komplexnejšieho účinku starostlivosti o pleť odporúčame používať aj ďalšie zariadenia **Garett Beauty**, ktoré podporujú regeneráciu a čistenie pokožky (pozrite si časť „Rozšírte svoj rituál“).



Odporúčaná frekvencia používania: 3–5 krát týždenne, v závislosti od stavu pokožky a zvolenej farby svetla.

Pravidelné používanie prináša najlepšie výsledky. – viditeľné už po niekoľkých týždňoch

POZNÁMKA: V prípade citlivej alebo reaktívnej pokožky sa odporúča začať s 2–3 ošetreniami týždenne a postupne zvyšovať frekvenciu.

Režimy prevádzky

Garett Beauty Skin Ritual Face & Neck ponúka štyri prednastavené režimy LED svetla, z ktorých každý má iný kozmetický účinok. Používateľ si môže prispôbiť farbu svetla aktuálnym potrebám svojej pokožky. Dĺžku procedúry je možné nastaviť na **5, 10 alebo 15 minút**, intenzita svetla je konštantná.

Masky na tvár a krk sa môžu používať spolu alebo samostatne – zariadenie synchronizuje režim prevádzky pre oba prvky.

Dostupné režimy LED osvetlenia:

Červené svetlo (660 nm)

Základný režim zameraný na zlepšenie pružnosti pokožky a stimuláciu kolagénu. Ideálny pre každodennú starostlivosť proti vráskam.

Červené + infračervené svetlo (660 nm + 850 nm)

Režim hlbkej regenerácie. Infračervené vlny pôsobia v vrstvách dermis, podporujú jej obnovu a pevnosť.

Zelené svetlo (525 nm)

Režim na redukciu pigmentových škvŕn a zlepšenie tónu pleti. Pôsobí upokojujúco na citlivú a unavenú pleť.

Žlté svetlo (590 nm)

Upokojujúci a protizápalový režim. Pomáha redukovať začervenanie a posilniť citlivú pleť.

Tip:

Svetlo je možné používať striedavo, podľa potrieb pokožky. Odporúčaná frekvencia je **3–5 krát týždenne**.

Nabíjanie zariadenia


Na nabíjanie ovládača použite priložený kábel s okrúhlou koncovkou DC a pripojte ho do nabíjacieho konektora umiestneného v spodnej časti zariadenia.

POZNÁMKA: Nabíjanie je možné len vtedy, ak maska nie je pripojená k ovládaču.

Indikátor nabíjania na displeji bliká počas nabíjania a po úplnom nabití svieti nepretržite.

Port USB-C nie je určený na nabíjanie – je výhradne výstupom napájania pre masky.

Sieťový napájací adaptér nie je súčasťou balenia.



Rozšírte svoj rituál s Garrett Beauty

Skin Ritual Face & Neck je len jedným z krokov vašej domácej starostlivosti o pleť. Objavte ďalšie zariadenia **Garrett Beauty**, ktoré podporujú váš každodenný rituál starostlivosti o pleť:

Garrett Beauty Refresh Scrub

Kavitácia a sonoforéza – jemné, ale účinné čistenie pleti tváre.



Garrett Beauty Bright Skin

EMS, RF rádiofrekvencia a LED svetlo – lifting, zlepšenie tónu pleti a regenerácia pokožky tváre.



Garrett Beauty Fresh Eye

Masážer očí s funkciami chladenia a ohrievania – redukuje opuchy a známky únavy.



Garrett Beauty Perfect Body

Anticelulitídny vákuový masážny prístroj s funkciou lymfatickej drenáže – podporuje tvarovanie tela a zlepšuje tonus pokožky.



Garrett Beauty Multi Care Brush

Multifunkčné zariadenie na sonickú masáž a starostlivosť o pleť – stimulácia pokožky, zlepšenie mikrocirkulácie a relaxácia tvárových svalov.



**Pozrite sa, ako pani Kosmetolog
používa tieto zariadenia v sérii
„Expert's view“ na našom
kanáli YouTube!**



**Objavte všetky zariadenia
Garett Beauty**



Poznámky pre používateľov

- 1.** Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
- 2.** Neaplikujte zariadenie na poškodenú, čerstvo opálenú pokožku, pokožku s otvorenými ranami, silným začervenaním, vyrážkou alebo po invazívnych kozmetických zákrokoch.
- 3.** Nesmerujte LED svetlo priamo do očí a nepozerajte sa priamo na diódy počas prevádzky zariadenia.
- 4.** Infračervené svetlo (850 nm) nie je viditeľné voľným okom – je to normálny jav.
- 5.** Pred ošetrením nepoužívajte kozmetické prípravky obsahujúce alkohol, retinol, kyseliny AHA/BHA alebo iné látky, ktoré môžu zvýšiť citlivosť pokožky.
- 6.** Ak používate sérum alebo krém, vyberte prípravok, ktorý je bezpečný na použitie s fototerapiou, a zabráňte kontaktu kozmetického prípravku s vnútornou stranou masky.
- 7.** V prípade pocitu tepla, nepohodlia, mravčenia alebo podráždenia prerušte procedúru a poraďte sa s dermatológom.
- 8.** Tehotné ženy a osoby užívajúce fotosenzibilizujúce lieky (napr. antibiotiká, hormonálne lieky) by mali použitie zariadenia konzultovať s lekárom.
- 9.** Produkt je určený výhradne na vonkajšie použitie dospelými osobami alebo pod dohľadom dospelých.
- 10.** Po ukončení procedúry utrite povrch masiek suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nezanorujte zariadenie do vody a nepoužívajte chemické prostriedky.
- 11.** Produkt skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti, UV žiarenia a vysokých teplôt.
- 12.** Neotvárajte, nemodifikujte a neopravujte zariadenie sami – v prípade problémov kontaktujte autorizovaný servis Garrett.
- 13.** Pravidelné používanie (3–5 krát týždenne) prináša najlepšie výsledky v starostlivosti o pleť.
- 14.** Ne nabíjať zariadenie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni, v blízkosti umývadla alebo vane), aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.

Opravy a údržba

1. Po každom použití masky utrite mäkkou mikrovláknovou utierkou, mierne navlhčenou čistou vodou alebo vodou s jemným mydlom (napr. detským). Vyhýbajte sa drsným špongiám, kefám a abrazívnym utierkam.
2. Masky ani ovládač nikdy neponárajte do vody a neoplachujte ich pod tečúcou vodou.
3. Pred čistením alebo skladovaním vždy odpojte ovládač od napájania a masiek.
4. Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla (radiátorov, slnečného žiarenia) a vlhkosti.
5. Neohýbaj masky neprirodzeným spôsobom. Ukladaj ich na rovnej ploche v voľnej polohe, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných vodičov.
6. Nezvinuj ani nestláčaj vodiče príliš silno. Vyhýbaj sa ich stláčaniu ťažkými predmetmi.
7. Pravidelne kontrolujte stav káblov a konektorov. Ak zistíte odreniny, voľnosť, zmenu farby alebo prehrievanie, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servis.
8. Neodmontujte zariadenie sami. Rozobratie, úprava alebo neautorizovaná oprava má za následok stratu záruky.
9. Všetky opravy by mali vykonávať výlučne **autorizované servisné strediská Garrett**.
10. V prípade poruchy, nesprávnej funkcie alebo potreby získania podpory kontaktujte zákaznícky servis.

Navštívte nás:



FAQ – najčastejšie kladené otázky

Ako často môžem používať masky?

Odporúča sa používať 2-3 krát týždenne, ale ak vaša pleť dobre reaguje, môžete ho používať každý deň. Prispôsobte frekvenciu používania potrebám vašej pleti a odporúčaniam odborníka.

Je LED svetlo bezpečné pre oči?

Áno, masky sú navrhnuté tak, aby obmedzili vystavenie očí LED svetlu. Vstavaný ochranný pásik na čelo a konštrukcia masiek chráni oči pred priamym pôsobením svetla.

Pre väčší komfort sa odporúča počas procedúry zavrieť oči.

Môže toto zariadenie používať aj osoba s citlivou pokožkou?

Áno, ale odporúča sa začať s najkratšou dĺžkou ošetrovania a sledovať reakciu pokožky. V prípade pochybností sa poraďte s dermatológom.

Môžem používať masky počas tehotenstva alebo dojčenia?

Vzhľadom na nedostatok príslušných štúdií potvrdzujúcich bezpečnosť sa neodporúča používať masky počas tehotenstva a dojčenia.

Ako dlho trvá jedno ošetrovanie?

Môžete si vybrať 5, 10 alebo 15 minút – podľa svojich potrieb.

Ako sa starať o zariadenie?

Po každom použití masku utrite mäkkou handričkou. Nezanorujte do vody, nepoužívajte čistiace prostriedky ani alkohol s obsahom alkoholu nad 70 %.

Môžem používať masky s ľubovoľnými kozmetickými prípravkami?

Počas procedúry sa neodporúča používať masťné alebo krycie kozmetické prípravky. Pred alebo po procedúre môžete použiť ľahký krém alebo hydratačné sérum – najlepšie po predchádzajúcej konzultácii s kozmetičkou.

Je zariadenie vodotesné?

Nie. Masky a ovládač nie sú vodotesné – vyhnite sa kontaktu s vodou.

Ako dlho sa nabíja ovládač?

Nabíjanie trvá približne 2,5–3 hodiny.

Čo robiť, ak sa zariadenie nezapína?

Skontroluj, či je ovládač nabitý a či sú káble správne pripojené. V prípade problémov kontaktujte servis Garrett.

Môžem zariadenie požičiavať iným osobám?

Áno, zariadenie môže používať viacero osôb, za predpokladu dôkladnej dezinfekcie masiek po každom použití. Odporúča sa používať jemné dezinfekčné prostriedky bez obsahu alkoholu nad 70 % a vyhnúť sa ostrým čistiacim prostriedkom. Masky by mali byť individuálne prispôsobené pokožke používateľa – osoby s kožnými infekciami by sa mali zdržať používania zariadenia.

Môžem používať LED, ak užívam lieky citlivé na svetlo?

Nie. V prípade používania liekov a kozmetických prípravkov, ktoré zvyšujú citlivosť na svetlo (napr. retinoidy, niektoré antibiotiká), by sa nemali používať ošetrenia LED svetlom.



V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Zariadenie sa nezapína	Skontroluj, či je ovládač nabitý a správne pripojený
Masky nesvietia	Skontrolujte výber režimu osvetlenia a znovu pripojte masky.
Procedúra končí príliš rýchlo	Skontrolujte nastavený čas prevádzky
LED svetlo bliká alebo nefunguje správne	Odpoj masky, reštartuj zariadenie
Zariadenie sa nenabíja	Uistite sa, že používate správny kábel a nabíjačku



Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:
garett@rmasluzby.cz

Linka pomoci:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Záruka a reklamácia

Produkt je krytý 24-mesačnou zárukou výrobcu, ktorá platí od dátumu nákupu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené zavinením používateľa alebo nesprávnym používaním (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia spôsobené používaním príslušenstva iného ako priloženého v sade, spotrebného materiálu.

Podrobné záručné podmienky a kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke:

www.garett.eu

Výrobca/osoba zodpovedná v rámci EÚ:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce , Poľsko

www.garett.eu

garett@rmasluzby.cz



Správne odstraňovanie
produktu (vyrazené
elektrické a elektronické
zariadenia)

Označenie na výrobku alebo v súvisiacich textoch uvádza, že po uplynutí doby používania sa nesmie likvidovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Aby sa zabránilo škodlivému vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, oddel'te výrobok od iného druhu odpadu a zodpovedne ho recyklujte s cieľom podporiť opätovné použitie materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o mieste a spôsobe recyklácie tohto produktu bezpečnej pre životné prostredie môžu používatelia v domácnostiach získať v maloobchodnej predajni, kde produkt zakúpili, alebo u miestnych orgánov. Používatelia v podnikoch by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.



Spoločnosť GARETT SPÓŁKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicami 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.garett.eu