


Začínáme

1

Pomocí MicroUSB konektoru připojte elektronickou součástku chytré ponožky Smart Sock k základně.

2

Zapojte základnu do zásuvky. Chytrá ponožka Smart Sock se začne nabíjet.



3

Stáhněte si aplikaci Owlet a nastavte vaši chytrou ponožku Smart Sock™ a základnu.

4

Díky chůvičce Owlet, která vám pomůže pohlídat vaše miminko, můžete opět klidně spát. Základnu používejte jako primární oznamovací systém a aplikaci jako sekundární.







Owlet

Pro klidný spánek®

Pokyny k nastavení